

MK-DENT LEDs QUALITE SUPERIEURE, VASTE CHOIX

Les LEDs MK-dent sont : universelles, conviviales, économiques, puissantes ; avec une couleur de lumière parfaite. Le remplacement d'une ampoule halogène par une LED est simple et rapide ; inutile de remplacer le connecteur rapide.

Les LEDs MK-dent procurent une luminosité sans éblouissement, ni halos ; la température de couleur de 5500 K égale la lumière du jour.

Les LEDs sont très économiques, car la durée de vie est supérieure à environ 15 fois à celle d'une ampoule.



BU8012

MK-dent/KaVo*
Raccord



BU8012KM

KaVo*
Moteurs



BU8012SB

Sirona*
Raccords



BU8012SG

Sirona*
Moteurs



BU8012WH

W&H*
Turbines



BU8012WH/V2**

W&H*
Turbines



BU8012WLT

W&H*
Moteur à air LT25



BU8012WEA

W&H*
Moteurs
40LT, 50LT, A51LT



BU8012NT

NSK*
Moteurs TIM40, T1205L



BU8012NNL

NSK*
Moteurs NL



BU8012C

Castellini*
Turbines



BU8012C/V2**

Castellini*
Turbines

AMPOULES XENON

Nos ampoules XENON ont : une longue durée de vie, une intensité focus élevée, une lumière uniforme et un prix attractif. Elles sont compatibles avec la majorité des marques d'instruments.



BU7012

MK-dent/KaVo*
Raccords, Moteurs



BU7012SB

Sirona*
Raccord



BU7012SG

Sirona*
Moteurs



BU7012WH


W&H*
Turbines

Experimentez la

BRIGHTNESSES

dans une nouvelle

DIMENSION!!



BU8012BA

BienAir*
Moteurs



BU8012BA/V2**

BienAir*
Moteurs



BU8012BAK

BienAir*
Turbines,
Raccord Midwest* 6 voies

** Chaque unit est soumis à une polarisation de pôles positif et négatif. A cause des asymétries de construction, l'ampoule ne peut être retournée de 180°. Si l'ampoule de première version ne fonctionne pas, la version 2 avec polarisation inversée est requise.



BU8012WRA

W&H*
Raccord RA24



BU8012WRA/V2**

W&H*
Raccord RA24



BU8012N

NSK*
Raccord



BU8012Y

Yoshida*
Raccord



BU8012ST

Star*
Raccord



BU8012ST/V2**

Star*
Raccord



BU7012BA

BienAir*
Moteurs



BU7012BAK

BienAir*
Turbines



BU7012N

NSK*
Raccord



BU7012ST

Star*
Raccord