

**L9**

Codice	500500.L9
Descrizione	Elettrodo dritto a sfera Ø 3 mm (5pz) 5 cm
Lunghezza elettrodi	5 cm
Diametro attacco	Ø 2,4 mm
Forma elettrodo	elettrodo dritto 
Forma punta	
Diametro sfera	Ø 3 mm
Sterilizzazione	Autoclave 134 °C (10 minuti) / 121 °C (20 minuti)
Cicli di sterilizzazione	30



Item	500500.L9
Description	Straight ball electrode Ø 3mm length 5cm (5 pcs)
Electrode length	5 cm (1,96 in)
Shaft diameter	Ø 2,4 mm (3/32")
Electrode shape	straight electrode 
Tip shape	
Ball diameter	Ø 6 mm (0,236 in)
Sterilization	Autoclave 134 °C [275 °F] (10 minutes) / 121 °C [250 °F] (20 minutes)
Sterilization cycle	30