



























REFERENCE	DESIGNATION	PRIX publics TTC
<b>LAVABOS CHIRURGICAUX ELECTRONIQUES</b>		
<b>MATIERE GELCOAT QUALITE HOSPITALIERE POLI BRILLANT</b>		
<b>MP SMART ELEC</b>	<b>LAVABO SMART ROBINET ELECTRONIQUE</b>	<b>1 129 €</b>
	<p><b>Lave-mains Mp'SMART commande électronique secteur ou pile :</b>                      Coloris blanc, Dimensions L = 500 mm                      Comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bec col de cygne démontable laiton chromé</li> <li>- 1 Chassis de fixation en Inox</li> <li>- 1 Electrovanne de contrôle</li> <li>- 1 Cellule électronique avec purge automatique</li> <li>- 1 Oeufleton chromé</li> <li>- 1 Alimentation (pile ou secteur)</li> <li>- 1 Vanne de réglage de débit</li> <li>- 1 Flexible en PEX résistant à la chloration</li> <li>- 1 Siphon + 1 Bonde diam 32mm</li> </ul>	
<b>MP SMART FEMO</b>	<b>LAVABO SMART COMMANDE FEMORALE</b>	<b>1 129 €</b>
	<p><b>Lave-mains Mp'SMART commande fémorale :</b>                      Coloris blanc, Dimensions L = 500 mm                      Comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bec col de cygne démontable laiton chromé</li> <li>- 1 Chassis de fixation en Inox</li> <li>- 1 Commande fémorale</li> <li>- 1 Vanne de réglage de débit</li> <li>- 1 Flexible en PEX résistant à la chloration</li> <li>- 1 Bonde Diam. 32 + 1 Siphon</li> </ul>	
<b>MP SMART COUDE</b>	<b>LAVABO SMART COMMANDE AU COUDE</b>	<b>1 182 €</b>
	<p><b>Lave-mains Mp'SMART commande à coude mélangeur :</b>                      Coloris blanc, Dimensions L = 500 mm                      Comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Robinet commande au coude mélangeur</li> <li>- 1 Chassis de fixation en Inox</li> <li>- 1 Flexible PEX résistant à la chloration</li> <li>- 1 Bonde Diam. 32 + 1 Siphon</li> </ul>	
<b>MP MEDIO ELEC</b>	<b>LAVABO MP MEDIO COMMANDE ELECTRONIQUE</b>	<b>1 535 €</b>
	<p><b>Coloris blanc, Dimensions L = 600 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bec col de cygne démontable laiton chromé</li> <li>- 1 Chassis de fixation en Inox</li> <li>- 1 Electrovanne de contrôle</li> <li>- 1 Cellule électronique avec purge automatique</li> <li>- 1 Oeufleton chromé</li> <li>- 1 Alimentation (pile ou secteur)</li> <li>- 1 Vanne de réglage de débit</li> <li>- 1 Flexible en PEX résistant à la chloration</li> <li>- 1 Bonde Diam. 40 + 1 Siphon</li> </ul>	
<b>MP MEDIO FEMO</b>	<b>LAVABO MP MEDIO COMMANDE FEMORALE</b>	<b>1 535 €</b>
	<p><b>Coloris blanc, Dimensions L = 600 mm</b>                      Comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bec col de cygne démontable laiton chromé</li> <li>- 1 Chassis de fixation en Inox</li> <li>- 1 Commande fémorale à genoux temporisée</li> <li>- 1 Vanne de réglage de débit</li> <li>- 1 Flexible en PEX résistant à la chloration</li> <li>- 1 Bonde Diam. 40 + 1 siphon</li> </ul>	

<b>MP MEDIO COUDE</b>	<b>LAVABO MP MEDIO COMMANDE AU COUDE</b>	<b>1 597 €</b>
	<p>Lave-mains commande à coude mélangeur :</p> <p><b>Coloris blanc, Dimensions L = 600 mm</b></p> <p>Comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Robinet commande au coude mélangeur</li> <li>- 1 Chassis de fixation en Inox</li> <li>- 2 Flexibles PEX résistant à la chloration</li> <li>- 1 Bonde Diam. 40 + 1 Siphon</li> </ul>	
<b>MP UNO ELEC</b>	<b>LAVABO UNO ROBINET ELECTRONIQUE</b>	<b>2 135 €</b>
	<p>Lavabo chirurgical Mp'UNO commande électronique secteur ou pile :</p> <p><b>Coloris blanc, Dimensions L = 900 mm</b></p> <p>Comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bec col de cygne démontable laiton chromé</li> <li>- 1 Chassis de fixation en Inox</li> <li>- 1 Electrovanne de contrôle</li> <li>- 1 Cellule électronique avec purge automatique</li> <li>- 1 Oeuilleton chromé</li> <li>- 1 Alimentation (pile ou secteur)</li> <li>- 1 Vanne de réglage de débit</li> <li>- 1 Flexible en PEX résistant à la chloration</li> <li>- 1 Siphon + 1 Bonde Diam.40</li> </ul>	
<b>MP UNO FEMO</b>	<b>LAVABO UNO COMMANDE FEMORALE</b>	<b>2 135 €</b>
	<p>Lavabo chirurgical Mp'UNO commande femorale :</p> <p><b>Coloris blanc, Dimensions L = 900 mm</b></p> <p>Comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bec col de cygne démontable laiton chromé</li> <li>- 1 Chassis de fixation en Inox</li> <li>- 1 Commande femorale</li> <li>- 1 Vanne de réglage de débit</li> <li>- 1 Flexible en PEX résistant à la chloration</li> <li>- 1 Bonde Diam.40 + 1 siphon</li> </ul>	
<b>MP UNO COUDE</b>	<b>LAVABO UNO COMMANDE COUDE</b>	<b>2 347 €</b>
	<p>Lavabo chirurgical Mp'UNO commande a coude melangeur :</p> <p><b>Coloris blanc, Dimensions L = 900 mm</b></p> <p>Comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Robinet commande au coude mélangeur</li> <li>- 1 Chassis de fixation en Inox</li> <li>- 2 Flexibles PEX résistant à la chloration</li> <li>- 1 Bonde Diam.40 + 1 siphon</li> </ul>	

<p><b>MP DUO ELEC</b></p>	<p><b>LAVABO DUO ROBINET ELECTRONIQUE</b></p>	<p><b>3 071 €</b></p>
 	<p>Lavabo chirurgical Mp'DUO commande électronique secteur ou pile :  <b>Coloris blanc, Dimensions L = 1500 mm</b>                  Comprenant:                  - 2 Becs col de cygne démontables laiton chromé                  - 1 Chassis de fixation en Inox                  - 2 Electrovannes de contrôle                  - 2 Cellules électroniques avec purge automatique                  - 2 Oeuilletons chromés                  - 2 Alimentations (pile ou secteur)                  - 2 Flexible en PEX résistant à la chloration                  - 1 Siphon + 1 Bonde Diam.40</p>	
<p><b>MP DUO FEMO</b></p>	<p><b>LAVABO DUO COMMANDE FEMORALE</b></p>	<p><b>3 071 €</b></p>
	<p>Lavabo chirurgical Mp'DUO commande femorale :  <b>Coloris blanc, Dimensions L = 1500 mm</b>                  Comprenant:                  - 2 Becs col de cygne démontables laiton chromé                  - 1 Chassis de fixation en Inox                  - 2 Commandes femorales                  - 2 Vannes de réglage de débit                  - 2 Flexible en PEX résistant à la chloration                  - 1 Bonde Diam.40 + 1 Siphon</p>	
<p><b>MP DUO COUDE</b></p>	<p><b>LAVABO DUO COMMANDE COUDE</b></p>	<p><b>3 538 €</b></p>
 	<p>Lavabo chirurgical Mp'DUO commande à coude mélangeur:  <b>Coloris blanc, Dimensions L = 1500 mm</b>                  Comprenant:                  - 2 Robinets commande au coude mélangeur                  - 1 Chassis de fixation en Inox                  - 4 Flexible en PEX résistant à la chloration                  - 1 Bonde Diam.40 + 1 siphon</p>	
<p><b>MP TRIO ELEC</b></p>	<p><b>LAVABO TRIO ROBINET ELECTRONIQUE</b></p>	<p><b>4 456 €</b></p>
 	<p>Lavabo chirurgical Mp'TRIO commande électronique secteur ou pile :  <b>Coloris blanc, Dimensions L = 2000 mm</b>                  Comprenant:                  - 3 Becs col de cygne démontables laiton chromé                  - 1 Chassis de fixation en Inox                  - 3 Electrovannes de contrôle                  - 3 Cellules électroniques avec purge automatique                  - 3 Oeuilletons chromés                  - 3 Alimentations (pile ou secteur)                  - 3 Flexible en PEX résistant à la chloration                  - 1 Siphon + 1 Bonde Diam.40</p>	
<p><b>MP TRIO FEMO</b></p>	<p><b>LAVABO TRIO COMMANDE FEMORALE</b></p>	<p><b>4 456 €</b></p>
 	<p>Lavabo chirurgical Mp'TRIO commande femorale :  <b>Coloris blanc, Dimensions L = 2000 mm</b>                  Comprenant:                  - 3 Becs col de cygne démontables laiton chromé                  - 1 Chassis de fixation en Inox                  - 3 Commandes femorales                  - 3 Vannes de réglage de débit                  - 3 Flexible en PEX résistant à la chloration                  - 1 Bonde Diam.40 + 1 Siphon</p>	
<p><b>MP TRIO COUDE</b></p>	<p><b>LAVABO TRIO COMMANDE COUDE</b></p>	<p><b>4 641 €</b></p>
 	<p>Lavabo chirurgical Mp'TRIO commande à coude mélangeur:  <b>Coloris blanc, Dimensions L = 2000 mm</b>                  Comprenant:                  - 3 Robinets commande au coude mélangeur                  - 1 Chassis de fixation en Inox                  - 6 Flexibles en PEX résistant à la chloration                  - 1 Bonde Diam.40 + 1 siphon</p>	

<b>10LAV-PREFILTRE</b>	<b>PREFILTRATION COMPLETE 10</b>	<b>300 €</b>
	Ensemble de préfiltration et reduceur de pression Vanne d'arrêt Carter pre filtre Cartouche pre filtre 1µ	
<b>13733015</b>	<b>MITIGEUR THERMOSTATIQUE</b>	<b>143 €</b>
	Mitigeur thermostatique	
<b>1320250</b>	<b>FILTRE TERMINAL</b>	<b>92 €</b>
	Filtre terminal 0,22 µ sortie douchette Tous germes 62 jours	
<b>23TAP22FN</b>	<b>RACCORDS RAPIDES POUR FILTRE TERMINAL</b>	<b>56 €</b>
	Raccord rapide pour filtre terminal 22/100 F	
<b>10LAV-RAIL-3P</b>	<b>RAIL</b>	<b>256 €</b>
	Rail aluminium pour lavabo MP'TRIO	
<b>10LAV-RAIL-2P</b>	<b>RAIL</b>	<b>182 €</b>
	Rail aluminium pour lavabo MP'DUO	
<b>10LAV-RAIL-1P</b>	<b>RAIL</b>	<b>143 €</b>
	Rail aluminium pour lavabo MP'UNO	
<b>10LAV-RAIL-M</b>	<b>RAIL</b>	<b>120 €</b>
	Rail aluminium pour lavabo MP'MEDIO 70 cm	
<b>10LAV-RAIL-S</b>	<b>RAIL</b>	<b>115 €</b>
	Rail aluminium pour lavabo MP'SMART 60 cm	
<b>10PLATINE PVC RAIL</b>	<b>PLATINE</b>	<b>145 €</b>
	Platine PVC accessoires déclipable pour rail	
<b>50425022</b>	<b>DISTRIBUTEUR DE SAVON AU COUDE</b>	<b>88 €</b>
	Distributeur mural manuel inox 1 L Airless	
<b>55383890</b>	<b>DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PLIES H3 mini</b>	<b>71 €</b>
	Largeur 332 mm Profondeur 135 mm Hauteur 291 mm	
ZPORT	FRAIS D'EMBALLAGE ET EXPEDITION par lavabo MP SMART MP MEDIO MP UNO MP DUO MP TRIO 65	55 60 65 70 80