


CORDONS SILICONES POUR EQUIPEMENTS DENTAIRES

TARIF 2023

CORDONS POUR EQUIPEMENTS GARANTIS 12 MOIS

SPECIFICATIONS TECHNIQUES



DENT R MED

ZI DU COIN - 18 BOULEVARD DES ECHARNEAUX - 42400 SAINT CHAMOND

TEL : 04 77 73 32 33 - 06 22 24 92 38

DENTRMED@DENTRMED.FR - WWW.DENTRMED.COM

CORDONS COMPATIBLE POUR EQUIPEMENT CONNEXION - TERMINAL LIBRE - KAVO
ANTHOS / STERN WEBER / CASTELLINI - SIRONA - PLANMECA

SOMMAIRE

Cordon connexion 3-voies (Borden)	Pag. 3
Cordon connexion 4-voies (Midwest)	Pag. 4
Cordon connexion 6-voies (Midwest + F.O.)	Pag. 5
Cordon compatible pour Bien Air© MC3 e NSK© M40	Pag. 7
Cordon compatible pour Bien Air© MC2 IR et Isolite 300	Pag. 9
Cordon compatible pour moteur Chirana Medical© P2ED 460	Pag. 13
Cordon compatible pour moteur Kavo© K190-K196-K200 et Chirana Medical© CH660 L	Pag. 14
Cordon compatible pour moteur Kavo© K192-K201	Pag. 16
Cordon compatible pour moteur Kavo© KL700 SERIES KL701-KL702-KL703	Pag.17
Cordon compatible pour moteur Sirona© SL	Pag. 18
Cordon compatible pour moteur Sirona© BL ISO C - Apex	Pag. 19
Cordon compatible pour micromoteur Densim DX	Pag. 21
Cordon compatible pour moteur iXS4© , iMMs© , IMPLANTOR LED© (pour unit produit jusqu'à fin 2015 ET 2016)	Pag.22
Cordon compatible pour moteur iXR3L© , iMMrL© , HANDY POWER LED©	Pag. 23
Cordon compatible pour moteur iXR3© , iMMr© , HANDY POWER©	Pag. 24
Cordon compatible pour moteur iXS4, iMMs , IMPLANTOR (pour unit produit jusqu'à fin 2016)	Pag.25
Cordon compatible pour détartreur EMS	Pag. 26
Cordon compatible pour détartreur EMS LED	Pag. 27
Cordon compatible pour détartreur SATELEC©	Pag. 28
Cordon compatible pour détartreur SATELEC© LUMIERE	Pag. 29
Cordon compatible pour détartreur MECTRON et LAMPE LED MECTRON	Pag. 30
Cordon pour seringue 3F (air/eau) et seringue LUZZANI	Pag. 32
Modèle des différents raccordements des cordons + accessoires adaptateurs et joints pour cordon	Pag. 35
Tube en PU et gaine en silicone	Pag. 36
Tubes et embouts pour aspiration	Pag. 38
Tubes d'aspiration complets avec bague CATANI EURODENT KAVO SIRONA CASTELLINI PLANMECA	Pag. 39

Symbole:



Cordon électrifié pour instrument LED

Cordon avec raccord tournant 400°



Cordon avec bague de régulation de l'eau du spray

O Disponible sur demande **X** non disponible

Comment bien prendre les longueurs du cordon :

STD CORDON STANDARD - TERMINAL LIBRE	- LONGUEUR STANDARD 1600 mm
SKV CORDON POUR EQUIPEMENT KAVO - LONGUEUR STANDARD 1250 mm OU 1400 mm SCF CORDON POUR EQUIPEMENT ANTHOS - STERN WEBER-CASTELLINI	<i>longueur de la gaine seule sans connecteur</i>
SSR CORDON POUR EQUIPEMENT SIRONA PLM CORDON POUR EQUIPEMENT PLANMECA	- LONGUEUR STANDARD 1370 mm OU 1030 mm <i>longueur des 2 extrémités des connecteurs</i>

CORDON 3-VOIES (BORDEN)
 Guaine silicone Ø externe : 10 mm



Cordons **avec terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (en supplément)

		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
sans réglage de l'eau du spray			-	-	-	3H.STD.LG.1	3H.STD.MG.1	3H.STD.GR.1	3H.STD.BR.1	3H.STD.BL.1	66,67€

Cordons pour équipements **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible				Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
  Anthos: A3, A5, A7, A6, A7, A9, L6, L9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S380TRc, 320TR, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, 6, 8					-	-	-	O	O	3H.SCF.GR.1	O	O	176,67€

CORDON 4 VOIES (MIDWEST)

Avec TUBE DE DECHARGE DE L'AIR SEPARÉ gaine silicone Ø externe : 11 mm



Cordons **avec terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

Connexion côté instrument						Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
Sans réglage de l'eau du spray			-	-	-	4H.STD.LG.1	4H.STD.MG.1	4H.STD.GR.1	4H.STD.BR.1	4H.STD.BL.1	66,67€
			-	-	-	4H.STD.LG.2	4H.STD.MG.2	4H.STD.GR.2	4H.STD.BR.2	4H.STD.BL.2	80,00€
			-	-	-	4H.STD.LG.3	4H.STD.MG.3	4H.STD.GR.3	4H.STD.BR.3	4H.STD.BL.3	
			-	-	-	4H.STD.LG.4	4H.STD.MG.4	4H.STD.GR.4	4H.STD.BR.4	4H.STD.BL.4	
			-	-	-	4H.STD.LG.5	4H.STD.MG.5	4H.STD.GR.5	4H.STD.BR.5	4H.STD.BL.5	
Avec bague de réglage de l'eau du spray			-	✓	-	4R.STD.LG.1	4R.STD.MG.1	4R.STD.GR.1	4R.STD.BR.1	4R.STD.BL.1	143,33€

Les câbles sont compatibles avec les équipements suivants : Kavo, Anthos, Stern Weber, Castellini

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Connexion côté instrument						Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
Compatible 			-	-	-	4H.SKV.LG.1	4H.SKV.MG.1	O	O	O	186,67€
			-	-	-	4H.SKV.LG.2	4H.SKV.MG.2	O	O	O	
			-	-	-	4H.SKV.LG.3	4H.SKV.MG.3	O	O	O	203,33€
			-	-	-	4H.SKV.LG.4	4H.SKV.MG.4	O	O	O	

Les câbles sont compatibles avec les équipements suivants : Anthos, Stern Weber, Castellini

Cordons pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Connexion côté instrument						Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
Compatible 			-	-	-	O	O	4H.SCF.GR.1	O	O	193,33€
			-	-	-	O	O	4H.SCF.GR.1	O	O	

CORDONS 6 VOIES (4+2 VOIES) ELECTRIFIE (MIDWEST + F.O.)

Avec TUBE DE DECHARGE DE L'AIR SEPRE gaine silicone Ø externe : 11 mm



Cordons **avec terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

	Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
Sans réglage de l'eau du spray		✓	-	-	6H.STD.LG.1	6H.STD.MG.1	6H.STD.GR.1	6H.STD.BR.1	6H.STD.BL.1	93,33 €
		✓	-	-	6H.STD.LG.2	6H.STD.MG.2	6H.STD.GR.2	6H.STD.BR.2	6H.STD.BL.2	106,67 €
		✓	-	-	6H.STD.LG.3	6H.STD.MG.3	6H.STD.GR.3	6H.STD.BR.3	6H.STD.BL.3	
		✓	-	-	6H.STD.LG.4	6H.STD.MG.4	6H.STD.GR.4	6H.STD.BR.4	6H.STD.BL.4	
		✓	-	-	6H.STD.LG.5	6H.STD.MG.5	6H.STD.GR.5	6H.STD.BR.5	6H.STD.BL.5	
		✓	-	-	6H.STD.LG.6	6H.STD.MG.6	6H.STD.GR.6	6H.STD.BR.6	6H.STD.BL.6	
Avec bague de réglage de l'eau du spray		✓	✓	-	6R.STD.LG.1	6R.STD.MG.1	6R.STD.GR.1	6R.STD.BR.1	6R.STD.BL.1	166,67 €
Compatible moteur Bien Air MC3 & NSK M40		✓	-	-	8P.STD.LG.1	8P.STD.MG.1	8P.STD.GR.1	8P.STD.BR.1	8P.STD.BL.1	126,67 €
AVEC LED Intégrée		✓	-	-	5H.STD.LG.1	5H.STD.MG.1	5H.STD.GR.1	5H.STD.BR.1	5H.STD.BL.1	233,33 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible	Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1078, 1080		✓	-	-	6H.SKV.LG.1	6H.SKV.MG.1	6H.SKV.GR.1	O	O	230,00 €
		✓	-	-	6H.SKV.LG.2	6H.SKV.MG.2	6H.SKV.GR.2	O	O	246,67 €
		✓	-	-	6H.SKV.LG.3	6H.SKV.MG.3	O	O	O	
 E30S, E30T, E50S, E70S no sensore magne. co (Simile a ref. 10078151)		✓	-	-	6H.SKV.LG.4	6H.SKV.MG.4	O	O	O	

Cordons pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible	Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
 Anthos: A3, A5, A7, A6, A7, A9, L6, L9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S380TRc, 320TR, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, 6, 8		✓	-	-	O	O	6H.SCF.GR.1	O	O	216,67 €
		✓	-	-	O	O	6H.SCF.GR.1L	O	O	



Compatible 			Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
 	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, C8+, C9+ E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, Profeel®, INTEGO, INTEGO PRO, TENEO, SINIUS <u>Compatible avec ref. 62 16 274</u>	 		✓	-	-	6H.SSR.LG.1 L.1370 mm	6H.SSR.MG.1 L.1370 mm	O	O	O	263,33 €
	C3, C3+, C6, E3 <u>Compatible avec ref. 62 16 274</u>			✓	-	-	6H.SSR.LG.2 L.1030 mm	6H.SSR.MG.2 L.1030 mm	O	O	O	

ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រកាសព័ត៌មាន និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រកាសព័ត៌មាន

Cordons DROIT pour équipements **Planmeca**

Compatible 			Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
 	Semblable 2600265-11	 		✓	-	-	6H.PLM.LG.1	6H.PLM.MG.1	O	O	O	316,67 €
	Semblable 2600203-8			✓	-	-	6H.PLM.LG.2	6H.PLM.MG.2	O	O	O	
	L. 930 mm 430 Ω			✓	-	-	6H.PLM.LG.3	6H.PLM.MG.3	O	O	O	
	L. 1000 mm 820 Ω			✓	-	-	6H.PLM.LG.4	6H.PLM.MG.4	O	O	O	
	Semblable 2600250-6			✓	-	-	6H.PLM.LG.5 (cordon pendant.)	6H.PLM.MG.5 (cordon pendant.)	O	O	O	
	Semblable 2600280-6			✓	-	-	6H.PLM.LG.6	6H.PLM.MG.6	O	O	O	
	Semblable 2600296-7			✓	-	-	6H.PLM.LG.7	6H.PLM.MG.7	O	O	O	
	Semblable 2600264-11			✓	-	-	6H.PLM.LG.8	6H.PLM.MG.8	O	O	O	

CORDONS POUR MICROMOTEUR BIEN AIR® MC3 et NSK® M40
 Gaine en silicone Ø 10 mm (version ROTATIVE) Ø 11 mm (vers. standard)



Cordons **avec terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
Pour micromoteur MC3 Bien Air			✓	-	-	8H.STD.LG.1	8H.STD.MG.1	8H.STD.GR.1	8H.STD.BR.1	8H.STD.BL.1	110,00 €
Pour mm. Bien Air MC3 Version bague longue			✓	-	-	8H.STD.LG.2	8H.STD.MG.2	8H.STD.GR.2	8H.STD.BR.2	8H.STD.BL.2	
Pour mm NSK M40			✓	-	-	8H.NSK.LG.1	8H.NSK.MG.1	8H.NSK.GR.1	8H.NSK.BR.1	8H.NSK.BL.1	
Pour mm. Bien Air MC3 rotation 400°			✓	-	✓	8S.STD.LG.1	8S.STD.MG.1	8S.STD.GR.1	8S.STD.BR.1	8S.STD.BL.1	183,33 €
Pour mm MC3 & M40 rotatif à 400°			✓	-	✓	8S.NSK.LG.1	8S.NSK.MG.1	8S.NSK.GR.1	8S.NSK.BR.1	8S.NSK.BL.1	200,00 €
Polyvalent pour : - mm. MC3 & M40 - turbine Midwest F.O			✓	-	-	8P.STD.LG.1	8P.STD.MG.1	8P.STD.GR.1	8P.STD.BR.1	8P.STD.BL.1	126,67 €
Pour mm Bien Air MC3 avec réglage de l'eau du spray			✓	✓	✓	8R.STD.LG.1	8R.STD.MG.1	8R.STD.GR.1	8R.STD.BR.1	8R.STD.BL.1	280,00 €
Pour mm MC3 & M40 avec réglage de l'eau du spray			✓	✓	✓	8R.NSK.LG.1	8R.NSK.MG.1	8R.NSK.GR.1	8R.NSK.BR.1	8R.NSK.BL.1	296,67 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible			Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	1057, 1060			✓	-	-	8H.SKV.LG.1	8H.SKV.MG.1	8H.SKV.GR.1	O	O	336,67 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080			✓	-	-	8H.SKV.LG.2	8H.SKV.MG.2	O	O	O	
	E30S, E30T E50S, E70S			✓	-	-	O	O	O	O	O	
	1057, 1060			✓	✓	✓	8R.SKV.LG.1	8R.SKV.MG.1	O	O	O	430,00 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080			✓	✓	✓	8R.SKV.LG.2	8R.SKV.MG.2	O	O	O	
	E30S, E30T E50S, E70S			✓	✓	✓	O	O	O	O	O	
	1057, 1060			✓	-	-	8H.SKK.LG.1	8H.SKK.MG.1	O	O	O	336,67 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080			✓	-	-	8H.SKK.LG.2	8H.SKK.MG.2	O	O	O	
	E30S, E30T E50S, E70S			✓	-	-	O	O	O	O	O	
	1057, 1060			✓	✓	✓	8R.SKK.LG.1	8R.SKK.MG.1	O	O	O	430,00 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080			✓	✓	✓	8R.SKK.LG.2	8R.SKK.MG.2	O	O	O	
	E30S, E30T E50S, E70S			✓	✓	✓	O	O	O	O	O	



Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400

Compatible					Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
 	<u>Anthos:</u> A3, A5, A7, A6, A7, A9, L6, L9, R7	Pour mm. MC3 		☒	-	-	O	O	O	8H.SCF.GR.1	O	O	236,67 €	
	<u>Stern Weber:</u> S200, S250,	Pour mm. M40 		☒	-	-	O	O	O	8H.SCK.GR.1	O	O		
	S280TRc S300, S380TRc, 320TR, S220TR, S320TR	Pour mm MC3 rotation 400° 		☒	-	☒	O	O	O	8S.SCF.GR.1	O	O	243,33 €	
	<u>Castellini:</u> Skema 5, 6, 8	Polyvalent MC3, M40, Turbine 		☒	-	☒	O	O	O	8P.SCF.GR.1	O	O	260,00 €	

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm et L. 1030 mm

Compatible			Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
 	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, M1, C8+	Pour mm MC3 		✓	-	-	8H.SSR.LG.1 L.1370 mm	8H.SSR.MG.1 L.1370 mm	O	O	O	343,33 €
	C3, C3+, C6, E3	✓		-	-	8H.SSR.LG.2 L.1030 mm	8H.SSR.MG.2 L.1030 mm	O	O	O		
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, M1, C8+	Pour mm MC3 avec réglage de l'eau du 		✓	✓	✓	8R.SSR.LG.1 L.1370 mm	8R.SSR.MG.1 L.1370 mm	O	O	O	413,33 €
	C3, C3+, C6, E3	✓		✓	✓	8R.SSR.LG.2 L.1030 mm	8R.SSR.MG.2 L.1030 mm	O	O	O		
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT S1, S2, C8+	Pour mm M40 		✓	-	-	8H.SSK.LG.1 L.1370 mm	8H.SSK.MG.1 L.1370 mm	O	O	O	340,00 €
	Pour mm M40 avec réglage de l'eau du 	✓		✓	✓	8R.SSK.LG.2 L.1370 mm	8R.SSK.MG.2 L.1370 mm	O	O	O	413,33 €	

Cordons DROIT pour équipements **Planmeca**

Compatible		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	Semblable 10044908-1 					8H.PLM.LG.1	8H.PLM.MG.1	O	O	O	380,00 €
	Semblable 10044908-1 					8S.PLM.LG.1	8S.PLM.MG.1	O	O	O	446,67 €
	L. 1500 mm 82 Ω					8S.PLM.LG.3 (cordon p	8S.PLM.MG.3 endent.)	O	O	O	
	Semblable 10044909-1 					8P.PLM.LG.1	8P.PLM.MG.1	O	O	O	430,00 €
	L. 900 mm 82 Ω					8P.PLM.LG.2	8P.PLM.MG.2	O	O	O	
	L. 1500 mm 82 Ω					8P.PLM.LG.3 (cordon pe	8P.PLM.MG.3 ndent.)	O	O	O	



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

	Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
Pour micromoteur Bien Air MC2 I		-	-	-	B5.STD.LG.1	B5.STD.MG.1	B5.STD.GR.1	B5.STD.BR.1	B5.STD.BL.1	110,00 €
Pour micromoteur Bien Air MC2 I Version ECO raccord plastique					B5.STD.LG.E	B5.STD.MG.E	B5.STD.GR.E	B5.STD.BR.E	B5.STD.BL.E	96,67 €
Pour micromoteur Bien Air ISOLITE 300 Version ECO - raccord plastique		✓	-	-	B7.STD.LG.1	B7.STD.MG.1	B7.STD.GR.1	B7.STD.BR.1	B7.STD.BL.1	120,00 €
Pour micromoteur Bien Air ISOLITE 300 Version ECO - raccord plastique					B7.STD.LG.E	B7.STD.MG.E	B7.STD.GR.E	B7.STD.BR.E	B7.STD.BL.E	106,67 €
Double usage: - mm MC2 IR - mm ISOLITE 300	 	✓	-	-	B3.STD.LG.1	B3.STD.MG.1	B3.STD.GR.1	B3.STD.BR.1	B3.STD.BL.1	153,33 €
Pour micromoteur ISOLITE 300 raccord tournant 400°		✓	-	✓	B2.STD.LG.1	B2.STD.MG.1	B2.STD.GR.1	B2.STD.BR.1	B2.STD.BL.1	183,33 €
Double usage: - mm MC2 IR - mm ISOLITE 300 raccord tournant 400°	 	✓	-	✓	B4.STD.LG.1	B4.STD.MG.1	B4.STD.GR.1	B4.STD.BR.1	B4.STD.BL.1	216,67 €
Pour mm ISOLITE 300 avec réglage de l'eau spray		✓	✓	✓	BR.STD.LG.1	BR.STD.MG.1	BR.STD.GR.1	BR.STD.BR.1	BR.STD.BL.1	306,67 €
Pour mm MC2 IR avec réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	BR.STD.LG.2	BR.STD.MG.2	BR.STD.GR.2	BR.STD.BR.2	BR.STD.BL.2	290,00 €
Double usage: MC2 IR - ISOLITE 300 avec réglage de l'eau du spray	 	✓	✓	✓	BR.STD.LG.3	BR.STD.MG.3	BR.STD.GR.3	BR.STD.BR.3	BR.STD.BL.3	323,33 €




Compatible 		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC	
1057, 1060	Pour mm MC2 IR			-	-	-	B5.SKV.LG.1	B5.SKV.MG.1	O	O	O	346,67€
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080	-			-	-	B5.SKV.LG.2	B5.SKV.MG.2	O	O			
E30S, E30T, E50S - E70S	-			-	-	O	O	O	O			
1057, 1060	Pour mm ISOLITE 300			✓	-	-	B7.SKV.LG.1	B7.SKV.MG.1	O	O	O	336,67
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080	✓			-	-	B7.SKV.LG.2	B7.SKV.MG.2	O	O			
E30S, E30T, E50S - E70S	✓			-	-	O	O	O	O			
1057, 1060	Pour mm MC2 & ISOLITE 300			✓	-	-	B3.SKV.LG.1	B3.SKV.MG.1	O	O	O	376,67€
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080	✓			-	-	B3.SKV.LG.2	B3.SKV.MG.2	O	O			
E30S, E30T, E50S - E70S	✓			-	-	O	O	O	O			
1057, 1060	Pour ISOLITE 300 raccord tournant 400°			✓	-	✓	B2.SKV.LG.1	B2.SKV.MG.1	O	O	O	343,33€
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080	✓			-	✓	B2.SKV.LG.2	B2.SKV.MG.2	O	O			
E30S, E30T, E50S - E70S	✓			-	✓	O	O	O	O			
1057, 1060	Pour MC2 et ISOLITE 300 avec réglage de l'eau du spray			✓	✓	✓	BR.SKV.LG.1	BR.SKV.MG.1	BR.SKV.GR.1	O	O	446,67€
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080	✓			✓	✓	BR.SKV.LG.2	BR.SKV.MG.2	O	O			
E30S, E30T, E50S - E70S	✓			✓	✓	O	O	O	O			

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
 		Pour micromoteur MC2 IR			-	-	-	O	B5.SCF.MG.1	B5.SCF.GR.1	O	O	233,33 €	
	Anthos: A3, A5, A7, A7, A9, L6, L9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300	Pour micromoteur ISOLITE 300			✓	-	-	O	O	B7.SCF.GR.1	O	O	243,33 €	
	S380TRc, 320TR, S220TR, S320TR Skema 5, 6, 8	Pour ISOLITE 300			✓	-	✓	O	B2.SCF.MG.1	B2.SCF.GR.1	O	O	310,00 €	
		raccord tournant			✓	-	✓	O	B2.SCF.MG.1	B2.SCF.GR.1	O	O	310,00 €	
		Pour MC2 et ISOLITE 300			✓	-	-	O	B3.SCF.MG.1	B3.SCF.GR.1	O	O	326,67 €	
														

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm et L. 1030 mm

Compatible			Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4	Pour micromoteur MC2 IR		-	-	-	B5.SSR.LG.1 L.1370 mm	B5.SSR.MG.1 L.1370 mm	O	O	O	360,00 €
	C3, C3+, C6, E3			-	-	-	B5.SSR.LG.2 L.1030 mm	B5.SSR.MG.2 L.1030 mm	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4	Pour mm ISOLITE 300		✓	-	-	B7.SSR.LG.1 L.1370 mm	B7.SSR.MG.1 L.1370 mm	O	O	O	353,33 €
	C3, C3+, C6, E3			✓	-	-	B7.SSR.LG.2 L.1030 mm	B7.SSR.MG.2 L.1030 mm	O	O	O	
	C8+			✓	-	-	B7.SSR.LG.3 L.1370 mm	B7.SSR.MG.3 L.1370 mm	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4	Pour MC2 IR & ISOLITE 300		✓	-	-	B3.SSR.LG.1 L.1030 mm	B3.SSR.MG.1 L.1030 mm	O	O	O	390,00 €
	C3, C3+, C6, E3			✓	-	-	B3.SSR.LG.2 L.1030 mm	B3.SSR.MG.2 L.1030 mm	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4	Pour ISOLITE 300 raccord tournant 400°		✓	-	✓	B2.SSR.LG.1 L.1370 mm	B2.SSR.MG.1 L.1370 mm	O	O	O	390,00 €
	C3, C3+, C6, E3			✓	-	✓	B2.SSR.LG.2 L.1030 mm	B2.SSR.MG.2 L.1030 mm	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4	Pour MC2 & ISOLITE 300		✓	✓	✓	BR.SSR.LG.1 L.1370 mm	BR.SSR.MG.1 L.1370 mm	O	O	O	480,00 €
	C3, C3+, C6, E3			✓	✓	✓	BR.SSR.LG.2 L.1030 mm	BR.SSR.MG.2 L.1030 mm	O	O	O	
	C8+			✓	✓	✓	BR.SSR.LG.3 L.1370 mm	BR.SSR.MG.3 L.1370 mm	O	O	O	



Compatible			Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
		Pour mm MC2 IR		-	-	-	B5.PLM.LG.1	B5.PLM.MG.1	O	O	O	363,33€
		Pour ISOLITE 300 raccord tournant 400°		✓	-	✓	B2.PLM.LG.1	B2.PLM.MG.1	O	O	O	446,67€
		Pour ISOLITE 300		✓	-	-	B7.PLM.LG.1	B7.PLM.MG.1	O	O	O	380,00€
		Pour MC2 & ISOLITE 300		✓	-	-	B3.PLM.LG.1	B3.PLM.MG.1	O	O	O	446,67€

CORDONS POUR MICROMOTEUR ELECTRIQUE CHIRANA MEDICAL© P2ED 460

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

	Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
		-	-	-	C1.STD.LG.1	C1.STD.MG.1	C1.STD.GR.1	C1.STD.BR.1	C1.STD.BL.1	96,67 €

CORDON POUR MICROMOTEUR ELECTRIQUE NSK TIM40 (EL400)

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

	Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
		✓	-	-	N1.STD.LG.1	N1.STD.MG.1	N1.STD.GR.1	N1.STD.BR.1	N1.STD.BL.1	240,00 €
raccord tournant 400° 		✓	-	✓	N2.STD.LG.1	N2.STD.MG.1	N2.STD.GR.1	N2.STD.BR.1	N2.STD.BL.1	280,00 €



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
Raccord fixe			✓	-	-	K1.STD.LG.1	K1.STD.MG.1	K1.STD.GR.1	K1.STD.BR.1	K1.STD.BL.1	183,33 €
			✓	-	-	K1.STD.LG.2	K1.STD.MG.2	K1.STD.GR.2	K1.STD.BR.2	K1.STD.BL.2	183,33 €
Raccord tournant 400°			✓	-	✓	K2.STD.LG.1	K2.STD.MG.1	K2.STD.GR.1	K2.STD.BR.1	K2.STD.BL.1	236,67 €
			✓	-	✓	K2.STD.LG.2	K2.STD.MG.2	K2.STD.GR.2	K2.STD.BR.2	K2.STD.BL.2	236,67 €

Sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	1057, 1060			✓	-	-	K7.SKV.LG.1	K7.SKV.MG.1	o	o	373,33 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080			✓	-	-	K1.SKV.LG.1	K1.SKV.MG.1	o	o	
	E30S, E30T, E50S - E70S			✓	-	-	o	o	o	o	373,33 €
	1057, 1060			✓	-	-	K7.SKV.LG.2	K7.SKV.MG.2	o	o	373,33 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080			✓	-	-	K1.SKV.LG.2	K1.SKV.MG.2	o	o	
	E30S, E30T, E50S - E70S			✓	-	-	o	o	o	o	328,33 €
	1057, 1060	Rotation 400° 		✓	-	✓	o	o	o	o	420,00 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080			✓	-	✓	K2.SKV.LG.1	K2.SKV.MG.1	o	o	
	E30S, E30T, E50S - E70S			✓	-	✓	o	o	o	o	385,00 €
	1057, 1060	Rotation 400° 		✓	-	✓	o	o	o	o	420,00 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080			✓	-	✓	K2.SKV.LG.2	K2.SKV.MG.2	o	o	
	E30S, E30T, E50S - E70S			✓	-	✓	o	o	o	o	385,00 €



Compatible sirona			Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT, S1, S2, C8+			✓	-	-	K1.SSR.LG.1 L .1370 mm	K1.SSR.MG.1 L .1370 mm	O	O	O	393,33 €
	C3, C3+, C6, E3			✓	-	-	K1.SSR.LG.2 L .1030 mm	K1.SSR.MG.2 L .1030 mm	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT, S1, S2, C8+			✓	-	-	K1.SSR.LG.3 L .1370 mm	K1.SSR.MG.3 L .1370 mm	O	O	O	393,33 €
	C3, C3+, C6, E3			✓	-	-	K1.SSR.LG.4 L .1030 mm	K1.SSR.MG.4 L .1030 mm	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT, S1, S2, C8+			✓	-	✓	K2.SSR.LG.1 L .1370 mm	K2.SSR.MG.1 L .1370 mm	O	O	O	420,00 €
	C3, C3+, C6, E3			✓	-	✓	K2.SSR.LG.2 L .1030 mm	K2.SSR.MG.2 L .1030 mm	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT, S1, S2, C8+			✓	-	✓	K2.SSR.LG.3 L .1370 mm	K2.SSR.MG.3 L .1370 mm	O	O	O	420,00 €
	C3, C3+, C6, E3			✓	-	✓	K2.SSR.LG.4 L .1030 mm	K2.SSR.MG.4 L .1030 mm	O	O	O	

Cordons DROIT pour équipements **Planmeca**

Compatible PLANMECA			Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	Semblable 10007954-4			✓	-	-	K1.PLM.LG.1	K1.PLM.MG.1	O	O	O	390,00 €
	L. 1000 mm SANS Ω			✓	-	-	K1.PLM.LG.2	K1.PLM.MG.2	O	O	O	
	Semblable 2600281-4			✓	-	-	K1.PLM.LG.3	K1.PLM.MG.3	O	O	O	
	Semblable 10007953-4			✓	-	-	K1.PLM.LG.4 (tubi penden.)	K1.PLM.MG.4 (tubi penden.)	O	O	O	
	Semblable 10007954-4	Raccord tournant 400°		✓	-	✓	K2.PLM.LG.1	K2.PLM.MG.1	O	O	O	460,00 €
	L. 1000 mm SANS Ω			✓	-	✓	K2.PLM.LG.2	K2.PLM.MG.2	O	O	O	
	Semblable 2600281-4			✓	-	✓	K2.PLM.LG.3	K2.PLM.MG.3	O	O	O	
	Semblable 10007953-4			✓	-	✓	K2.PLM.LG.4 (tubi penden.)	K2.PLM.MG.4 (tubi penden.)	O	O	O	

CORDONS POUR MICROMOTEURS ELECTRIQUES KAVO® K192/K201

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

	Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
SANS réglage de l'eau du spray 		✓	-	✓	K7.STD.LG.1	K7.STD.MG.1	K7.STD.GR.1	K7.STD.BR.1	K7.STD.BL.1	183,33 €
AVEC réglage de l'eau du spray 		✓	✓	✓	K8.STD.LG.1	K8.STD.MG.1	K8.STD.GR.1	K8.STD.BR.1	K8.STD.BL.1	240,00 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible	Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
 1057, 1060 1063, 1065, 1080 	SANS réglage de l'eau du spray 	✓	-	✓	K5.SKV.LG.2	K5.SKV.MG.2	O	O	O	360,00 €
1057, 1060 1063, 1065, 1078, 1080 	AVEC réglage de l'eau du spray 	✓	-	✓	K5.SKV.LG.1	K5.SKV.MG.1	O	O	O	
		✓	✓	✓	K6.SKV.LG.1	K6.SKV.MG.1	K6.SKV.GR.1	O	O	403,33 €
		✓	✓	✓	K6.SKV.LG.2	K6.SKV.MG.2	O	O	O	

CORDONS POUR MICROMOTEURS ELECTRIQUES KAVO® **KL-700 SERIES** OU **KL-701 702 703** (à préciser)

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

	Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
		✓	✓	✓	K9.STD.LG.1	K9.STD.MG.1	K9.STD.GR.1	K9.STD.BR.1	K9.STD.BL.1	290,00 €

~~~~~

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | Connexion côté instrument                                                         |  |  |  | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir     | Détail TTC |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|------------|
| <br> | 1057, 1060                                                          |  |  |  |  |  | K9.SKV.LG.3                                                                       | K9.SKV.MG.3  | O            | O            | O    | 433,33 € |            |
|                                                                                                                                                                      | 1058                                                                |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  | K9.SKV.LG.1                                                                       | K9.SKV.MG.1  | O            | O            | O    |          |            |
|                                                                                                                                                                      | 1062, 1063<br>1065, 1066<br>1078, 1080<br>E30S, E30T,<br>E50S, E70S |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  | K9.SKV.LG.2                                                                       | K9.SKV.MG.2  | O            | O            | O    | 450,00 € |            |

# CORDON POUR MICROMOTEUR SIRONA® SL (pas possible d'avoir la bague de régulation

Gaine en silicone Ø externe 10 mm

sur le moteur - la récupérer de l'ancien)



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec        | Noir        | Détail TTC |
|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|  |                           | ✓ | - | - | A1.STD.LG.1  | A1.STD.MG.1  | A1.STD.GR.1  | A1.STD.BR.1 | A1.STD.BL.1 | 326,67 €   |

Sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm et L. 1030 mm

| Compatible |                                                                                                                                                | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002              | Gris RAL7035              | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------|------|------|------------|
|            | A1, A2, A4,<br>A5, AC, C1,<br>C1+, C2, C2+,<br>C4, C4+, C5+,<br>E1, E2, E4, E5,<br>EC, M1, M1<br>96, M1+,<br>SPIRIT, S1, S2<br>C3, C3+, C6, E3 |                           | ✓ | - | - | A1.SSR.LG.1<br>L .1370 mm | A1.SSR.MG.1<br>L .1370 mm | O            | O    | O    | 446,67 €   |
|            |                                                                                                                                                |                           | ✓ | - | - | A1.SSR.LG.2<br>L .1030 mm | A1.SSR.MG.2<br>L .1030 mm | O            | O    | O    | 446,67 €   |
|            | C8+                                                                                                                                            |                           | ✓ | - | - | A1.SSR.LG.3<br>L .1370 mm | A1.SSR.MG.3<br>L .1370 mm | O            | O    | O    | 446,67 €   |

Sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible |                                                    | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|            | 1057, 1060                                         |                           | ✓ | - | - | A1.SKV.LG.1  | A1.SKV.MG.1  | O            | O    | O    | 446,67 €   |
|            | 1058, 1062,<br>1063, 1065,<br>1066, 1078,<br>1080, |                           | ✓ | - | - | A1.SKV.LG.2  | A1.SKV.MG.2  | O            | O    | O    |            |

Sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

Cordons DROIT pour équipement **Planmecca**

| Compatible |                     | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------|---------------------|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|            | L. 1000 mm<br>200 Ω |                           | ✓ | - | - | A1.PLM.LG.1  | A1.PLM.MG.1  | O            | O    | O    | 463,33 €   |

# CORDON POUR MICROMOTEUR SIRONA® BL ISO C - Apex - connecteur VERT

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|                                |  |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|--------------------------------|--|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
| Avec réglage de l'eau du spray |  |  |                           | ✓ | ✓ | ✓ | AV.STD.LG.1  | AV.STD.MG.1  | o            | o    | o    | 330,00 €   |
| Sans réglage de l'eau du spray |  |  |                           | ✓ | - | - | AV.STD.LG.2  | AV.STD.MG.2  | o            | o    | o    | 263,33 €   |

-----

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm - (semblable a Sirona ref. 63 36 700)

| Compatible |                               |                                | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|            | TENE SINIUS INTEGO INTEGO Pro | Avec réglage de l'eau du spray |                           | ✓ | ✓ | ✓ | AV.SSR.LG.1  | AV.SSR.MG.1  | o            | o    | o    | 456,67 €   |
|            |                               | Sans réglage                   |                           | ✓ | - | - | AV.SSR.LG.2  | AV.SSR.MG.2  | o            | o    | o    | 390,00 €   |

# CORDON POUR MICROMOTEUR SIRONA® BL - Apex - connecteur BLEU

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|                                |  |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|--------------------------------|--|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
| Avec réglage de l'eau du spray |  |  |                           | ✓ | ✓ | ✓ | AB.STD.LG.1  | AB.STD.MG.1  | o            | o    | o    | 350,00 €   |
| Sans réglage de l'eau du spray |  |  |                           | ✓ | - | - | AB.STD.LG.2  | AB.STD.MG.2  | o            | o    | o    | 283,33 €   |

-----

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm - (semblable a Sirona ref. 63 83 118)

| Compatible |             |                                | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|            | TENE SINIUS | Avec réglage de l'eau du spray |                           | ✓ | ✓ | ✓ | AB.SSR.LG.1  | AB.SSR.MG.1  | o            | o    | o    | 480,00 €   |
|            |             | Sans réglage de l'eau du spray |                           | ✓ | - | - | AB.SSR.LG.2  | AB.SSR.MG.2  | o            | o    | o    | 413,33 €   |

# CORDON POUR MICROMOTEUR SIRONA® BL ISO - Apex - connecteur NOIR

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|                                |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|--------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
| Avec réglage de l'eau du spray |  |                           | ✓ | ✓ | ✓ | AN.STD.LG.1  | AN.STD.MG.1  | AN.STD.GR.1  | O    | O    | 350,00 €   |
| Sans réglage de l'eau du spray |  |                           | ✓ | - | - | AN.STD.LG.2  | AN.STD.MG.2  | O            | O    | O    | 283,33 €   |

~~~~~

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm - (semblable a Sirona ref. 63 36 860)

Compatible			Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	TENE0	Avec réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	AN.SSR.LG.1	AN.SSR.MG.1	O	O	O	480,00 €
		Sans réglage		✓	-	-	AN.SSR.LG.2	AN.SSR.MG.2	O	O	O	413,33 €

CORDON POUR MICROMOTEUR DENSIM DX
Gaine en silicone Ø externe 10 mm




Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

	Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
		✓	-	-	AG.STD.LG.1	AG.STD.MG.1	AG.STD.GR.1	AG.STD.BR.1	AG.STD.BL.1	283,33 €

CORDON POUR MICROMOTEUR **STERN WEBER iXS4®**, **ANTHOS iMMs®**, **CASTELLINI IMPLANTOR LED®**

UNIT PRODUIT JUSQU'À FIN 2015 - Gaine en silicone Ø externe 10 mm - connecteur NOIR



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

	Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
		✓	-	-	D1.STD.LG.1	D1.STD.MG.1	D1.STD.GR.1	O	O	323,33 €
	Tournant 400° 	✓	-	✓	D1.STD.LG.S	D1.STD.MG.S	D1.STD.GR.S	O	O	376,67 €

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible			Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	Anthos:			✓	-	-	O	O	D1.SCF.GR.1	O	O	410,00 €
	A7 Plus, L9, R7											
	Stern Weber:		Tournant 400° 	✓	-	✓	O	O	D1.SCF.GR.S	O	O	476,67 €
	S320TR, S280TRC, S300, S380TRC											
	Castellini: Skema 5, Skema 6, Skema 8											

CORDON POUR MICROMOTEUR STERN WEBER iXR3L, ANTHOS iMMrL, CASTELLINI HANDY POWER LED

Gaine en silicone Ø10mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

	Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
		✓	-	-	D2.STD.LG.1	D2.STD.MG.1	D2.STD.GR.1	O	O	293,33 €
	Tournant 400° 	✓	-	✓	D2.STD.LG.S	D2.STD.MG.S	D2.STD.GR.S	O	O	360,00 €

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
 	Anthos: A3 Plus, A5, A6 Plus, L6, R7 Stern Weber: S200, S220TR, S280TRC			✓	-	-	O	O	D2.SCF.GR.1	O	O	376,67 €		
	S300 Castellini: Skema 5, Skema 6 cart,		Tournant 400° 	✓	-	✓	O	O	D2.SCF.GR.S	O	O	443,33 €		

CORDON POUR MICROMOTEUR STERN WEBER iXR3, ANTHOS iMMr, CASTELLINI HANDY POWER

Gaine en silicone Ø extérieur 10mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

	Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	Tournant 400°									
		✓	-	-	D3.STD.LG.1	D3.STD.MG.1	D3.STD.GR.1	O	O	293,33 €
		✓	-	✓	D3.STD.LG.S	D3.STD.MG.S	D3.STD.GR.S	O	O	343,33 €

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible			Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
				✓	-	-	O	O	D3.SCF.GR.1	O	O	376,67 €
				-	-	✓	O	O	D3.SCF.GR.S	O	O	410,00 €

Anthos:
A3 Plus, A5, A6 Plus, L6, R7
Stern Weber:
S200
S220TR,
S280TRC, S300
Castellini:
Skema 5, Skema 6 cart

CORDON POUR MICROMOTEUR STERN WEBER iXS4®, ANTHOS iMMs®, CASTELLINI IMPLANTOR LED®

UNIT PRODUIT A PARTIR DE 2016 - CONNECTEUR BLANC



Gaine en silicone Ø extérieur 10mm

Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

	Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
		✓	-	-	D4.STD.LG.1	D4.STD.MG.1	D4.STD.GR.1	O	O	343,33 €

Sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible				Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	Anthos: A7 Plus, L9, R7 S320TR, S280TRC, S300, S380TRC Castellini :				✓	-	-	O	O	D4.SCF.GR.1	O	O	410,00 €

CORDONS POUR DETARTREUR EMS® (Piezon)

Gaine en silicone Ø externe 7 mm et 9 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2000 mm - Longueur de 2010 mm à 2500 mm avec supplément

		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
Ø externe 7 mm			-	-	-	E1.STD.LG.1	X	E1.STD.GR.1	E1.STD.BR.1	X	103,33 €
			-	-	-	E1.200.LG.1 L.2000 mm	X	E1.200.GR.1 L.2000 mm	X	X	110,00 €
Ø externe 9 mm			-	-	-	E2.STD.LG.1	X	E2.STD.GR.1	E2.STD.BR.1	X	116,67 €

Même connectique à l'entrée et à la sortie

Compatible avec EM-028, EM-060		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
			-	-	-	E1.DUO.LG.1 (OD 7 mm)	X	E1.DUO.GR.1 (OD 7 mm)	E1.DUO.BR.1 (OD 7 mm)	X	153,33 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080		-	-	-	E1.SKV.LG.1 (OD 7 mm)	X	E1.SKV.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	276,67 €
			-	-	-	E2.SKV.LG.1 (OD 9 mm)	X	E2.SKV.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	293,33 €

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	Anthos: A3, A5, A7, A6, A7, A9, L6, L9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S380TRc, S320TR, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, 6, 8		-	-	-	O	X	E1.SCF.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	233,33 €
			-	-	-	O	X	E2.SCF.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	253,33 €

Cordon DROIT pour équipement **Planmeca**

Compatible		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	Semblable 2900263-16		-	-	-	E1.PLM.LG.1 (OD 7 mm)	X	E1.PLM.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	306,67 €
			-	-	-	E1.PLM.LG.2 (OD 7 mm cordon pendent.)	X	E1.PLM.GR.2 (OD 7 mm cordon pendent.)	O	X	
			-	-	-	E2.PLM.LG.1 (OD 9 mm)	X	E2.PLM.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	323,33 €
			-	-	-	E2.PLM.LG.2 (OD 7 mm cordon pendent.)	X	E2.PLM.GR.2 (OD 7 mm cordon pendent.)	O	X	

CORDONS POUR DETARTREUR EMS© LUMIERE (Piezon LED)

Gaine en silicone Ø externe 7 mm et 9 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2000 mm - avec supplément de 2010 mm à 2500 mm sur demande

		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
Diametro esterno (OD) 7 mm			✓	-	-	E5.STD.LG.1	X	E5.STD.GR.1	E5.STD.BR.1	X	173,33 €
			✓	-	-	E5.200.LG.1 L.2000 mm	X	E5.200.GR.1 L.2000 mm	X	X	183,33 €
			✓	✓	-	E5.STD.LG.R	X	E5.STD.GR.R	O	X	240,00 €
			✓	✓	-	E5.200.LG.R L.2000 mm	X	E5.200.GR.R L.2000 mm	O	X	246,67 €
Diametro esterno (OD) 9 mm			✓	-	-	E6.STD.LG.1	X	E6.STD.GR.1	E6.STD.BR.1	X	190,00 €
			✓	✓	-	E6.STD.LG.R	X	E6.STD.GR.R	O	X	256,67 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
			✓	-	-	E5.SKV.LG.1 (OD 7 mm)	X	E5.SKV.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	326,67 €
			✓	✓	-	E5.SKV.LG.R (OD 7 mm)	X	E5.SKV.GR.R (OD 7 mm)	O	X	403,33 €
			✓	-	-	E6.SKV.LG.1 (OD 9 mm)	X	E6.SKV.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	343,33 €
			✓	✓	-	E6.SKV.LG.R (OD 9 mm)	X	E6.SKV.GR.R (OD 9 mm)	O	X	423,33 €
			✓	✓	-	E5.SKV.LG.RE (OD 7 mm)	X	E5.SKV.GR.RE (OD 7 mm)	O	X	416,67 €

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
			✓	-	-	O	X	E5.SCF.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	293,33 €
			✓	-	-	O	X	E6.SCF.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	310,00 €

Cordon DROIT pour équipement **Planmeca**

Compatible		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
			✓	-	-	E5.PLM.LG.1 (OD 7 mm)	X	E5.PLM.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	373,33 €
			✓	-	-	E6.PLM.LG.1 (OD 9 mm)	X	E6.PLM.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	386,67 €

CORDONS POUR DETARTREUR SATELEC® (Newtron)

Gaine en silicone Ø externe 7 mm et 9 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2000 mm - avec supplément de 2010 mm à 2500 mm sur demande

		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
Ø externe 7 mm			-	-	-	S1.STD.LG.1	X	S1.STD.GR.1	S1.STD.BR.1	X	106,67 €
Ø externe 9 mm			-	-	-	S1.200.LG.1 L.2000 mm	X	S1.200.GR.1 L.2000 mm	X	X	116,67 €
Ø externe 7 mm			-	-	-	S2.STD.LG.1	X	S2.STD.GR.1	S2.STD.BR.1	X	123,33 €
Ø externe 9 mm			-	-	-	S3.STD.WH.1	X	S3.STD.GR.1	S3.STD.BR.1	X	150,00 €
Ø externe 9 mm			-	-	-	S4.STD.LG.1	X	S4.STD.GR.1	S4.STD.BR.1	X	163,33 €

Pour équipement U.S.A.

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080		-	-	-	S1.SKV.LG.1 (OD 7 mm)	X	S1.SKV.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	306,67 €
			-	-	-	S2.SKV.LG.1 (OD 9 mm)	X	S2.SKV.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	323,33 €

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Connexion instrument	côté   	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
 	Anthos: A3, A5, A7, A6, Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300 S380TRc, S320TR, S320TR, S320TR NTR Skema 5. 6. 8			-	-	-	O	X	S1.SCF.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	263,33 €
	-			-	-	O	X	S2.SCF.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	273,33 €	

Cordon DROIT pour équipement **Planmeca**

Compatible			PLANMECA	Connexion instrument	côté				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
 	Semblable 2900267-15			-	-	-	S1.PLM.LG.1 (OD 7 mm)	X	S1.PLM.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	323,33€		
				-	-	-	S1.PLM.LG.2 (OD 7 mm)	X	S1.PLM.GR.2 (OD 7 mm)	X	X			
				-	-	-	S2.PLM.LG.1 (OD 9 mm)	X	S2.PLM.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	386,67€		

CORDONS POUR DETARTEUR SATELEC® LUMIERE (Newtron LED)

Gaine en silicone Ø externe 7 mm et 9 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2000 mm - avec supplément de 2010 mm à 2500 mm sur demande

			Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
Ø externe 7mm				✓	-	-	S5.STD.LG.1	X	S5.STD.GR.1	S5.STD.BR.1	X	223,33 €
				✓	-	-	S5.200.LG.1 L.2000 mm	X	S5.200.GR.1 L.2000 mm	X	X	233,33 €
				✓	✓	-	S5.STD.LG.R	X	S5.STD.GR.R	O	X	296,67 €
				✓	✓	-	S5.200.LG.R L.2000 mm	X	S5.200.GR.R L.2000 mm	O	X	303,33 €
Ø externe 9mm				✓	-	-	S6.STD.LG.1	X	S6.STD.GR.1	S6.STD.BR.1	X	236,67 €
				✓	✓	-	S6.STD.LG.R	X	S6.STD.GR.R	O	X	303,33 €

Compatibilité : SATELEC Newtron LED

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible			Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080			✓	-	-	S5.SKV.LG.1 (OD 7 mm)	X	S5.SKV.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	356,67 €
				✓	✓	-	S5.SKV.LG.R (OD 7 mm)	X	S5.SKV.GR.R (OD 7 mm)	O	X	436,67 €
				✓	-	-	S6.SKV.LG.1 (OD 9 mm)	X	S6.SKV.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	373,33 €
				✓	✓	-	S6.SKV.LG.R (OD 9 mm)	X	S6.SKV.GR.R (OD 9 mm)	O	X	456,67 €

Compatibilité : Kavo


Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible			Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	Anthos: A3, A5, A7, A6, A7, A9, L6, L9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S380TRc, S20TR, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, 6, 8			✓	-	-	O	X	S5.SCF.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	323,33 €
				✓	-	-	O	X	S6.SCF.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	330,00 €

Compatibilité : Anthos, Stern Weber, Castellini

Cordon DROIT pour équipement **Planmecca**

Compatible			Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	Semblable: 10021294-15			✓	-	-	S5.PLM.LG.1 (OD 7 mm)	X	S5.PLM.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	386,67 €
				✓	-	-	S6.PLM.LG.1 (OD 9 mm)	X	S6.PLM.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	403,33 €



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
Ø externe 7 mm	Pour détartreur Mectron		-	-	-	M1.STD.LG.1 (OD 7 mm)	X	M1.STD.GR.1 (OD 7 mm)	M1.STD.BR.1 (OD 7 mm)	X	140,00 €
			-	-	-	M2.STD.LG.1 (OD 9 mm)	X	M2.STD.GR.1 (OD 9 mm)	M2.STD.BR.1 (OD 9 mm)	X	156,67 €
Ø externe 9 mm	Pour détartreur Bien Air Powercare 		-	-	-	M3.STD.LG.1 (OD 7 mm)	X	M3.STD.GR.1 (OD 7 mm)	M3.STD.BR.1 (OD 7 mm)	X	140,00 €
			-	-	-	M4.STD.LG.1 (OD 9 mm)	X	M4.STD.GR.1 (OD 9 mm)	M4.STD.BR.1 (OD 9 mm)	X	156,67 €

CORDONS COMPATIBLES POUR LAMPES LED

CORDON COMPATIBLE AVEC LA LAMPE LED MECTRON STARLIGHT S©

Gaine en silicone, Ø externe 7 mm e 9 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

	Connexion instrument	côté	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
			M5.STD.LG.1 (OD 7 mm)	X	M5.STD.GR.1 (OD 7 mm)	M5.STD.BR.1 (OD 7 mm)	X	196,67€
			M6.STD.LG.1 (OD 9 mm)	X	M2.STD.GR.1 (OD 9 mm)	M2.STD.BR.1 (OD 9 mm)	X	223,33€

~~~~~

## Cordon DROIT pour équipement **Planmeca**

| Compatible                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | Connexion<br>instrument                                                           | côté                                                                              | Gris<br>RAL9002          | Gris<br>RAL7035 | Gris<br>RAL7038          | Adec | Noir | Détail TTC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------|------|------------|
| <br><br> | <br><br>Semblable a:<br>10007619-5 |  |  | M5.PLM.LG.1<br>(OD 7 mm) | X               | M5.PLM.GR.1<br>(OD 7 mm) | O    | X    | 360,00€    |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | M6.PLM.LG.1<br>(OD 9 mm) | X               | M6.PLM.GR.1<br>(OD 9 mm) | O    | X    | 376,67€    |



**CORDONS POUR SERINGUE 3F (air / eau)**  
Gaine en silicone Ø externe 10 mm

Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

|                                                                                                                                                |  |  |  | Gris<br>RAL9002 | Gris<br>RAL7035 | Gris<br>RAL7038 | Adec     | Noir     | Détail TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|------------|
| Cordon pour seringue 3F (air/eau) - sans la seringue<br>       | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | SYR.LG.1        | SYR.MG.1        | SYR.GR.1        | SYR.BR.1 | SYR.BL.1 | 31,67 €    |
| Seringue 3F inox coudée (air/eau) avec cordon en silicone<br> | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | AMC.LG.1        | AMC.MG.1        | AMC.GR.1        | AMC.BR.1 | AMC.BL.1 | 106,67 €   |
| Seringue 3F inox coudée (air/eau) avec cordon en silicone<br> | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | AMC.LG.2        | AMC.MG.2        | AMC.GR.2        | AMC.BR.2 | AMC.BL.1 | 116,67 €   |
| Luzzani Minimate 3F inox droite<br>                           | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | X               | L1.STD.SS.1     | X               | X        | X        | 343,33 €   |
| Luzzani Minimate 3F inox coudée<br>                           | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | X               | L1.STD.AS.1     | X               | X        | X        | 363,33 €   |
| Luzzani Minilight 3F inox droite<br>                        | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | L2.STD.SS.2     | L2.STD.SS.1     | X               | X        | X        | 430,00 €   |
| Luzzani Minilight 3F inox coudée<br>                        | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | L2.STD.AS.2     | L2.STD.AS.1     | X               | X        | X        | 456,67 €   |
| Luzzani Minilight 6F inox droite<br>                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | L3.STD.SS.2     | O               | X               | X        | X        | 710,00 €   |

# CORDONS POUR SERINGUE 3F (air / eau)

Gaine en silicone Ø externe 10 mm

Cordons pour équipement **Kavo livré avec seringue Luzzani** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                      |  |  |  | Gris<br>RAL9002 | Gris<br>RAL7035            | Gris<br>RAL7038                                                                                                                            | Adec                                          | Noir | Détail TTC |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|
| <br><br>1057, 1058,<br>1060, 1062,<br>1063, 1065,<br>1066, 1078,<br>1080, E30S,<br>E30T |  |                                      | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | SY.SKV.LG.2     | SY.SKV.MG.2                | SY.SKV.GR2                                                                                                                                 | cordon seul -<br>Seringue Kavo non<br>incluse |      | 260,00€    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Luzzani Minimate 3F inox droite<br>  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | X               | L1.SKV.SS.1                |                                                                                                                                            | X                                             | X    | 490,00€    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Luzzani Minimate 3F inox coudée<br>  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | X               | L1.SKV.AS.1                |                                                                                                                                            | X                                             | X    | 506,67€    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Luzzani Minilight 3F inox droite<br> | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | L2.SKV.SS.2     | L2.SKV.SS.1                | X                                                                                                                                          | X                                             | X    | 550,00€    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                       | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | O               | L2.SKV.SS.E<br>(pour E50S) | X                                                                                                                                          | X                                             | X    | 566,67€    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Luzzani Minilight 3F inox coudée<br> | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | L2.SKV.AS.2     | L2.SKV.AS.1                | X                                                                                                                                          | X                                             | X    | 566,67€    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 3F Inox DROITE<br>                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | 3F.SKD.LG.1     | 3F.SKD.MG.1                | 3F.SKD.GR.1                                                                                                                                | O                                             | O    | 216,67€    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 3F Inox coudée<br>                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | 3F.SKA.LG.1     | 3F.SKA.MG.1                | 3F.SKA.GR.1                                                                                                                                | O                                             | O    | 200,00€    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Montage pour seringue 3F pour unit<br>KAVO<br>(SERINGUE et CORDON A FOURNIR)                                          | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | MS.DSY.01       |                            |                                                                                                                                            |                                               |      | 93,33€     |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                    | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | MS.SKV.LG.1     | MS.SKV.MG.1                | Terminal libre côté seringue<br>Inclus: tube air et eau, gaine en silicone Ø 10<br>mm. Connexion côté unit prévue. Seringue non<br>fournie |                                               |      | 153,33€    |

# CORDONS POUR SERINGUE 3F (air / eau)

Gaine en silicone Ø externe 10 mm


Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** livré avec seringue **Luzzani** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible                                                                       |                                                                                   |  |  |  |                                   |  |  | Gris<br>RAL9002 | Gris<br>RAL7035 | Gris<br>RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|------------|
|  | 3F Luzzani Minimate inox - droite                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | X                                                                                                                  | L1.SCF.SS.1                                                                       | X                                                                                 | X               | X               | 490,00          |      |      |            |
|                                                                                  | 3F Luzzani Minimate inox - Coudée                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | X                                                                                                                  | L1.SCF.AS.1                                                                       | X                                                                                 | X               | X               | 506,67          |      |      |            |
|                                                                                  | 3F Luzzani Minilight inox - Droite                                                | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | L2.SCF.SS.2                                                                                                        | L2.SCF.SS.1                                                                       | X                                                                                 | X               | X               | 550,00          |      |      |            |
|                                                                                  | 3F Luzzani Minilight inox - Coudée                                                | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | X                                                                                                                  | L2.SCF.AS.1                                                                       | X                                                                                 | X               | X               | 566,67          |      |      |            |
|                                                                                  | Montage pour seringue 3F pour unit<br>CEFLA<br>(SERINGUE et CORDON NON<br>INCLUS) | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | MS.DSY.02                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                 |                 | 93,33           |      |      |            |
|                                                                                  |  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | Terminal libre côté seringue. Inclus:<br>tube air et eau, gaine in silicone<br>Ø 10 mm. Connexion côté unit prévue | MS.SCF.GR.1                                                                       | Seringue non fournie                                                              |                 | 153,33          |                 |      |      |            |

Cordons DROIT pour équipements **Planmeca** livré avec seringue **Luzzani**

| Compat.ible                                                                        |                        |  |  |  |  | Gris<br>RAL9002 | Gris<br>RAL7035 | Gris<br>RAL7038                                                                                                                    | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
|  | L. 1100 mm 1780 Ω      | 3F Luzzani Minimate inox - Droite                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | X               | L1.PLM.SS.1     | X                                                                                                                                  | X    | X    | 540,00     |
|                                                                                    |                        | 3F Luzzani Minimate inox - Coudée                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | X               | L1.PLM.AS.1     | X                                                                                                                                  | X    | X    | 556,67     |
|                                                                                    |                        | 3F Luzzani Minilight inox - Droite                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | L2.PLM.SS.2     | L2.PLM.SS.1     | X                                                                                                                                  | X    | X    | 610,00     |
|                                                                                    |                        | 3F Luzzani Minilight inox - Coudée                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | X               | L2.PLM.AS.1     | X                                                                                                                                  | X    | X    | 626,67     |
|                                                                                    | Semblable à 2600287-20 | 6F Luzzani Minilight inox - Droite                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | L3.PLM.SS.2     | O               | X                                                                                                                                  | X    | X    | 800,00     |
|                                                                                    | Semblable à 2600290-20 | 3F Inox Droite                                                                      | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 3F.PLD.LG.1     | 3F.PLD.MG.1     | 3F.PLD.GR.1                                                                                                                        | O    | O    | 266,67     |
|                                                                                    |                        |  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | MS.PLM.LG.1     | MS.PLM.MG.1     | Terminal libre côté seringue. Inclus: tube air et eau, gaine in silicone Ø 10 mm. Connexion côté unit prévue. Seringue non fournie |      |      | 143,33€    |

DISPONIBLE POUR TOUS LES INSTRUMENTS DENTAIRES, EN 5 COULEURS, DE GAINES DIFFERENTES, LONGUEUR SUR DEMANDE ET MONTAGE DU CONNECTEUR, INSTRUMENTS PERSONNALISABLE

|                                                                                    |                                                                                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |  | 3-VOIES (BORDEN)       |
|    |  | 4-VOIES (MIDWEST)      |
|    |  | 6-VOISE (MIDWEST F.O.) |
|    |  | MC3 / M40              |
|    |  | POLIVALENT             |
|    |  | MC2 IR                 |
|    |  | ISOLITE 300            |
|    |  | K190 / 196 / 200       |
|    |  | K192 / 201             |
|    |  | KL 700 Series          |
|    |  | EMS                    |
|    |  | SATELEC                |
|    |  | MECTRON                |
|  |                                                                                   | SERINGUE LUZZANI 3F    |

PRIX SUR DEMANDE

## ACCESSOIRES CORDONS


|                                                                                     | DESCRIPTION                                                                            | CONDITIONNEMENT | REF.       | Détail TTC |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
|  | ADAPTATEUR MC3, TURBINE et M40<br>(pour cordon polyvalent 8P)                          | 1 pc.           | CM021.F1.0 | 27 €       |
|   | ADAPTATEUR MC2 IR<br>(pour cordon "Dual Use2 B3)                                       | 1 pc.           | CM076.F1.0 | 27 €       |
|   | ADAPTATEUR ISOLITE 300<br>(pour cordon "Dual Use2 B3)                                  | 1 pc.           | CM077.F1.0 | 27 €       |
|   | JOINT DE RECHANGE POUR CORDON POUR MICRO MOTEUR K190<br>//196 / 200 HOSE (set de 3 OR) | 1 pc.           | ORK1       | 5 €        |
|  | JOINT DE RECHANGE POUR CORDON POUR MICRO MOTEUR<br>KL700 series (set de 3 OR)          | 1 pc.           | ORK9       | 7 €        |
|   | JOINT DE RECHANGE POUR CORDON POUR MICRO MOTEUR<br>SL (set de 3 OR)                    | 1 pc.           | ORA1       | 7 €        |
|  | JOINT DE RECHANGE POUR INSTRUMENTS MIDWEST F.O.                                        | 5 pcs.          | GS6H       | 22 €       |

# TUBES EN TPU POUR ALIMENTATION AIR EAU SPRAY, ARRIVEE RETOUR AIR

|                                                                                  | DESCRIPTION                          | Conditionnement | CODES       | Détail TTC €/m |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|
|  | TUBE AIR SPRAY (col BLEU)            | ROULEAU 30 m    | TP.D25.BL.1 | 2 €            |
|  | TUBE EAU SPRAY (col: VERT)           | ROULEAU 30 m    | TP.D25.GR.1 | 2 €            |
|  | TUBE ARRIVEE AIR (col: TRANSPARENTE) | ROULEAU 30 m    | TP.D40.CL.1 | 3 €            |
|  | TUBE RETOUR AIR (col: ROUGE)         | ROULEAU 30 m    | TP.D45.RD.1 | 3 €            |

## GAINE EN SILICONE

Gaine en silicone Ø externe 7 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm

|                                                                                     | COULEUR                | Ø externe | Conditionnement | REF.        | Détail TTC €/m |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|
|  | BLANC                  | 7 mm      | ROULEAU 25 m    | X           | 9,00 €         |
|                                                                                     |                        | 9 mm      |                 | X           |                |
|                                                                                     |                        | 10 mm     |                 | X           |                |
|                                                                                     |                        | 11 mm     |                 | GU.D11.WH.1 |                |
|  | GRIS CLAIR<br>RAL 9002 | 7 mm      | ROULEAU 25 m    | GU.D07.LG.1 | 9,00 €         |
|                                                                                     |                        | 9 mm      |                 | GU.D09.LG.1 |                |
|                                                                                     |                        | 10 mm     |                 | GU.D10.LG.1 |                |
|                                                                                     |                        | 11 mm     |                 | GU.D11.LG.1 |                |
|  | GRIS<br>RAL 7035       | 7 mm      | ROULEAU 25 m    | X           | 9,00 €         |
|                                                                                     |                        | 9 mm      |                 | X           |                |
|                                                                                     |                        | 10 mm     |                 | GU.D10.MG.1 |                |
|                                                                                     |                        | 11 mm     |                 | GU.D11.MG.1 |                |
|  | GRIS<br>RAL 7038       | 7 mm      | ROULEAU 25 m    | GU.D07.GR.1 | 9,00 €         |
|                                                                                     |                        | 9 mm      |                 | GU.D09.GR.1 |                |
|                                                                                     |                        | 10 mm     |                 | GU.D10.GR.1 |                |
|                                                                                     |                        | 11 mm     |                 | GU.D11.GR.1 |                |
|  | ADEC                   | 7 mm      | ROULEAU 25 m    | GU.D07.BR.1 | 9,00 €         |
|                                                                                     |                        | 9 mm      |                 | GU.D09.BR.1 |                |
|                                                                                     |                        | 10 mm     |                 | GU.D10.BR.1 |                |
|                                                                                     |                        | 11 mm     |                 | GU.D11.BR.1 |                |

## TUBES ET EMBOUTS D'ASPIRATION POUR CATANI ET DÜRR

### TUBES ASPIRATION EN ETIL-VINIL-ACETATE, EXTRA SOUPLE, INTERIEUR ET EXTERIEUR EN RELIEF

|                                                                                   | COULEUR                | Ø interne | Conditionnement | REF.       | Détail TTC |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|------------|------------|
|  | Gris Clair<br>RAL 9002 | 11 mm     | Au mètre        | AEX.LG.11  | 8 €        |
|                                                                                   |                        |           | ROULEAU 25 m    | AEX.LG.11R | 177 €      |
|  |                        | 17 mm     | Au mètre        | AEX.LG.17  | 10 €       |
|                                                                                   |                        |           | ROULEAU 25 m    | AEX.LG.17R | 213 €      |

### TUBES ASPIRATION PVC SOUPLE - DOUBLE PAROI RENFORCE par un fils hélicoïdal en pvc rigide - INTERIEUR ET EXTERIEUR LISSE

|                                                                                   | COULEUR                | Ø interne                    | Conditionnement              | REF.       | Détail TTC |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|  | Gris clair<br>RAL 9002 | 8 mm                         | LONGUEUR UTILE<br>L. 1700 mm | APV.LG.08  | 33 €       |
|                                                                                   |                        |                              | ROULEAU 10 m                 | APV.LG.08R | 180 €      |
|                                                                                   |                        | 10 mm                        | LONGUEUR UTILE<br>L. 1700 mm | APV.LG.10  | 35 €       |
|                                                                                   |                        |                              | ROULEAU 10 m                 | APV.LG.10R | 190 €      |
|                                                                                   |                        | 11 mm                        | LONGUEUR UTILE<br>L. 1700 mm | APV.LG.11  | 35 €       |
|                                                                                   |                        |                              | ROULEAU 10 m                 | APV.LG.11R | 190 €      |
|                                                                                   |                        | 15 mm                        | LONGUEUR UTILE<br>L. 1700 mm | APV.LG.15  | 38 €       |
|                                                                                   |                        |                              | ROULEAU 10 m                 | APV.LG.15R | 210 €      |
|                                                                                   |                        | 16 mm                        | LONGUEUR UTILE<br>L. 1700 mm | APV.LG.16  | 38 €       |
|                                                                                   |                        |                              | ROULEAU 10 m                 | APV.LG.16R | 210 €      |
|                                                                                   |                        | 17 mm                        | LONGUEUR UTILE<br>L. 1700 mm | APV.LG.17  | 38 €       |
|                                                                                   |                        |                              | ROULEAU 10 m                 | APV.LG.17R | 210 €      |
| 20 mm                                                                             |                        | LONGUEUR UTILE<br>L. 1700 mm | APV.LG.20                    | 45 €       |            |
|                                                                                   |                        | ROULEAU 10 m                 | APV.LG.20R                   | 257 €      |            |
| 22 mm                                                                             |                        | LONGUEUR UTILE<br>L. 1700 mm | APV.LG.22                    | 48 €       |            |
|                                                                                   |                        | ROULEAU 10 m                 | APV.LG.22R                   | 263 €      |            |

### EMBOUT D'ASPIRATION

|                                                                                     | DESCRIPTION                       | Conditionnement | REF.      | Détail TTC |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|------------|
|  | Pour tube d'aspiration<br>Ø 11 mm | 3 pcs.          | TER.GR.11 | 43 €       |
|                                                                                     | Pour tube d'aspiration<br>Ø 17 mm | 3 pcs.          | TER.GR.16 | 43 €       |

TUYAUX D'ASPIRATION COMPLETS AVEC EMBOUT
(longueur 1700mm)

|                                                                                   | DESCRIPTION                                                                      | Ø INTERIEUR | REF.      | Détail TTC |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
|  | Tuyau d'aspiration ondulé extra flexible compatible CATTANI longueur 1700mm      | 11mm        | XCT.LG.11 | 34 €       |
|                                                                                   |                                                                                  | 17mm        | XCT.LG.17 | 38 €       |
|                                                                                   | Tuyau d'aspiration double paroi en PVC souple compatible CATTANI longueur 1700mm | 11mm        | PCT.LG.11 | 55 €       |
|                                                                                   |                                                                                  | 17mm        | PCT.LG.17 | 58 €       |

## TUYAUX D'ASPIRATION COMPLETS AVEC BAGUE

(longueur 1700mm)

| DESCRIPTION                                                                         |                                                                                                        | CODE   | Détail TTC |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|     | Tuyau aspiration double paroi lisse <b>EURODENT</b> avec bague pour support<br>Ø 8mm - couleur GRIS    | TB08E  | 71 €       |
|     | Tuyau aspiration double paroi lisse <b>KAVO</b> avec bague pour support<br>Ø 8mm - couleur GRIS        | TB08KK | 76 €       |
|     | Tuyau aspiration double paroi lisse <b>SIRONA</b> avec bague pour support<br>Ø 8mm - couleur GRIS      | TB08KS | 74 €       |
|     | Tuyau aspiration double paroi lisse <b>CATANI</b> avec bague pour support<br>Ø 11mm - couleur GRIS     | TB11C  | 50 €       |
|     | Tuyau aspiration double paroi lisse <b>CASTELLINI</b> avec bague pour support<br>Ø 11mm - couleur GRIS | TB11EC | 73 €       |
|   | Tuyau aspiration double paroi lisse <b>PLANMECA</b> avec bague pour support<br>Ø 11mm - couleur GRIS   | TB11P  | 74 €       |
|  | Tuyau aspiration double paroi lisse <b>EURODENT</b> avec bague pour support<br>Ø 15mm - couleur GRIS   | TB15E  | 76 €       |
|   | Tuyau aspiration double paroi lisse <b>SIRONA</b> avec bague pour support<br>Ø 15mm - couleur GRIS     | TB15S  | 78 €       |
|   | Tuyau aspiration double paroi lisse <b>CATANI</b> avec bague pour support<br>Ø 175 mm - couleur GRIS   | TB17C  | 59 €       |
|   | Tuyau aspiration double paroi lisse <b>CASTELLINI</b> avec bague pour support<br>Ø 17mm - couleur GRIS | TB17EC | 82 €       |
|   | Tuyau aspiration double paroi lisse <b>PLANMECA</b> avec bague pour support<br>Ø 17mm - couleur GRIS   | TB17P  | 82 €       |
|   | Tuyau aspiration double paroi lisse <b>KAVO</b> avec bague pour support<br>Ø 17mm - couleur GRIS       | TB20K  | 88 €       |