

ZILFOR

PRECISION FURNITURE

ALTEA



We are an Italian company that has been providing technical furniture for dentist's and doctors' surgeries for over 30 years. Our products are of superior quality both regarding the creativity of the designs we offer as well as for the high quality of manufacturing and the materials used. At ZILFOR we place design at the forefront of our creative approach to dental surgery layout, in order to develop a concept of professional furniture that enhances spaces, while upholding the indispensable principle of functionality. The solutions are balanced, in harmony with their surroundings and original. ZILFOR also places great emphasis on color and the possibility of customization, offering a range of finishes and materials.

Azienda italiana da oltre trent'anni operativa nel settore degli arredi tecnici per studi dentistici e medici in grado di offrire un prodotto qualitativamente superiore sia per la creatività della progettazione che per l'alta qualità della manifattura e dei materiali impiegati. Nella vision di ZILFOR il design assume il ruolo di protagonista dello studio dentistico sviluppando un concetto di arredamento professionale che valorizza gli spazi in perfetta combinazione con l'irrinunciabile principio della funzionalità. Le soluzioni sono equilibrate, in armonia con il contesto e originali. Distingue inoltre ZILFOR l'importanza attribuita al colore e la possibilità di personalizzazione con finiture e materiali.

Entreprise italienne présente depuis plus de trente ans dans le secteur du mobilier technique pour les cabinets dentaires et médicaux, ZILFOR vous offre un produit qualitativement supérieur par sa créativité dans la conception et par l'utilisation de matériaux de haute qualité. ZILFOR a souhaité développer une ligne d'ameublement professionnel dans laquelle le design est innovant et permet de mettre en valeur les espaces et leurs fonctionnalités. Des solutions adaptées, originales et en parfaite harmonie avec vos besoins et vos envies que vous pouvez personnaliser dans le choix des couleurs, des matériaux et de la finition.

Ein italienisches Unternehmen, das seit über dreißig Jahren im Bereich der technischen Möbel für Zahnarztpraxis tätig ist, und für Ärzte, die sowohl für die Kreativität des Designs, als auch für die hohe Qualität der Herstellung und der verwendeten Materialien sich an unsere Firma wenden. Wir bieten ein qualitativ, überlegenes Produkt an. In der Firmen-Philosophie von ZILFOR übernimmt das Design die Rolle eines Protagonisten, besonders in der Zahnarztpraxis. Ein Konzept und eine Entwicklung der professionellen Einrichtung, das Labor muss in perfekter Kombination mit dem unverzichtbaren Funktionsprinzip sein. Die Lösungen sind ausgewogen, im Einklang mit dem Kontext und in seiner Art eigenständig. ZILFOR unterscheidet sich auch was Farbe anbelangt und die Möglichkeit spezifische Oberflächen und Materialien anpassen zu können.

ALTEA

PURE FUNCTIONALITY



ALTEA is the new aesthetically innovative and captivating series of furniture. It has three options for the basement: suspended, steel floor support or closed plinth. The perimeter gasket system, in addition to sealing the modules, can, upon request, surround each individual drawer. The matching element on castors is extremely functional. An original and characterizing aesthetic detail is the inclination of the upper part of the drawers and the door.

ALTEA è la nuova serie di mobili esteticamente innovativa ed accattivante. Ha tre opzioni di struttura: sospesa, con piedi in acciaio o basamento chiuso. Il sistema di guarnizioni perimetrali, oltre a sigillare i moduli, può, su richiesta, circondare ogni singolo cassetto. Il servomobile abbinato è estremamente funzionale. Dettaglio estetico originale e caratterizzante è l'inclinazione della parte superiore dei cassetti e dell'anta.

ALTEA ist die neue, ästhetisch innovative und fesselnde Möbelzusammensetzung . Es gibt drei Optionen für die Halterung: Wandbefestigt, Bodensupport auf Stahl oder geschlossener Sockel. Die umlaufende Staublippe kann nicht nur die Module, sondern auch, auf Anfrage, jede einzelne Schublabbe umgeben. Der abgestimmte Rollwagen ist besonders funktional. Ein originelles und charakteristisches ästhetisches Detail ist die Neigung des oberen Teils der Schubladen und der Tür.

ALTEA est la nouvelle série de meubles esthétiquement innovante et captivante. Elle dispose de trois options : suspendu, pieds en acier ou base fermée. Le système de joints périphériques, en plus de sceller les modules, peut, sur demande, entourer chaque tiroir individuel. L'élément sur roulettes associé à cette composition est extrêmement fonctionnel. Un détail esthétique original et caractéristique est l'inclinaison de la partie supérieure des tiroirs et de la porte.







Option made up of 4 suspended items with Glass worktop, Slim dispenser wall unit SMD150 and element on castors ALR5ATV included in the composition. All doors have touch opening.

Opzione composta da 4 moduli sospesi con piano in vetro, pensile Slim SMD150 e servomobile ALR5ATV inserito nella composizione. Tutte le ante hanno l'apertura touch.

ALTEA - SUSPENDED

ZILFOR
PRECISION FURNITURE

Option composée par 4 éléments suspendu avec plan en verre, distributeur mural Slim SMD150 et un élément sur roulettes ALR5ATV inclus dans la composition. Toutes les portes ont une ouverture touch.

Option bestehend aus 4 abgehängte Modulen mit Glas-Arbeitsplatte, Slim Hängeschrank SMD150 und ALR5ATV Rollwagen in die Komposition begriffen. Alle Türen sind mit Touch System.







ALTEA - STEEL FLOOR SUPPORT

ZILFOR
PRECISION FURNITURE

Option sur pieds en acier composée par 4 éléments avec plan en Corian® et portes avec poignée. Distributeur mural Slim SMD100 et un élément mobile ALR5AH2CO.

Option bestehend aus 4 Modulen mit Bodensupport auf Stahl mit Corian® Arbeitsplatte, alle Türen sind mit Griffen. Slim Hängeschrank SMD100 mit ALR5AH2CO Rollwagen.

Steel floor support option made up with 4 items, Corian® worktop and doors with handle. Slim dispenser wall unit SMD100 and ALR5AH2CO element on castors.

Opzione con piedi in acciaio composta da 4 moduli, piano in Corian® e ante con maniglia. Pensile Slim SMD100 e servomobile ALR5AH2CO.







ALTEA - CLOSED PLINTH

ZILFOR
PRECISION FURNITURE

Option avec socle fermé composée par 4 éléments, plan en Corian® et portes avec poignées. Distributeur mural Flex FXD100 avec un élément sur roulettes ALR5AHCO.

Option bestehend aus 4 Modulen mit Sockel, Corian® Arbeitsplatte, alle Türen mit Griffe. Flex Hängeschrank FXD100 und ALR5AHCO Rollwagen.

Closed plinth option made up of 4 items, Corian® worktop and doors with handle. Flex dispenser wall unit FXD100 and element on castors ALR5AHCO.

Opzione con basamento chiuso composta da 4 moduli, piano in Corian® e ante con maniglia. Pensile Flex FXD100 e servomobile ALR5AHCO.




ALTEA - COMPOSITIONS
Composizioni / Compositions / Zusammenstellungen

SUSPENDED
260 CM



CLOSED PLINTH
200 CM



STEEL FLOOR SUPPORT
200 CM




SIGILLIS

Gasket on the perimeter of the element and, upon request, on all drawers / Guarnizione sul perimetro del mobile e, su richiesta, su tutti i cassetti / Joint sur le périmètre du meuble et, comme option, sur tous les tiroirs / Staublippe am Schrankrand und auf Anfrage auch an allen Schubladen.




BASE UNITS

BASAMENTI / BASES / UNTERGESTELLE




CLOSED PLINTH

Basamento chiuso / Socle fermé / Geschlossener Sockel



STEEL FLOOR SUPPORT

Piedi in acciaio / Pieds en acier / Bodensupport auf Stahl




SUSPENDED

Sospeso / Suspendue / Wandbefestigt

OPENING SOLUTIONS

MODALITÀ APERTURA ANTE / MODE D'OUVERTURE PORTE
TÜRÖFFNUNGSMODUS



HANDLES



ANODIZED ALUMINIUM



RAL COLOURS

MARE 5

Rectangular handle mod. Altea

Maniglia rettangolare mod. Altea

Poignée rectangulaire mod. Altea

Rechteckiger Griff mod. Altea

TOPS

PIANI / PLANS / ARBEITSPLATTEN



Glass top with rectangular or round sink, drain and chrome-plated mixer tap

Piano in vetro, con vasca termofusa rettangolare o rotonda, piletta e miscelatore cromato

Plan de travail en verre avec evier thermoformée rectangulaire ou ronde, bonde et mitigeur chrome

Arbeitsplatte aus Glas mit thermoverschweißtem rechteckigen oder runder becken, aubfluss und verchromter mischbatterie



Glass top with round stainless steel applied under the surface, drain and chrome-plated mixer tap

Piano in vetro con vasca inox rotonda applicata sottopiano, piletta e miscelatore cromato

Plan de travail en verre avec evier ronde en inox appliquée sous le plan, bonde et mitigeur chrome

Arbeitsplatte aus glas mit eingelassenem halbrundem edelstaahl-becken, aubfluss und verchromter mischbatterie



Glacier White Corian® top with thermofused round sink, stuck Corian® backsplash, drain and chrome-plated mixer tap

Piano in Corian® con vasca termoformata rotonda, alzatina in Corian® incollata, colore Glacier White, piletta e miscelatore cromato

Plan de travail en Corian® Glacier White avec évier rond thermofusionné, dossier en Corian® appliquer, bonde et mitigeur chromé

Arbeitsplatte aus Corian® Glacier White mit thermoverschweißtem runder Spüle, abschlussleiste aus Corian®, aubfluss und verchromter mischbatterie



Glacier White Corian® top with applied rectangular sink, integrated backsplash, drain and chrome-plated mixer tap

Piano in Corian® con vasca rettangolare applicata, alzatina raccordata, colore Glacier White, piletta e miscelatore cromato

Plan de travail en Corian® avec evier rectangulaire appliquée, dossier intégré, coloris Glacier White, bonde et mitigeur chrome

Arbeitsplatte aus Corian® mit aufgesetzter rechteckigen-becken, integrierte abschlussleiste, farbe Glacier White, aubfluss und verchromter mischbatterie



Glacier White Corian® top with applied sink mod. Moon, integrated backsplash, drain and chrome-plated mixer tap

Piano in Corian® con vasca mod. Moon applicata, alzatina raccordata, colore Glacier White, piletta e miscelatore cromato

Plan de travail en Corian® avec evier mod. Moond appliquée, dossier intégré, coloris Glacier White, bonde et mitigeur chrome

Arbeitsplatte aus Corian® mit aufgesetzter becken mod. Moon, integrierte abschlussleiste, farbe Glacier White, aubfluss und verchromter mischbatterie



Laminate Fenix® top with under mounted ceramic sink, without backsplash, drain and chrome-plated mixer tap

Piano in laminato Fenix® con vasca in ceramica applicata sottopiano, senza alzatina, piletta e miscelatore cromato

Plan de travail en laminé Fenix® avec evier en céramique, appliquée sous le plan, sans le dossier, bonde et mitigeur chrome

Arbeitsplatte aus laminat Fenix® eingelassenem keramikbecken, ohne abschlussleiste, aubfluss und verchromter mischbatterie



Stratified top with under mounted ceramic sink, stuck stratified backsplash, drain and chrome-plated mixer tap

Piano in stratificato con vasca in ceramica applicata sottopiano, alzatina incollata in stratificato, piletta e miscelatore

Plan de travail en stratifié avec evier en céramique, appliquée sous le plan, dossier en stratifie appliquer, bonde et mitigeur chromé

Arbeitsplatte aus schichtstoff mit eingelassenem keramikbecken, schichtstoff-abschlussleiste mit silikon, aubfluss und verchromter mischbatterie

MIXER TAPS

MISCELATORI / MITIGEURS / MISCHBATTERIEN

ZILFOR
PRECISION FURNITURE



MLC

Single lever basin mixer
Miscelatore con leva corta
Mitigeur avec levier court
Einhebelmischbatterie mit kurzem Hebel



MTO

Single-lever washbasin mixer without pop-up waste
Monocomando per lavabo senza scarico
Mitigeur de lavabo sans vidage
Mischbatterie ohne Abfluss



MLL

Long lever basin mixer
Miscelatore con leva lunga
Mitigeur avec levier clinique
Mischbatterie mit langem Hebel



ML

Wash basin mixer
Miscelatore lavabo
Mitigeur lavabo
Mischbatterie



MCLL

Long-lever single hole sink mixer
Monocomando per lavello con leva di comando lunga
Mitigeur d'évier monotrou avec levier long
Mischbatterie mit langem Hebel



MET

Electronic mixer (Only with battery)
Miscelatore elettronico (Solo a batteria)
Robinet infrarouge (Seulement sur batterie)
Elektronisch-Mischer (Nur bei akkubetrieb)

BASINS

BACINELLE / INTERIEURS DE TIROIRS / EINSÄTZE



BA-A01

L / W 45 - P / D 32 - H 3,7

1 sector basin for small drawer

Bacinella 1 settore per cassetto piccolo

Intérieur 1 secteur pour petit tiroir

Einsatz, 1 Unterteilung für kleine Schublade



BA-A04

L / W 45 - P / D 32 - H 3,7

Basin 4 sectors for small drawer

Bacinella 4 settori per cassetto piccolo

Intérieur à 4 secteurs pour petit tiroir

Einsatz, 4 Unterteilungen für kleine Schublade



BA-A08

L / W 45 - P / D 32 - H 3,7

Basin 8 sectors for small drawer

Bacinella 8 settori per cassetto piccolo

Intérieur à 8 secteurs pour petit tiroir

Einsatz, 8 Unterteilungen für kleine Schublade



BA-A16


L / W 45 - P / D 32 - H 3,7

Basin 16 sectors for small drawer

Bacinella 16 settori per cassetto piccolo

Intérieur à 16 secteurs pour petit tiroir

Einsatz, 16 Unterteilungen für kleine Schublade



BA-A36

L / W 45 - P / D 32 - H 3,7

Rack low basin for small drawer

Bacinella a rastrelliera per cassetto piccolo

Intérieur avec ratelier pour petit tiroir

Einsatz mit Instrumentenablage für kleine Schublade



BA-B01

L / W 45 - P / D 32 - H 8

1 sector high basin for medium drawer

Bacinella 1 settore per cassetto medio

Intérieur à 1 secteur pour tiroir moyen

Einsatz, 1 Unterteilung für mittelgroße Schublade



BA-B02

L / W 45 - P / D 32 - H 8

2 sectors high basin for medium drawer

Bacinella 2 settori per cassetto medio

Intérieur à 2 secteurs pour tiroir moyen

Einsatz, 2 Unterteilungen für mittelgroße Schublade



BA-B06

L / W 45 - P / D 32 - H 8

6 sectors high basin for medium drawer

Bacinella 6 settori per cassetto medio

Intérieur à 6 secteurs pour tiroir moyen

Einsatz, 6 Unterteilungen für mittelgroße Schublade

COLOURS



ZILFOR has always relied on colours in order to guarantee the customer the opportunity to figure out how to customize his own space. The RAL scale make it possible to choose any shade for the dental cabinets.

Per garantire al cliente la possibilità di personalizzare il proprio spazio, ZILFOR punta da sempre sul colore. Facendo riferimento al campionario RAL è infatti possibile scegliere qualsiasi nuance per gli arredi dello studio.

Afin de garantir au client la possibilité de créer son propre espace, ZILFOR a toujours visé aux couleurs de l'escalier RAL. En effet, il est possible de choisir n'importe quelle teinte pour l'ameublement du cabinet.

ZILFOR hat sich immer über die Farbtonen verlasst, um an die Kunden immer eine große Möglichkeit zu bieten.

COLOURS FOR GLASS TOPS

ZILFOR
PRECISION FURNITURE

To produce the glasstops, ZILFOR gives to the customer the opportunity to choose among 20 different colours.

Per la realizzazione dei piani in vetro, ZILFOR offre al cliente l'opportunità di scegliere tra una gamma di 20 colori.

Pour la réalisation des plans de travail en verre, ZILFOR offres aux clients la possibilité de choisir parmi 20 coloris.

Um die Glaspatten anzufertigen, bietet ZILFOR die Möglichkeit unter 20 verschiedenen Farben am Kunde auszuwählen.



SO-34EXT



SO-34



SO-08



SO-129EXT




SO-11



SO-05



SO-20




SO-19



SO-229



SO-03



SO-14




SO-65EXT



SO-36EXT



SO-10



SO-151EXT SABB



SO-104EXT




SO-07



SO-143EXT SABB



SO-161EXT SABB



SO-03 SABB

© 2024 by **Zil For Srl**

All pictures, technical draflanges and related specifications belong to Zil For Srl and they are defend by the rules of copyright. All uses not expressly authorized will be legally prosecuted. Product specifications are subject to change without notice. Zil For Srl can not be responsible for typographical errors.

Tutte le fotografie, i disegni tecnici e le relative specifiche devono intendersi quale proprietà intellettuale, difesa dalle norme sul diritto d'autore, della ditta Zil For Srl. Tutti gli utilizzi non espressamente autorizzati saranno perseguiti giudizialmente. Ci riserviamo il diritto di apportare tutte le variazioni le miglorie necessarie senza alcun preavviso. La Zil For Srl non può essere ritenuta responsabile per inesattezze o errori tipografici.

Toutes le photographies, les dessins techniques et le relatives spécifications sont à considérer comme propriété intellectuelle de l'entreprise Zil For Srl, protégée par les lois sur les droits d'auteur. Toute utilisation pas expressément autorisée sera poursuite légalement. Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification sans préavis. Zil For Srl ne peut pas être considérée responsable d'imprécisions ou erreurs typographiques.

Sämtliche Fotografien, technische Zeichnungen und dazu gehörenden Spezifikationen gehören zum intellektuellem Eigentum der Firma Zil For Srl, das urhebergeschützt ist. Alle nicht eigens autorisierten Benutzungen werden rechtlich verfolgt. Wir behalten uns das Recht vor, alle nötigen Veränderungen oder Verbesserungen ohne Vorankündigung durchzuführen. Die Firma Zil For Srl ist für Ungenauigkeiten oder Schreibfehler nicht verantwortlich.



ZIL FOR S.R.L.

Via Fossa, 37 31051 FOLLINA (TV) - Italy

T. 0438/970308

F. 0438/971853

M. info@zilfor.com

zilfor.com