


MicroEtcher™ CD

Abrasion à Air intraoral



Plus besoin de produits chimiques pour steriliser vos Micro Etcher

Maintenant il existe un MicroEtcher pour les raccords rapides de turbines
Le Microetcher™ CD pour KAVO,WH,SIRONA,NSK,BIEN AIR.

L'introduction de l'original Microetcher air abrasion a changé le bonding au fauteuil pour toujours. Les avantages du Microetcher II étudié pour la précision des micro rugosités obtenues sont complétés par une buse amovible et stérilisable.


Nous avons réalisé de nombreuses améliorations à l'intérieur du Microetcher II pour obtenir des résultats élevés à de faibles pressions.

La nouvelle buse présente un profil étroit pour donner plus de visibilité pour les interventions intraorales, elle pivote de 360° et est interchangeable avec les options de l'embout Microetcher II. Le Microetcher CD est étudié pour limiter au maximum l'emploi de l'air abrasion, et éviter les projections dans votre cabinet.

- Connexion parfaite avec les raccords rapides
- Totalement autoclavable corps et buse.
- Compatible avec les buses Microetcher II.
- Pression de fonctionnement 45psi.
- 30% réduction en fonctionnement.
- Design de la buse pour une meilleure vision.
- Augmente de 400% le bonding chimique.
- Contrôle d'utilisation en bouche précis.
- Bonding rapide sans détérioration des surfaces
- Idéal pour orthodontie, pédiatrie et autres applications.


Sandblasted
Dental Alloy

800X



Bur Roughened
Dental Alloy

800X



www.danvillematerials.com www.dentrmed.com

3420 Fostoria Way, Suite A-200 San Ramon, CA 94583 800.827.7940 925.973.0710 Fax 925.973.0764



Innovative Design. Reliable Performance

93308 Rev A