

Information

Drive Air s.a.s., est une fabrique Italienne spécialisée dans la production des cordons silicones pour instruments dentaires, propose maintenant des cordons avec connexion coté tablette avec connecteur Unit

Ces cordons permettent de se raccorder rapidement à la tablette. Il suffit de monter un raccord femelle sur la tablette

Nos cordons connexions tablette sont disponibles pour tous les instruments habituellement utilisés par les dentistes -turbines - micro moteurs électriques avec et sans charbons-départreurs à ultra sons-lampe à composite-tele camera -seringue).

Quelques raisons de choisir nos cordons avec connexion tablette:

- Possibilité d'interchanger les instruments sur la tablette
- Adaptation complète à tous les types d'unit Européen ou internationaux, cart, units portables, poste pour prothésistes, pour étudiants.
- Réduction du temps de montage
- Réduction du temps de substitution
- Possibilité de mettre les cordons avec facilité



Les cordons avec connexion tablette sont souvent demandés dans les appels d'offres de marché publics. Notre gamme est aussi disponible pour les unités Anthos*, Stern Weber*, Castellini* et Kavo*.

Dans le tableau ci-joint les différents modèles disponibles.



Cordons compatibles avec Anthos*, SternWeber*, Castellini


Description	Cordon pour turbine 4-voies	Cordon pour turbine 4-voies F.O.	Cordon pour MM MC3	Cordon pour MM MC3+turb.F.O	Cordon pour MM MC3 Semi-rotatif 400°
Ref.	4H.SCF.GR.1	6H.SCF.GR.1	8H.SCF.GR.1	8P.SCF.GR.1	8S.SCF.GR.1
Connexion instrument					
Connexion Unit					
Compatibilité unit	Anthos: A5, A6plus, A7plus, A9, R7 Stern Weber: S200, S220TR, S250, S280TRc, S300, S320TR Castellini: Skema 5, Skema 6				
Reference normes	Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CE Direttiva Europea RoHS 2002/95/CE				

Description cordon	Compatible avec Bien Air MC2 IR	Compatible avec Bien Air MC2 ISOLITE	Compatible avec Bien Air MC2 ISOLITE Semi-rotatif 400°	Compatible avec detartreur EMS	Compatible avec detartreur Satelec
Ref.	B5.SCF.GR.1	B7.SCF.GR.1	B2.SCF.GR.1	E1.SCF.GR.1	S1.SCF.GR.1
Connexion cote instrument					
Connexion cote Unit					
Compatibilité unit	Anthos: A5, A6plus, A7plus, A9, R7 Stern Weber: S200, S220TR, S250, S280TRc, S300, S320TR Castellini: Skema 5, Skema 6				
Référence normes	Directive Dispositifs médicaux 93/42/CE Directive Européenne RoHS 2002/95/CE				

Cordons connexion tablette compatibles Kavo*

Description	Cordon pour turbine 4-voies F.O.	Compatible avec Moteur Kavo K190	Compatible avec Moteur Kavo K200	Compatible avec Moteur Kavo K192
Ref.	6H.SKV.GR.1	K1.SKV.GR.1	K3.SKV.GR.1	K5.SKV.GR.1
Connessione Strumento				
Connessione Riunito				
Compatible avec équipement	1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1080	1062, 1063, 1065, 1080	1058, 1062, 1063, 1065, 1080	1063, 1065, 1080
Version	Sans F.O. Ref. 4H.SKV.GR.1	Semi-rotatif 400° Ref. K2.SKV.GR.1	Semi-rotatif 400° Ref. K4.SKV.GR.1	Avec réglage H ₂ O Ref. K6.SKV.GR.1
Références aux normes	Directive Dispositif médicaux 93/42/CE Directive Européenne RoHS 2002/95/CE			

*Drive Air s.a.s. et ses produits ne sont pas liés à: Anthos, Stern Weber, Castellini, Kavo, Bien Air, NSK, EMS, Satelec.



Tab.1 Caractéristiques des tubes fils et gaines

1	Air de Refroidissement	Transparent	Ø 2,7x4,0 mm	■	■	■
2	Air de Refroidissement	Transparent	Ø 1,4x2,5 mm		■	■
2	Eau de spray	Vert	Ø 1,4x2,5 mm	■	■	■
3	Air de spray	Bleu	Ø 1,4x2,5 mm	■	■	■
4	Corde de blocage	-	-	■	■	■
5	Moteur	Rouge	(+)	■	■	■
6	Ampoule	Bleu	(+)	■		■
6	Ampoule	Marron	(0V)	■		■
7	Moteur	Noir	(0V)	■	■	■
8	Gaine	XX	Ø 11 mm	■	■	■
8	Gaine	XX	Ø 10 mm		■	■

Tab.2 Models -couleurs-et codes de vente

	Version Standard	Version avec Connexion semirotative 400°
	Ref. 8H.STD.XX.1	Ref. 8S.STD.XX.1
	Ref. B5.STD.XX.1	-
	Ref. B7.STD.XX.1	Ref. B2.STD.XX.1
XX= WH	Blanc	Solo per Ref. 8H
XX= LG	Gris clair RAL 9002	
XX= MG	Gris moyen RAL 7035	
XX= GR	Gris RAL 7038	
XX= BR	Brun Adec	
XX= BL	Noir	

Drive Air s.a.s. et ses produits ne sont liés en aucune manière a la firme

© Bien Air, SA.

Dentrmed

B.P. 8 42740 Saint Paul en Jarez I

dentrmed@dentrmed.fr -

www.dentrmed.com

Tel. 04 77 73 32 33 Fax 04 77 73 20 70

CORDONS SILICONES POUR EQUIPEMENTS DENTAIRES DISPOSITIFS MEDICAUX CERTIFIES

Pour Equipements

Raccordement standard sur arrivées

Raccordement sur KAVO

Raccordement sur ANTHOS - STERN WEBER - CASTELLINI



Pour instruments toutes marques

BIEN AIR - KAVO - NSK - WH - SATELEC - EMS - MECTRON
CATANI - DURR

DENTR^DMED

470 ROUTE DES FABRIQUES
B.P. 8 42740 SAINT PAUL EN JAREZ
TEL / 04 77 73 32 33 - dentrmed@dentrmed.fr
www.dentrmed.com

CORDONS POUR UNITS DENTAIRE

SOMMAIRE –TARIF – 2013

CORDONS STANDARDS

> Cordons pour turbines	Page 1
> Cordons pour turbines avec régulation de l'eau	Page 2
> Cordons pour micro moteurs électriques	Page 3 à 6
• avec régulation d'eau	Page 4 à 5
• avec rotation à 400°	Page 7
> Cordons pour détartreurs	Page 8 à 9

CORDONS DOUBLE CONNEXION POUR UNITS DENTAIRE KAVO

> Cordons pour turbines	Page 10 à 11
> Cordons pour micro moteurs électriques	Page 12 à 14
• avec régulation d'eau	Page 13
• avec rotation à 400°	Page 13 à 14
> Montage de connecteur KAVO sur les seringues LUZZANI et FARO	Page 15
> Montage de connecteur KAVO pour installation des détartreurs EMS et SATELEC	Page 15

CORDONS DOUBLE CONNEXION - POUR UNITS DENTAIRE ANTHOS, STERN WEBER, CASTELLINI

> Cordons pour turbines	Page 16
> Cordons pour micro moteurs électriques	Page 17 à 18
• avec rotation à 400°	Page 18
Cordons pour détartreurs	Page 19

CORDONS DETACHABLES "DRIVE AIR Line"

Page 20

CORDONS SERINGUES

Page 21

ACCESSOIRES POUR CORDONS

Page 21

TUBES ET EMBOUTS D'ASPIRATION

Page 22

5 COULEURS DIFFERENTES POUR LA GAINE EN SILICONE, DISPONIBLE POUR TOUS LES INSTRUMENTS DENTAIRE.
LONGUEUR STANDARD 1,60 m (1,80 m), LONGUEUR SPECIALE SUR DEMANDE.

Délais de livraison rapides

COULEURS DISPONIBLES

Blanc . WH	48/72h
Gris Clair RAL 9002 . LG	48/72h
Middle Gris RAL 7035 . MG	48/72h
Gris RAL 7038 . GR	En stock - 24/48h
Brun Adec . BR	En stock - 24/48h
Noir .BL	48/72h