

WELL



Cod. 002

DESCRIZIONE PRODOTTO

Letto da massaggio ad uno snodo, caratterizzato da design ergonomico e linea semplice ed elegante, Well offre il massimo comfort all'operatore e al cliente.

Studiato per ottimizzare gli spazi in cabina, Well è completo di portarotolo e di una pratica griglia porta-accessori, utile per contenere strumenti e accessori di lavoro. Il materasso, disponibile anche con foro per ospitare il viso, presenta entrambi i lati sagomati verso l'interno, per consentire all'operatore una maggiore mobilità.

Dotato di struttura solida e di schienale con inclinazione regolabile per mezzo di freno block in ottone, nella versione standard è fornito di griglia porta-accessori, portarotolo e materasso rivestito in sky, prodotto in gomma indeformabile garantita 5 anni e realizzabile in diverse varianti colore.

PRODUCT DESCRIPTION

Well is a two-pieces elegant and ergonomically designed couch for massages, offering the maximum comfort to both the operator and the client.

In order to optimise the cabin space Well is equipped with roll-holder and shelf for accessories. The mattress, also available with face hole, is shaped on both sides, so that the operator can easily move.

The backrest is adjustable by brass block-brake.

The standard version is equipped with shelf for accessories, roll-holder and sky upholstery made of high quality foam with 5 years warranty against deformation in a choice of several colours.

WELL E' IDEALE PER / WELL IS IDEAL FOR

Trattamenti viso-corpo, massaggi soft, depilazione, pressoterapia, visita diagnostica, dermatologia, chirurgia estetica.

Face and body treatments, soft massages, depilation, pressotherapy, diagnostics, dermatology, aesthetic surgery.



Cod.001 Versione standard senza foro
Standard version without face hole



Cod.002 Versione standard con foro
Standard version with face hole

Dimensioni / Dimensions

Larghezza / Width 72 cm
Lunghezza / Length 190 cm
Altezza in posizione orizzontale / Flat position height 78 cm

Caratteristiche imballo / Packaging details

Dimensioni / Packing 195 x 27 x 73h cm
Volume / Volume 0,39m³
Peso lordo / Gross weight 30 kg
Peso netto / Net weight 23 kg



certificato
n° 50 100 4433

