

EMALED | LAMPE EXAMEN 200D



Champs d'application :

Lampe destinée aux interventions de petite chirurgie et diagnostic

Puissance 50.000 lux

DETAIL TECHNIQUE

<i>Puissance</i>	50.000 lux
<i>Variation de lumière</i>	30 – 100 %
Diamètre du champs opératoire <i>D₁₀</i>	140 mm
Diamètre du champs opératoire <i>D₅₀</i>	80 mm
<i>Distance opératoire</i>	70 – 140 cm
<i>Température de couleur</i>	4.200 K
Rendu tempétarue de couleur	92 Ra
<i>Puissance electro..</i>	150 W/m ²
<i>Intensité</i>	3,3 W/m ² lx
<i>Durée de vie des leds</i>	40.000 hrs
Illumination résiduelle	
avec 2 masques	50 %
avec tube	98 %
avec tube et masques	40 %
<i>Paramètres électriques</i>	
<i>Voltage</i>	230 V
<i>Fréquence</i>	63 Hz
<i>Consommation</i>	10 VA
<i>Paramètres médicaux</i>	
Poids de la tete	1 kg
Poids du support et bras	12 kg

LAMPE D'EXAMEN ET DE CHIRURGIE 200D

La lampe EMALED 200D offre une grande mobilité et un bon positionnement pendant les interventions. La version plafonnière offre un dégagement de l'espace optimal pendant les interventions et examens

- Rendu de couleur; pas d'infra rouge pas de radiation d'ultra violet
- Champs opératoire fixe 140 mm;
- Durée de vie des LED (supérieure à 40.000 h
- Dégagement de chaleur tres faible
- Pas de pièces en mouvement dans l'éclairage – faible coût de maintenance
- Consommation électrique tre faible 10 VA seulement
- 3 Niveaux d'intensité ajustables en respectant la temérature de couleur

SCHEMA DIMENSIONS

