

CORDONS SILICONES POUR EQUIPEMENTS DENTAIRES

CORDONS POUR EQUIPEMENTS GARANTIS 12 MOIS

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Connecteur conforme à la norme EN29168 (ISO9168) type A, B, C

Plus de 100 modèles disponibles en différentes couleurs
1 an de garantie

Disponible en version classique - détachables -et rotatif à 400°

Conforme avec ISO 9000 et ISO 13485

Contacts électriques plaqués or conforme aux normes DIN standard sur les raccords électriques avec fils souples.

Conforme avec les directives Medicales 93/42/EEC
Conforme avec les directives Européennes 2002/95/CE RoHS

Longueur standard des fils et tubes 1,80 m jusqu'à 2,70 m sur demande
Longueur standard des gaines 1,60 m, jusqu'à 2,50 m sur demande

CE

DENT R MED

ZI DU COIN - 18 BOULEVARD DES ECHARNEAUX - 42400 SAINT CHAMOND

TEL : 04 77 73 32 33 - FAX : 04 77 73 20 70 - 06 22 24 92 38

DENTRMED@DENTRMED.FR - WWW.DENTRMED.COM

SOMMAIRE

3 voies (borden) terminal libre - Anthos/Stern Weber /Castellini.....	Pag. 3
4 voies (midwest) terminal libre - Kavo - Anthos/Stern Weber /Castellini.....	Pag. 4
6 voies (midwest+FO) terminal libre - Kavo - Anthos/Stern Weber /Castellini - Sirona - Planmeca.....	Pag. 5
Bien Air MC3 et NSK M40 terminal libre - Kavo - Anthos/Stern Weber /Castellini - Sirona - Planmeca.....	Pag. 7
Moteur EL1 – Sirona.....	Pag. 8
BIEN AIR MC2 et ISOLITE 300 terminal libre - Kavo - Anthos/Stern W. /Castellini - Sirona - Planmeca.....	Pag. 9
CHIRANA medical P2ED 460 terminal libre	Pag. 12
NSK TIM40 (EL400) terminal libre	Pag. 12
KAVO 190/196/K200 et Chirana medical CH660L terminal libre - Kavo - Sirona - Planmeca	Pag. 13
KAVO 192/K201 terminal libre - Kavo	Pag. 15
KAVO KL-700 terminal libre - Kavo.....	Pag. 16
Détartreur EMS / EMS FO terminal libre - Kavo - Anthos/Stern Weber /Castellini - Planmeca.....	Pag. 17
Détartreur SATELEC terminal libre - Kavo - Anthos/Stern Weber /Castellini - Planmeca.....	Pag. 18
Détartreur MECTRON terminal libre - Kavo - Anthos/Stern Weber /Castellini - Planmeca.....	Pag. 19
Seringue 3F terminal libre - Kavo - Anthos/Stern Weber /Castellini - Planmeca.....	Pag. 20
Modèles des différents cordons / raccordements.....	Pag. 22
Adaptateur intermédiaire pour cordon.....	Pag. 23
Tube en TPU air/eau et gaine en silicone.....	Pag.24
Tubes et embouts d'aspiration DÜRR et CATANI.....	Pag.25
Tubes d'aspiration complets avec bague CATANI EURODENT KAVO SIRONA CASTELLINI PLANMECA.....	Pag.26

**L
E
G
E
N
D
E**



Cordons électrifiés pour instruments lumière FO



Cordons avec bague de régulation de l'eau du spray



Cordons avec raccord tournant 400°



Disponible sur demande

**SANS bague de réglage
de l'eau du spray**

**Avec bague de réglage
de l'eau du spray**

XX1



XX2



XX3



XX4



XX5



R..XX1



XX = couleur du cordon

1-2-3-4-5 = type de bague selon le support pour l'instrument

STD CORDON STANDARD - TERMINAL LIBRE

- LONGUEUR STANDARD 1600 mm

SKV CORDON POUR EQUIPEMENT KAVO

- LONGUEUR STANDARD 1250 mm OU 1400 mm

SCF CORDON POUR EQUIPEMENT ANTHOS -
STERN WEBER-CASTELLINI

- LONGUEUR STANDARD 1250 mm OU 1400 mm

SSR CORDON POUR EQUIPEMENT SIRONA

- LONGUEUR STANDARD 1370 mm OU 1030 mm

PC CORDON POUR EQUIPEMENT PLANMECA

CORDONS 3 VOIES (BORDEN)

Gaine silicone Ø externe : 10 mm



Cordons **avec terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Sans réglage de l'eau du spray		-	-	-	X	3H.STD.LG.1	3H.STD.MG.1	3H.STD.GR.1	3H.STD.BR.1	3H.STD.BL.1	58,50 €
Avec réglage de l'eau du spray		-	✓	-	X	3R.STD.LG.1	3R.STD.MG.1	3R.STD.GR.1	3R.STD.BR.1	3R.STD.BL.1	129 €

Cordons pour équipements **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible							Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	Anthos: A7, A6plus, A7plus, A9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, Skema 6			-	-	-	X	O	O	3H.SCF.GR.1	O	O	165 €

CORDON 4 VOIES (MIDWEST)

Avec TUBE DE DECHARGE DE L'AIR SEPARÉ gaine silicone Ø externe : 11 mm



Cordons **avec terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Sans réglage de l'eau du spray		-	-	-	4H.STD.WH.1	4H.STD.LG.1	4H.STD.MG.1	4H.STD.GR.1	4H.STD.BR.1	4H.STD.BL.1	60,60 €
		-	-	-	4H.STD.WH.2	4H.STD.LG.2	4H.STD.MG.2	4H.STD.GR.2	4H.STD.BR.2	4H.STD.BL.2	75,60 €
		-	-	-	4H.STD.WH.3	4H.STD.LG.3	4H.STD.MG.3	4H.STD.GR.3	4H.STD.BR.3	4H.STD.BL.3	
		-	-	-	4H.STD.WH.4	4H.STD.LG.4	4H.STD.MG.4	4H.STD.GR.4	4H.STD.BR.4	4H.STD.BL.4	
		-	-	-	4H.STD.WH.5	4H.STD.LG.5	4H.STD.MG.5	4H.STD.GR.5	4H.STD.BR.5	4H.STD.BL.5	
Avec bague de réglage de l'eau du spray		-	✓	-	4R.STD.WH.1	4R.STD.LG.1	4R.STD.MG.1	4R.STD.GR.1	4R.STD.BR.1	4R.STD.BL.1	129,00 €

Cordons pour équipement **KKavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1080	-	-	-	0	4H.SKV.LG.1	4H.SKV.MG.1	0	0	0	168,00 €
		-	-	-	0	4H.SKV.LG.2	4H.SKV.MG.2	0	0	0	
	E series (excepté pour mod. E30)	-	-	-	0	4H.SKV.LG.3	4H.SKV.MG.3	0	0	0	183,00 €
		-	-	-	0	4H.SKV.LG.4	4H.SKV.MG.4	0	0	0	

Cordons pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	Anthos: A7, A6plus, A7plus, A9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, Skema 6	-	-	-	0	0	0	4H.SCF.GR.1	0	0	180,00 €

CORDONS 6 VOIES (4+2 VOIES) ELECTRIFIE (MIDWEST + F.O.)

Avec TUBE DE DECHARGE DE L'AIR SEPRE gaine silicone Ø externe : 11 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Sans réglage de l'eau du spray		✓	-	-	6H.STD.WH.1	6H.STD.LG.1	6H.STD.MG.1	6H.STD.GR.1	6H.STD.BR.1	6H.STD.BL.1	84,90 €
		✓	-	-	6H.STD.WH.2	6H.STD.LG.2	6H.STD.MG.2	6H.STD.GR.2	6H.STD.BR.2	6H.STD.BL.2	99,90 €
		✓	-	-	6H.STD.WH.3	6H.STD.LG.3	6H.STD.MG.3	6H.STD.GR.3	6H.STD.BR.3	6H.STD.BL.3	
		✓	-	-	6H.STD.WH.4	6H.STD.LG.4	6H.STD.MG.4	6H.STD.GR.4	6H.STD.BR.4	6H.STD.BL.4	
		✓	-	-	6H.STD.WH.5	6H.STD.LG.5	6H.STD.MG.5	6H.STD.GR.5	6H.STD.BR.5	6H.STD.BL.5	
Avec bague de réglage de l'eau du spray		✓	✓	-	6R.STD.WH.1	6R.STD.LG.1	6R.STD.MG.1	6R.STD.GR.1	6R.STD.BR.1	6R.STD.BL.1	144,00 €
Compatible moteur Bien Air MC3 & NSK M40		✓	-	-	8P.STD.WH.1	8P.STD.LG.1	8P.STD.MG.1	8P.STD.GR.1	8P.STD.BR.1	8P.STD.BL.1	111,00 €
AVEC LED Intégrée		✓	-	-	5H.STD.WH.1	5H.STD.LG.1	5H.STD.MG.1	5H.STD.GR.1	5H.STD.BR.1	5H.STD.BL.1	203,70 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1080		✓	-	0	6H.SKV.LG.1	6H.SKV.MG.1	0	0	0	204,00 €
			✓	-	0	6H.SKV.LG.2	6H.SKV.MG.2	0	0	0	
	E series (tranne mod. E30)		✓	-	0	6H.SKV.LG.3	6H.SKV.MG.3	0	0	0	219,00 €
			✓	-	0	6H.SKV.LG.4	6H.SKV.MG.4	0	0	0	

Cordons pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	Anthos: A7, A6plus, A7plus, A9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, Skema 6		✓	-	0	0	0	6H.SCF.GR.1	0	0	201,00 €



Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm et L. 1030 mm

Compatible						Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
 	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M196, M1+, Profeel®, SPIRIT, S1, S2		✓	-	-	O	6H.SSR.LG.1	6H.SSR.MG.1	O	O	O	237,00 €
	L. 1370 mm conseillé											
	C3, C3+, C6, E3		✓	-	-	O	6H.SSR.LG.2	6H.SSR.MG.2	O	O	O	
C8+, Profeel®+	✓	-	-	O	6H.SSR.LG.3	6H.SSR.MG.3	O	O	O			

Cordons pour équipements **Planmeca**

Compatible						Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
 	L. 1030 mm 820 Ω		✓	-	-	O	6H.PLM.LG.1	6H.PLM.MG.1	O	O	O	285,00 €
	L. 900 mm 560 Ω		✓	-	-	O	6H.PLM.LG.2	6H.PLM.MG.2	O	O	O	
	L. 930 mm 430 Ω		✓	-	-	O	6H.PLM.LG.3	6H.PLM.MG.3	O	O	O	

CORDONS POUR MICROMOTEUR BIEN AIR© MC3 and NSK© M40
 Gaine en silicone Ø 10 mm (version ROTATIVE) Ø 11 mm (vers. standard)



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Pour micromoteur MC3 Bien Air		✓	-	-	8H.STD.WH.1	8H.STD.LG.1	8H.STD.MG.1	8H.STD.GR.1	8H.STD.BR.1	8H.STD.BL.1	98,10 €
Pour mm. Bien Air MC3 Version bague longue		✓	-	-	8H.STD.WH.2	8H.STD.LG.2	8H.STD.MG.2	8H.STD.GR.2	8H.STD.BR.2	8H.STD.BL.2	
Pour mm NSK M40		✓	-	-	8H.NSK.WH.1	8H.NSK.LG.1	8H.NSK.MG.1	8H.NSK.GR.1	8H.NSK.BR.1	8H.NSK.BL.1	
Pour mm. Bien Air MC3 rotation 400°		✓	-	✓	X	8S.STD.LG.1	8S.STD.MG.1	8S.STD.GR.1	8S.STD.BR.1	8S.STD.BL.1	165,00 €
Pour mm MC3 & M40 rotatif à 400°		✓	-	✓	X	8S.NSK.LG.1	8S.NSK.MG.1	8S.NSK.GR.1	8S.NSK.BR.1	8S.NSK.BL.1	179,70 €
Polyvalent pour : - mm. MC3 & M40 - turbine Midwest F.O		✓	-	-	8P.STD.WH.1	8P.STD.LG.1	8P.STD.MG.1	8P.STD.GR.1	8P.STD.BR.1	8P.STD.BL.1	111,00 €
Pour mm Bien Air MC3 avec réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	X	8R.STD.LG.1	8R.STD.MG.1	8R.STD.GR.1	8R.STD.BR.1	8R.STD.BL.1	251,70 €
Pour mm MC3 & M40 avec réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	X	8R.NSK.LG.1	8R.NSK.MG.1	8R.NSK.GR.1	8R.NSK.BR.1	8R.NSK.BL.1	266,70 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	1057, 1060	Pour micro moteur MC3	✓	-	-	O	8H.SKV.LG.1	8H.SKV.MG.1	O	O	O	306,00 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	-	O	8H.SKV.LG.2	8H.SKV.MG.2	O	O	O	
	E Series		✓	-	-	O	O	O	O	O	O	
	1057, 1060	Pour mm MC3 avec réglage de l'eau du spray	✓	✓	✓	O	8R.SKV.LG.1	8R.SKV.MG.1	O	O	O	360,00 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	✓	✓	O	8R.SKV.LG.2	8R.SKV.MG.2	O	O	O	
	E Series		✓	✓	✓	O	O	O	O	O	O	
	1057, 1060	Pour micro moteur M40	✓	-	-	O	8H.SKK.LG.1	8H.SKK.MG.1	O	O	O	306,00 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	-	O	8H.SKK.LG.2	8H.SKK.MG.2	O	O	O	
	E Series		✓	-	-	O	O	O	O	O	O	
1057, 1060	Pour mm MC3 & M40 réglage de l'eau du spray	✓	✓	✓	O	8R.SKK.LG.1	8R.SKK.MG.1	O	O	O	375,00 €	
1058, 1062, 1063, 1065,		✓	✓	✓	O	8R.SKK.LG.2	8R.SKK.MG.2	O	O	O		
E Series		✓	✓	✓	O	O	O	O	O	O		



Compatible								Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
<p>Anthos: A7, A6plus, A7plus, A9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, Skema 6</p>	Pour mm MC3		✓	-	-	○	○	○	8H.SCF.GR.1	○	○	○	○	219,00 €
	Pour mm M40		✓	-	-	○	○	○	8H.SCK.GR.1	○	○	○	○	
	Pour mm MC3 rotation à 400°		✓	-	✓	○	○	○	8S.SCF.GR.1	○	○	○	○	297,00 €
	Polyvalent MC3 M40 et Turbine FO		✓	-	✓	○	○	○	8P.SCF.GR.1	○	○	○	○	234,00 €

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm et L. 1030 mm

Compatible						Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC		
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4	Pour mm MC3		✓	-	-	○	8H.SSR.LG.1	8H.SSR.MG.1	○	○	○	321,00 €	
	C3, C3+, C6, E3			✓	-	-	○	8H.SSR.LG.2	8H.SSR.MG.2	○	○	○		
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4	Pour mm MC3 avec réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	X	8R.SSR.LG.1	8R.SSR.MG.1	○	○	○	375,00 €	
	C3, C3+, C6, E3			✓	✓	✓	X	8R.SSR.LG.2	8R.SSR.MG.2	○	○	○		
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1, 96, M1+, SPIRIT S1, S2	Pour micro moteur M40		✓	-	-	○	8H.SSK.LG.1	8H.SSK.MG.1	○	○	○	○	321,00 €
		Pour mm M40 réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	X	8R.SSK.LG.2	8R.SSK.MG.2	○	○	○	○	390,00 €

Cordons pour micro moteur **SIRONA EL1 DOUBLE CONNEXION** pour équipements Sirona Longueur 1350 mm

Compatible									RAL7038			DETAIL TTC
	C4++					X	X	X	PC 224 C4N	X	X	€329,00 €
	C8, M1					X	X	X	PC 224 S2N	X	X	
	C6					X	X	X	PC2224 SN	X	X	

Cordons pour équipements **Planmecca**

Compatible						Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	L. 1000 mm 82 Ω	Pour mm MC3		✓	-	-	○	8H.PLM.LG.1	8H.PLM.MG.1	○	○	○	345,00 €
	L. 1000 mm 82 Ω			✓	-	✓	X	8S.PLM.LG.1	8S.PLM.MG.1	○	○	○	405,00 €
	L. 980 mm 82 Ω	Pour mm MC3 & M40		✓	-	-	○	8P.PLM.LG.1	8P.PLM.MG.1	○	○	○	390,00 €
	L. 900 mm 82 Ω			✓	-	-	○	8P.PLM.LG.2	8P.PLM.MG.2	○	○	○	




CORDONS POUR MICROMOTEURS BIEN AIR® MC2 et ISOLITE 300
GAINE EN SILICONE Ø 10 mm















Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Pour micromoteur Bien Air MC2 IR		-	-	-	X	B5.STD.LG.1	B5.STD.MG.1	B5.STD.GR.1	B5.STD.BR.1	B5.STD.BL.1	89,70 €
Pour micromoteur Bien Air ISOLITE 300		✓	-	-	X	B7.STD.LG.1	B7.STD.MG.1	B7.STD.GR.1	B7.STD.BR.1	B7.STD.BL.1	98,10 €
Double usage : - mm MC2 IR - mm ISOLITE 300		✓	-	-	X	B3.STD.LG.1	B3.STD.MG.1	B3.STD.GR.1	B3.STD.BR.1	B3.STD.BL.1	139,20 €
Pour micromoteur ISOLITE 300 raccord tournant à 400°		✓	-	✓	X	B2.STD.LG.1	B2.STD.MG.1	B2.STD.GR.1	B2.STD.BR.1	B2.STD.BL.1	165,00 €
Double usage : - mm MC2 IR - mm ISOLITE 300 raccord tournant à 400°		✓	-	✓	X	B4.STD.LG.1	B4.STD.MG.1	B4.STD.GR.1	B4.STD.BR.1	B4.STD.BL.1	195,00 €
Pour micromoteur ISOLITE 300 avec réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	X	BR.STD.LG.1	BR.STD.MG.1	BR.STD.GR.1	BR.STD.BR.1	BR.STD.BL.1	240,00 €
Pour micromoteur MC2 IR avec réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	X	BR.STD.LG.2	BR.STD.MG.2	BR.STD.GR.2	BR.STD.BR.2	BR.STD.BL.2	225,00 €
Double usage : - MC2 IR - ISOLITE 300 avec réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	X	BR.STD.LG.3	BR.STD.MG.3	BR.STD.GR.3	BR.STD.BR.3	BR.STD.BL.3	255,00 €















Compatible 					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
1057, 1060	Pour mm MC2 IR	-	-	-	X	B5.SKV.LG.1	B5.SKV.MG.1	O	O	O	291,00 €
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		-	-	-	X	B5.SKV.LG.2	B5.SKV.MG.2	O	O	O	
E Series		-	-	-	X	O	O	O	O	O	
1057, 1060	Pour micromoteur ISOLITE 300	✓	-	-	X	B7.SKV.LG.1	B7.SKV.MG.1	O	O	O	306,00 €
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	-	X	B7.SKV.LG.2	B7.SKV.MG.2	O	O	O	
E Series		✓	-	-	X	O	O	O	O	O	
1057, 1060	Pour micromoteur MC2 IR & ISOLITE 300	✓	-	-	X	B3.SKV.LG.1	B3.SKV.MG.1	O	O	O	342,00 €
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	-	X	B3.SKV.LG.2	B3.SKV.MG.2	O	O	O	
E Series		✓	-	-	X	O	O	O	O	O	
1057, 1060	Pour ISOLITE 300 raccord tournant 400°	✓	-	✓	X	B2.SKV.LG.1	B2.SKV.MG.1	O	O	O	321,00 €
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	✓	X	B2.SKV.LG.2	B2.SKV.MG.2	O	O	O	
E Series		✓	-	✓	X	O	O	O	O	O	
1057, 1060	Pour MC2 & ISOLITE 300 avec réglage de l'eau du spray	✓	✓	✓	X	BR.SKV.LG.1	BR.SKV.MG.1	O	O	O	390,00 €
1058, 1062, 1063, 1065,		✓	✓	✓	X	BR.SKV.LG.2	BR.SKV.MG.2	O	O	O	
E Series		✓	✓	✓	X	O	O	O	O	O	











Compatible								Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
 	Anthos: A7, A6plus, A7plus, A9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, Skema 6	Pour micromoteur MC2 IR 	-	-	-		X	O	O	B5.SCF.GR.1	O	O	210,00 €	
		Pour micromoteur ISOLITE 300 	✓	-	-		X	O	O	RAL7035 B7.SCF.GR.1	O	O	219,00 €	
		Pour ISOLITE 300 raccord tournant 400° 	✓	-	✓		X	O	O	B2.SCF.GR.1	O	O	297,00 €	
		Pour MC2 & ISOLITE 300 	✓	-	-		X	O	O	B3.SCF.GR.1	O	O	315,00 €	

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm et L. 1030 mm

Compatible						Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
 	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4 C3, C3+, C6, E3	Pour micromoteur MC2 IR 	-	-	-	X	B5.SSR.LG.1	B5.SSR.MG.1	O	O	O	306,00 €
		Pour mm ISOLITE 300 	✓	-	-	X	B7.SSR.LG.1	B7.SSR.MG.1	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4 C3, C3+, C6, E3	Pour MC2 IR & ISOLITE 300 	✓	-	-	X	B3.SSR.LG.1	B3.SSR.MG.1	O	O	O	354,00 €
		Pour ISOLITE 300 raccord tournant 400° 	✓	-	✓	X	B2.SSR.LG.1	B2.SSR.MG.1	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4 C3, C3+, C6, E3	Pour MC2 & ISOLITE 300 	✓	✓	✓	X	BR.SSR.LG.1	BR.SSR.MG.1	O	O	O	390,00 €
		avec réglage de l'eau du spray 	✓	✓	✓	X	BR.SSR.LG.2	BR.SSR.MG.2	O	O	O	

Cordons pour équipements **Planmecca**

Compatible						Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
 	NOUS CONTACTER POUR CET ARTICLE	Pour mm MC2 IR 	-	-	-	X	O	O	O	O	O	€330,00 €
		Pour mm ISOLITE 	✓	-	-	X	O	O	O	O	O	O

CORDONS POUR MICROMOTEUR ELECTRIQUE CHIRANA MEDICAL© P2ED 460

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

				Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	-	-	-	X	C1.STD.LG.1	C1.STD.MG.1	C1.STD.GR.1	C1.STD.BR.1	C1.STD.BL.1	84,90 €

CORDON POUR MICROMOTEUR ELECTRIQUE NSK TIM40 (EL400)

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

				Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	✓	-	-	X	N1.STD.LG.1	N1.STD.MG.1	N1.STD.GR.1	N1.STD.BR.1	N1.STD.BL.1	186,00 €
avec raccord rotatif 400°	✓	-	✓	X	N2.STD.LG.1	N2.STD.MG.1	N2.STD.GR.1	N2.STD.BR.1	N2.STD.BL.1	246,00 €



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Raccord fixe		✓	-	-	X	K1.STD.LG.1	K1.STD.MG.1	K1.STD.GR.1	K1.STD.BR.1	K1.STD.BL.1	165,00 €
		✓	-	-	X	K1.STD.LG.2	K1.STD.MG.2	K1.STD.GR.2	K1.STD.BR.2	K1.STD.BL.2	165,00 €
Raccord tournant 400°		✓	-	✓	X	K2.STD.LG.1	K2.STD.MG.1	K2.STD.GR.1	K2.STD.BR.1	K2.STD.BL.1	216,00 €
		✓	-	✓	X	K2.STD.LG.2	K2.STD.MG.2	K2.STD.GR.2	K2.STD.BR.2	K2.STD.BL.2	216,00 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	1057, 1060		✓	-	-	X	K7.SKV.LG.1	K7.SKV.MG.1	o	o	280,50 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	-	X	K1.SKV.LG.1	K1.SKV.MG.1	o	o	
	E Series		✓	-	-	X	o	o	o	o	
	1057, 1060		✓	-	-	X	K7.SKV.LG.2	K7.SKV.MG.2	o	o	280,50 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	-	X	K1.SKV.LG.2	K1.SKV.MG.2	o	o	
	E Series		✓	-	-	X	o	o	o	o	
	1057, 1060	Raccord ROTATIF 400° 	✓	-	✓	X	o	o	o	o	346,50 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	✓	X	K2.SKV.LG.1	K2.SKV.MG.1	o	o	
	E Series		✓	-	✓	X	o	o	o	o	
	1057, 1060	Raccord ROTATIF 400° 	✓	-	✓	X	o	o	o	o	346,50 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	✓	X	K2.SKV.LG.2	K2.SKV.MG.2	o	o	
	E Series		✓	-	✓	X	o	o	o	o	



Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm et L. 1030 mm

Compatible		sirona				Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT, S1, S2		✓	-	-	X	K1.SSR.LG.1	K1.SSR.MG.1	O	O	O	321,00 €
	C3, C3+, C6, E3		✓	-	-	X	K1.SSR.LG.2	K1.SSR.MG.2	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT, S1, S2		✓	-	-	X	K1.SSR.LG.3	K1.SSR.MG.3	O	O	O	321,00 €
	C3, C3+, C6, E3		✓	-	-	X	K1.SSR.LG.4	K1.SSR.MG.4	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT, S1, S2	Raccord ROTATIF 400° 	✓	-	✓	X	K2.SSR.LG.1	K2.SSR.MG.1	O	O	O	375,00 €
	C3, C3+, C6, E3		✓	-	✓	X	K2.SSR.LG.2	K2.SSR.MG.2	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT, S1, S2	Raccord ROTATIF 400° 	✓	-	✓	X	K2.SSR.LG.3	K2.SSR.MG.3	O	O	O	375,00 €
	C3, C3+, C6, E3		✓	-	✓	X	K2.SSR.LG.4	K2.SSR.MG.4	O	O	O	



Cordons pour équipements **Planmecca**

Compatible		PLANMECCA				Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	L. 1010 mm 270 Ω		✓	-	-	X	K1.PLM.LG.1	K1.PLM.MG.1	O	O	O	345,00 €
	L. 1000 mm - Ω		✓	-	-	X	K1.PLM.LG.2	K1.PLM.MG.2	O	O	O	
	L. 1000 mm 270 Ω		✓	-	-	X	K1.PLM.LG.3	K1.PLM.MG.3	O	O	O	
	L. 1010 mm 270 Ω	Raccord ROTATIF 400° 	✓	-	✓	X	K2.PLM.LG.1	K2.PLM.MG.1	O	O	O	405,00 €
	L. 1000 mm - Ω		✓	-	✓	X	K2.PLM.LG.2	K2.PLM.MG.2	O	O	O	
	L. 1000 mm 270 Ω		✓	-	✓	X	K2.PLM.LG.3	K2.PLM.MG.3	O	O	O	

CORDONS POUR MICROMOTEURS ELECTRIQUES KAVO® K192/K201

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
SANS réglage de l'eau du spray		✓	-	✓	X	K7.STD.LG.1	K7.STD.MG.1	K7.STD.GR.1	K7.STD.BR.1	K7.STD.BL.1	165,00 €
AVEC réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	X	K8.STD.LG.1	K8.STD.MG.1	K8.STD.GR.1	K8.STD.BR.1	K8.STD.BL.1	219,00 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible						Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	1057, 1060	SANS réglage de l'eau du spray	✓	-	✓	X	K5.SKV.LG.2	K5.SKV.MG.2	o	o	o	280,50 €
	1063, 1065, 1080		✓	-	✓	X	K5.SKV.LG.1	K5.SKV.MG.1	o	o	o	
	1057, 1060	AVEC réglage de l'eau du spray	✓	✓	✓	X	K6.SKV.LG.1	K6.SKV.MG.1	o	o	o	390,00 €
	1063, 1065, 1080		✓	✓	✓	X	K6.SKV.LG.2	K6.SKV.MG.2	o	o	o	

CORDONS POUR MICROMOTEURS ELECTRIQUES KAVO® KL-700 SERIES

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
		✓	✓	✓	X	K9.STD.LG.1	K9.STD.MG.1	K9.STD.GR.1	K9.STD.BR.1	K9.STD.BL.1	240,00 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	1057, 1060	✓	✓	✓	X	K9.SKV.LG.3	K9.SKV.MG.3	0	0	0	390,00 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080,	✓	✓	✓	X	K9.SKV.LG.1	K9.SKV.MG.1	0	0	0	
	E Series (E50-E70-E80)	✓	✓	✓	X	K9.SKV.LG.2	K9.SKV.MG.2	0	0	0	390,00 €

CORDONS POUR DETARTREUR EMS®
Gaine en silicone Ø externe 7 mm et 9 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Ø externe 7 mm		-	-	-	E1.STD.WH.1	X	X	E1.STD.GR.1	E1.STD.BR.1	X	98,10 €
Ø externe 9 mm		-	-	-	X	E2.STD.LG.1	X	E2.STD.GR.1	E2.STD.BR.1	X	111,00 €
CORDON POUR DETARTREUR EMS LED GAINÉ 2000 MM		✓	-	-				PC314L			180,00 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC		
	1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080	Ø 7 mm		-	-	-	E1.SKV.WH.1	X	X	E1.SKV.GR.1	O	X	240,00 €
		Ø 9 mm		-	-	-	X	E2.SKV.LG.1	X	E2.SKV.GR.1	O	X	255,00 €

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC		
	Anthos: A7, A6plus, A7plus, A9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, Skema 6	Ø 7 mm		-	-	-	O	X	X	E1.SCF.GR.1	O	X	219,00 €
		Ø 9 mm		-	-	-	X	O	X	E2.SCF.GR.1	O	X	237,00 €

Cordons pour équipements **Planmecca**

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC		
	L. 1030 mm 1300	Ø 7 mm		-	-	-	E1.PLM.WH.1	X	X	E1.PLM.GR.1	O	X	285,00 €
	L. 1030 mm 1300	Ø 9 mm		-	-	-	X	E2.PLM.LG.1	X	E2.PLM.GR.1	O	X	300,00 €

Cordons pour DETARTREUR EMS LED DOUBLE CONNEXION - PLANMECCA Longueur 885 mm 5 MM

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
		✓			X	X	X	PC 834P	X	X	443,00 €

CORDONS POUR DETARTREUR SATELEC®
Gaine en silicone Ø externe 7 mm et 9 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Ø externe 7 mm		-	-	-	S1.STD.WH.1	X	X	S1.STD.GR.1	S1.STD.BR.1	X	98,10 €
Ø externe 9 mm		-	-	-	X	S2.STD.LG.1	X	S2.STD.GR.1	S2.STD.BR.1	X	111,00 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080	Ø 7 mm	-	-	-	S1.SKV.WH.1	X	X	S1.SKV.GR.1	O	X	270,00 €
	Ø 9 mm	-	-	-	X	S2.SKV.LG.1	X	S2.SKV.GR.1	O	X	279,00 €

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
 Anthos: A7, A6plus, A7plus, A9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, Skema 6	Ø 7 mm	-	-	-	O	X	X	S1.SCF.GR.1	O	X	219,00 €
	Ø 9 mm	-	-	-	X	O	X	S2.SCF.GR.1	O	X	234,00 €

Cordons pour équipements **Planmeca**

Compatible					Blanc	Gris RAL90022	Gris RAL70355	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
 NOUS CONTACTER POUR CET ARTICLE	Ø 7 mm	-	-	-	O	X	X	O	O	X	€300,00 €
	Ø 9 mm	-	-	-	X	O	X	O	O	X	€315,00 €












Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm











					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Ø externe 7 mm	Pour détartreur Mectron 	-	-	-	M1.STD.WH.1	X	X	M1.STD.GR.1	M1.STD.BR.1	X	130,20 €
Ø externe 9 mm		-	-	-	X	M2.STD.LG.1	X	M2.STD.GR.1	M2.STD.BR.1	X	146,40 €
Ø externe 7 mm	Pour détartreur Bien Air Powercare 	-	-	-	M3.STD.WH.1	X	X	M3.STD.GR.1	M3.STD.BR.1	X	130,20 €
Ø externe 9 mm		-	-	-	X	M4.STD.LG.1	X	M4.STD.GR.1	M4.STD.BR.1	X	146,40 €

CORDONS POUR SERINGUE 3F (air / eau)
Gaine en silicone Ø externe 10 mm

Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

				Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
 Cordon pour seringue 3F (air/eau) sans la seringue	-	-	-	X	SYR.LG.1	SYR.MG.1	SYR.GR.1	SYR.BR.1	SYR.BL.1	30,00 €
 Seringue 3FFinox coudée (air/eau) avec cordon en silicone	-	-	-	X	AMC.LG.1	AMC.MG.1	AMC.GR1	AMC.BR.1	AMC.BL.1	Coming soon
 Seringue Luzzani Minimate 3F inox droite avec cordon	-	-	-	X	X	L1.STD.SS.1	X	X	X	
 Seringue Luzzani Minimate 3F inox coudée avec cordon	-	-	-	X	X	L1.STD.AS.1	X	X	X	326,67 €
 Seringue Luzzani Minilight 3F inox droite avec cordon	-	-	-	X	X	L2.STD.SS.1	X	X	X	383,33 €
 Seringue Luzzani Minilight 3F inox coudée avec cordon	-	-	-	X	X	L2.STD.AS.1	X	X	X	406,67 €












Cordons pour équipement **Kavo livré avec seringue Luzzani** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible 				Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080	 Luzzani Minimate 3FF inox droite	-	-	-	X	SY.SKV.LG.2	SY.SKV.MG.2	O	cordon seul Seringue Kavo non incluse		213,00 €
	 Luzzani Minimate 3FF inox droite	-	-	-	X	X	L1.SKV.SS.1	X	X	X	433,33 €
	 Luzzani Minimate 3FF inox coudée	-	-	-	X	X	L1.SKV.AS.1	X	X	X	450,00 €
	 Luzzani Minilight 3FF inox droite	-	-	-	X	X	L2.SKV.SS.1	X	X	X	483,33 €
	 Luzzani Minilight 3FF inox coudée	-	-	-	X	X	L2.SKV.AS.1	X	X	X	500,00 €
	Montage pour seringue 3F pour unit KKA VO (SERINGUE et CORDON A FOURNIR)	-	-	-	MS.DSY.01						90,00 €










CORDONS POUR SERINGUE 3F (air / eau)

Gaine en silicone Ø externe 10 mm

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** livré avec seringue **Luzzani** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm






























Compatible								Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	Anthos: A7, A6plus, A7plus, A9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, Skema 6	Luzzani Minimate 3FF inox droite		-	-	-	X	X	L1.SCF.SS.1	X	X	X	X	433,33 €
		Luzzani Minimate 3FF inox coudée		-	-	-	X	X	L1.SCF.AS.1	X	X	X	X	450,00 €
		Luzzani Minilight 3FF inox droite		-	-	-	X	X	L2.SCF.SS.1	X	X	X	X	483,33 €
		Luzzani Minilight 3FF inox coudée		-	-	-	X	X	L2.SCF.AS.1	X	X	X	X	500,00 €
		Montage pour seringue 3F pour unit CEFLA (SERINGUE et CORDON A FOURNIR)		-	-	-	MS.DSY.02							

Cordons pour équipements **Planmecca** livré avec seringue **Luzzani**

Compatible						Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	NOUS CONTACTER POUR CET ARTICLE	Luzzani Minimate 3FF inox droite		-	-	-	X	X	L1.PLM.SS.1	X	X	X	483,33 €
		Luzzani Minimate 3FF inox coudée		-	-	-	X	X	L1.PLM.AS.1	X	X	X	500,00 €
		Luzzani Minilight 3FF inox droite					X	X	L2.PLM.SS.1	X	X	X	566,67 €
		Luzzani Minilight 3FF inox coudée					X	X	L2.PLM.AS.1	X	X	X	583,33 €






DISPONIBLE POUR TOUS LES INSTRUMENTS DENTAIRES, EN 5 COULEURS, DE GAINES DIFFERENTES,
 LONGUEUR SUR DEMANDE ET MONTAGE DU CONNECTEUR, INSTRUMENTS PERSONNALISABLE







		3-VOIES (BORDEN)	
		4-VOIES (MIDWEST)	
		6-VOIES (MIDWEST FO)	
		MC3 / M40	
		MULTIFONCTION	
		MC2 IR	
		ISOLITE 300	
		K190 / 196 / 200	
		K192 / 201	
		KL 700 Series	
		EMS	
		SATELEC	
		MECTRON	
		SERINGUE LUZZANI 3F	

PRIX SUR DEMANDE

ACCESSOIRES CORDONS






	DESCRIPTION	LIVRAISON	REF.	DETAIL TTC
	ADAPTATEUR MC3, TURBINE et M40 (pour cordon polyvalent 8P)	1 pc.	CM021.F1.0	€25 €
	ADAPTATEUR MC2 IR (pour cordon Dual Use2 B3)	1 pc.	CM076.F1.0	€ 25 €
	ADAPTATEUR ISOLITE 300 (pour cordon Dual Use2 B3)	1 pc.	CM077.F1.0	25 €
	JOINT DE RECHANGE POUR CORDON POUR MICRO MOTEUR K190 //196 / 200 HOSE (set de 3 OR)	1 pc.	ORK1	€7 €
	JOINT DE RECHANGE POUR CORDON POUR MICRO MOTOREUR KL700 series ((set de 3 OR))	1 pc.	ORK9	€ 7 €

TUBES EN TPU POUR ALIMENTATION AIR EAU SPRAY, ARRIVEE RETOUR AIR

	DESCRIPTION	MINIMUM DE LIVRAISON	CODES	€/m PRIX TTC	
 	TUBE AIR SPRAYY (col BLEU)	ROULEAU 30 m	TP.D25.BL.1	1,69 €	
	TUBE EAU SPRAYY (col VERT)		TP.D25.GR.1		
	TUBE ARRIVEE AIR (col TRANSPARENTE)	ROULEAU 30 m	TP.D40.CL.1	2,00 €	
	TUBE RETOUR AIR (col ROUGE)	ROULEAU 30 m	TP.D45.RD.1	2,31 €	


GAINES EN SILICONE

Gaine en silicone \varnothing externe 7 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm

	COULEUR	\varnothing externe	MINIMUM LIVRAISON	REF.	€/m PRIX TTC	
	BBLANC	7 mm	ROULEAU 25 m	GU.D07.WH.1	7,69 €	
		9 mm		X		
		10 mm		X		
		11 mm		GU.D11.WH.1		
	GRIS CLAIR RAL 90022	7 mm	ROULEAU 25 m	X	7,69 €	
		9 mm		GU.D09.LG.1		
		10 mm		GU.D10.LG.1		
		11 mm		GU.D11.LG.1		
	GRIS RAL 70355	7 mm	ROULEAU 25 m	X	7,69 €	
		9 mm		X		
		10 mm		GU.D10.MG.1		
		11 mm		GU.D11.MG.1		
	GRIS RAL 7038	7 mm	ROULEAU 25 m	GU.D07.GR.1	7,69 €	
		9 mm		GU.D09.GR.1		
		10 mm		GU.D10.GR.1		
		11 mm		GU.D11.GR.1		
	SURFFADEC	7 mm	ROULEAU 25 m	GU.D07.BR.1	7,69 €	
		9 mm		GU.D09.BR.1		
		10 mm		GU.D10.BR.1		
		11 mm		GU.D11.BR.1		

TUBES ET EMBOUTS D'ASPIRATION POUR CATANI ET DÜRR



TUBES ASPIRATION EN ETIL-VINIL-ACETATE, EXTRA SOUPLE, INTERIEUR ET EXTERIEUR EN RELIEF

	COULEUR	Ø interne	LIVRAISON	REF.	DETAIL TTC	
	GRIS CLAIR RAL 90022	11 mm	Au mètre	AEX.LG.11	6 €	
			ROULEAU 25 m	AEX.LG.11R	115 €	
	GRIS CLAIR RAL 90022	17 mm	Au mètre	AEX.LG.17	€ 8 €	
			ROULEAU 25 m	AEX.LG.17R	€ 150 €	



TUBES ASPIRATION PVC SOUPLE - DOUBLE PAROI RENFORCEE par un fils hélicoïdal en pvc rigide - INTERIEUR ET EXTERIEUR LISSE

	COULEUR	Ø interne	LIVRAISON	REF.	DETAIL TTC	
	GRIS CLAIR RAL 9002	8 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.08	26 €	
			ROULEAU 10 m	APV.LG.08R	€154 €	
		10 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.10	€28 €	
			ROULEAU 10 m	APV.LG.10R	€ 5163 €	
		11 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.11	31 €	
			ROULEAU 10 m	APV.LG.11R	€ 181 €	
		15 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.15	€ 31 €	
			ROULEAU 10 m	APV.LG.15R	€ 181 €	
		17 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.17	€ 31 €	
			ROULEAU 10 m	APV.LG.17R	€ 181 €	
		20 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.20	€37 €	
			ROULEAU 10 m	APV.LG.20R	€217 €	
		22 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.22	€37 €	
			ROULEAU 10 m	APV.LG.22R	€ 217 €	

EMBOUT D'ASPIRATION

	DESCRIPTION	LIVRAISON	REF.	DETAIL TTC	
	Pour tube d'aspiration Ø 11 mm	3 pcs.	TER.GR.11	37 €	
	Pour tube d'aspiration Ø 17 mm	3 pcs.	TER.GR.176	€37 €	

TUBE ASPIRATION AVEC EMBOUT ASSEMBLE

	DESCRIPTION	Ø	REF.	DETAIL TTC	
	Tube d'aspiration cranté extra souple avec embout CATTANI Long. 1700 mm	11 mm	PCT.LG.11	€37 €	
		17 mm	PCT.LG.17	40 €	
	Tube d'aspiration lisse en PVC souple avec embout CATTANI Long. 1700 mm	11 mm	PCT.LG.11	€46 €	
		17 mm	PCT.LG.17	€49 €	

TUYAUX D'ASPIRATION COMPLETS AVEC BAGUE

(longueur 2 mètres)

DESCRIPTION		CODE	TTC
	Tuyau aspiration double paroi lisse EURODENT avec bague pour support Ø 8mm - couleur GRIS	TB08E	58 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse KAVO avec bague pour support Ø 8mm - couleur GRIS	TB08KK	62 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse SIRONA avec bague pour support Ø 8mm - couleur GRIS	TB08KS	60 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse CATANI avec bague pour support Ø 11mm - couleur GRIS	TB11C	35 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse CASTELLINI avec bague pour support Ø 11mm - couleur GRIS	TB11EC	46 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse PLANMECA avec bague pour support Ø 11mm - couleur GRIS	TB11P	59 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse EURODENT avec bague pour support Ø 15mm - couleur GRIS	TB15E	57 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse SIRONA avec bague pour support Ø 15mm - couleur GRIS	TB15S	61 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse CATANI avec bague pour support Ø 17mm - couleur GRIS	TB17C	36 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse CASTELLINI avec bague pour support Ø 17mm - couleur GRIS	TB17EC	44 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse PLANMECA avec bague pour support Ø 17mm - couleur GRIS	TB17P	62 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse KAVO avec bague pour support Ø 17mm - couleur GRIS	TB20K	70 €