

MEDICAL



84



Focus on

- Electric height adjustment mechanism with 1 electric actuator
- Standard pedal controls
- Manually adjustable mattress
- Gas-spring operated backrest adjustment
- Fire-resistant upholstery

Focus on

- Soulèvement électrique grâce à un moteur électrique
- Pédale de commande en version standard
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Possibilité de personnalisation élevée et revêtements ignifuges classe 1 IM





A multi-function treatment table for medical examinations, diagnostic examinations, physiotherapy, rehabilitation, reflexology and massage, with an electric height adjustment and a manual backrest adjustment that can be operated from both sides: the height can be regulated from a minimum of 48 cm to a maximum of 81 cm. The seamless mattress offers maximum hygiene and cleanliness, while the gas-spring backrest adjustment allows the doctor to easily adjust the patient's position, even while they're lying down. The epoxy painted structure comes complete with four adjustable support feet at the base.

Divan multifonctionnel pour visites, diagnostics, physiothérapie, rééducation, réflexologie et massages possédant un mouvement électrique pour régler la hauteur et un mouvement manuel pour le dossier qu'il est possible d'opérer de chaque côté: la hauteur est réglable de 48 à 81 cm. Le matelas sans coutures est idéal pour le nettoyage et l'hygiénisation, le dossier réglable grâce à un vérin à gaz permet au médecin de régler la position du patient facilement, même si ce dernier se trouve déjà en position allongée.

Base colors
Couleurs

	White Blanc		Grey Gris		Black Noir
--	----------------	--	--------------	--	---------------



On demand

Accessories available upon request at page 74
Accessoires sur demande à la page 74