

TARIF 2020

ROTORS

Rotor complet avec : axe & roue à ailettes, 2 roulements céramique, 2 joints, rondelles

Stator à ailettes anodisé réduit la corrosion

Le serrage, la concentricité, et l'équilibre, sont garantis au minimum 6 mois

N° de serie sur chaque rotor


Concentrité radial de la fraise < 0,015mm

Standards utilisés
ISO 7785-1 ISO
7785-2 ISO 1797
ISO 17665-1 MDD
93/42 EEC ISO
10816-1

Griffe spéciale pour une retention maximum environ 40N

Matériaux employés haute qualité : dureté > 60 HRC

Equilibre parfait < 200µg



N'OUBLIEZ PAS DE LUBRIFIER VOS TÊTES DE TURBINE !!!

UTILSER DES FRAISES DE DIAMETRE 1,6 mm (à -0,01mm près)

DENT R MED

dentrmed@dentrmed.fr - www.dentrmed.com

SOMMAIRE

ROTORS compatible SIEMENS	page 3
ROTORS compatible SIRONA	page 4 - 6
ROTORS compatible KAVO	page 7 - 10
ROTORS compatible W & H	page 11 - 13
ROTORS compatible BIEN AIR	page 14
ROTORS compatible CASTELLINI / ANTHOS / STERN-WEBER	page 15
ROTORS compatible MK DENT	page 16
ROTORS compatible NSK	page 17 - 19
ROTORS compatible FARO	page 20
ROTORS compatible MORITA	page 21
ROTORS compatible PLANMECA	page 21
ROTORS compatible BA INTERNATIONAL	page 22
ROTORS compatible FONA	page 23
ROTORS compatible SCI-CAN	page 23
ROTORS compatible CHIRANA	page 23
ROTORS BOUTON POUSSOIR / CLE / TÊTE compatible PIECE A MAIN ET CONTRE ANGLE	page 24 - 36
PIECE ROTOR pour micromoteur KAVO - BIEN AIR - SIRONA.....	page 37
Charbons + GRIFFE.....	page 38
JOINTS turbines / moteurs toutes marques.....	page 39 - 40
Presse et jauge d'excentrit�.....	page 41

LES ROTORS SONT VENDUS COMPLETS : ROULEMENTS CERAMIQUE + JOINTS

les prix s'entendent
en TTC

SIEMENS

ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			Pour turbine SIEMENS 3000 T23 4000S
A100C	A300	A800	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine SIEMENS & SIRONA 4000SL T1 / TS1 / TS2 TM1 *ORIGINAL P/N 59 53 054
A110C	A300	A800	Grosse tête
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine SIEMENS & SIRONA 4000 ML / 4000 MS TM1 mini *ORIGINAL P/N 59 51 595
A120C	A300		Petite tête
198 €			

SIRONA

ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			Pour turbine SIRONA T1 Control TC3 Control SN <65.000
A130C 198 €	A330 57 €	A815 42 € 3 POINTS	Pour la série SN ≥ 502000 choisir la ref A140C
			Pour turbine SIRONA T1 Control Pour la série SN ≥ 600 000 Pour la série SN ≥ 700 000 Pour originale P/N 64 32 608
A131C 198 €	A331 57 €	A831 42 €	
			Pour turbine SIRONA T1 Control Pour la série SN ≥ 800 000 Pour originale P/N 67 10 367
A132C 198 €			
			Pour turbine SIRONA T1 Control mini SN <65.000 Pour la série SN ≥ 502000 choisir la ref A145C
A135C 198 €	A335 57 €	A810 42 €	
			Pour turbine SIRONA T1 mini Pour la série SN ≥ 600 000 Pour originale P/N 64 32 640
A136C 198 €	A336 57 €	A836 42 €	
			Pour turbine SIRONA T1 mini CBM Pour la série SN ≥ 700 000 Pour originale P/N 65 48 106
A137C 198 €	A337 57 €	A810 42 €	
			Pour turbine SIRONA T1 mini Pour la série SN ≥ 800 000 Pour originale P/N 65 10 417
A138C 198 €			
			Pour turbine SIRONA T2 Control T1 Control SN > 502000 Pour originale P/N 58 68 299 / 59 57 126
A140C 198 €	A310 57 €	A810 42 €	

SIRONA

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			Pour turbine SIRONA SIROPure P control
A141C 198 €	A310 57 €	A810 42 €	
			Pour turbine SIRONA T2 Control Pour la série SN $\geq$ 600 000 Pour la série SN $\geq$ 700 000 Pour originale P/N 64 32 590
A142C 198 €	A342 57 €	A831 42 €	
			Pour turbine SIRONA T2 Control Pour la série SN $\geq$ 800 000 Pour originale P/N 64 10 425
A143C 198 €			
			Pour turbine SIRONA T2 Control mini + MS T3 Control mini T1 mini SN > 502000 Pour originale P/N 58 68 315 / 58 68 331 Pour la série SN $\leq$ 600 000
A145C 198 €	A345 57 €	A810 42 €	
			Pour turbine SIRONA T2 mini T3 mini Pour originale P/N 64 32 632 CLE A836 Pour la série SN $\geq$ 600 000
A146C 198 €	A336	A845 42 €	
			Pour turbine SIRONA T2 mini CBM T3 mini CBM Pour originale P/N 64 48 130 Pour la série SN $\geq$ 700 000
A147C 198 €	A337	A845 42 €	
			Pour turbine SIRONA T2 mini T3 mini Pour originale P/N 67 10 441 Pour la série SN $\geq$ 800 000
A148 198 €			
			Pour turbine SIRONA T2 Racer T3 Racer Pour originale P/N 58 68 307 / 58 68 323
A150C 198 €	A350 57 €	A810 42 €	


SIRONA

ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			Pour turbine SIRONA T4 Racer
A151C 198 €	A350 57 €	A810 42 €	
			Pour turbine SIRONA SiroPure Racer
A152C 198 €			
			Pour turbine SIRONA T3 RACER -- T4 RACER SN > 600000 *ORIGINAL P/N 64 86 240
A153C 198 €	A353 57 €	A860 42 €	
			Pour turbine SIRONA SIRO BOOST *ORIGINAL P/N 63 34 598
A155C 198 €	A355 57 €	A845 42 €	
			Pour turbine SIRONA T1 BOOST Pour la série SN $\geq$ 600 000 Pour originale P/N 64 32 624
A160C 198 €	A360 57 €	A860 42 €	
			Pour turbine SIRONA T1 BOOST CBM Pour la série SN $\geq$ 700 000 Pour originale P/N 65 47 694
A161C 198 €	A361 57 €	A860 42 €	
			Pour turbine SIRONA T1 BOOST Pour la série SN $\geq$ 800 000 Pour originale P/N 67 10 409
A162C 198 €			
			Pour turbine SIRONA T2 BOOST T3 BOOST Pour la série SN $\geq$ 600 000 Pour originale P/N 64 32 616
A170C 198 €	A360 57 €	A860 42 €	
			Pour turbine SIRONA T2 BOOST CBM T3 BOOST CBM Pour la série SN $\geq$ 700 000 Pour originale P/N 65 48 122
A171C 198 €	A361 57 €	A860 42 €	
			Pour turbine SIRONA T2 BOOST T3 BOOST Pour la série SN $\geq$ 800 000 Pour originale P/N 67 10 433
A172C 198 €			

KAVO

ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			Pour turbine KAVO 624 * 625* 625C* 625D*627* 630 * 630A* 640 POUR TURBINE FRICTION GRIP * CHANGEMENT DU BOUTON POUSOIR REQUIS
B100C 198 €	B300 57 €	B800 42 €	
			Pour turbine KAVO SUPERtorque®630 tous types SUPERtorque®640 tous types Pour originale P/N 0.553.5851/5881
B100C 198 €	B310 57 €	B800 42 €	
			Pour turbine KAVO Companion® 634 Pour originale P/N 0.553.8141
B110C 198 €	X		
			Pour turbine KAVO CONTACTair® 632 tous types BELLAtorque® 633 tous types BELLAtorque® 639 tous types BELLAtorque® 642 tous types Pour originale P/N 0.553.6131/7471
B120C 198 €	B320 57 €	B800 42 €	
	B370	B800	BELLAtorque® 645 tous types
			Pour turbine KAVO SUPERtorque® 650 tous types Pour originale P/N 0.553.8231/8051
B130C 198 €	B330 57 €	B830 42 €	
			Pour turbine KAVO MIRAlux® 635/635B Pour originale P/N 0.553.8581
B140C 198 €	B340 57 €	B840 42 €	

KAVO

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			Pour turbine KAVO SUPERtorque® 647/647B OPTItorque® 649/649B Pour originale P/N 0.553.8541
B150C	B330	B830	SUPERtorque® 659B
198 €	57 €	42 €	
		B830	
			Pour turbine KAVO SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660 Pour originale P/N 1.000.2078
B160C	B360	B830	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine KAVO EXPERTtorque® E680L/LM/LS/C EXPERTtorque® E679L Pour originale P/N 1.007.9313
B161C	B361	B830	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine KAVO SMARTtorque® S609 SMARTtorque® S619 Pour originale P/N 1.008.4163
B162C	B362	B830	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine KAVO SMARTtorque mini® S605 SMARTtorque mini® S615 Pour originale P/N 1.008.4164
B163C	B363	B894	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine KAVO EXPERTtorque® E677L EXPERTtorque® E675L Pour originale P/N 1.007.9457
B164C	B394	B894	
198 €	57 €	42 €	

KAVO

ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			Pour turbine KAVO GENTLEtorque® 7000 tous modèles <i>Pour originale P/N 1.000.4772</i>
B170C	B360	B830	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine KAVO GENTLEsilence® 8000 tous modèles GENTLEsilence® 6500 BR <i>Pour originale P/N 1.003.6884</i>
B171C	B371	B830	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine KAVO GENTLEsilence® 6500/6500B <i>Pour originale P/N 1.003.9664</i>
B172C	B371	B830	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine KAVO MASTERtorque mini® M8700L
B174C	B374	B894	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine KAVO MASTERtorque® M8900L
B175C	B375	B830	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine KAVO GENTLEforce® 6000/6000B <i>Pour originale P/N 1.001.3888</i>
B180C	B360	B830	
198 €	57 €	42 €	

KAVO

KAVO			
ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			Pour turbine KAVO MIRAtorque mini® 637 tous modèles <i>Pour originale P/N 0.553.8661</i>
B190C	B340	B840	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine KAVO COMPACTtorque® 636 tous modèles POWERtorque® 646 tous modèles ** hors modèle CP <i>Pour originale P/N 0.553.8911</i>
B191C	B330	B830	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine KAVO SUPERtorque® 659B <i>Pour originale P/N 1.004.5632</i>
B193C	B393	B830	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine KAVO GENTLEsilence mini® 4500/4500BR <i>Pour originale P/N 1.006.4564</i>
B194C	B394	B894	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine KAVO MASTERtorque® M9000L/LS
B195C	B395	B830	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine KAVO GENTLE mini® 5000/5000B MASTERtorque mini® M4500
B197C	B395	B830	
198 €	57 €	42 €	
	B394	B894	GENTLElux® 5000 MINI

W & H

ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			Pour turbine W&H 290 B / 295 390 / 393 / 395 / 396 695 / 696
C100C	C300	C800	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine W&H 795 895 398
C110C	C310	C810	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine W&H
C120C	C320	C820	796
198 €	57 €	42 €	
	C330	C820	196 - 196RM / 896 - 896RM
			Pour turbine W&H TREND® TC-80 BC/RM TREND® TC-95 BC/RM ** POUR FRICTION GRIP CHANGEMENT DU BOUTON POUSSOIR REQUIS
C130C	C310	C810	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine W&H Synea® TA-96 L/LM/M Alegra® HS2003 TE-96
C140C	C340	KE1096W	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine W&H Synea® TA-98 / L / LM / M / C / LC / LCM / CM / CLM si 2 points utiliser C350
C150C	C350	C850	
198 €	57 €	42 €	Si BP 3 points utiliser la clé C855
	C310	C810	Alegra HS
			Alegra TE-95 BC / Alegra TE-95 RM
			Alegra TE-98 C LED GM

W & H

ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			Pour turbine W&H Alegra® HS2003 TE-95 / 98 Alegra® HS2009 TE-95 / 98 Alegra® TE-98 LED G Brasil SN> 100 001 Alegra® TE-98 LED G SN> 102 298
C151C	C310	C810	Alegra® TE-98 LED G A-dec
198 €	57 €	42 €	Pour originale P/N 05958900
			Pour turbine W&H Synea® Fusion TG-98 L
C152C	C352	C852	pour le BP verifier si 2 ergots C850 3 ergots C855
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine W&H Synea® Vision TK-98 - TOUTES LES VERSIONS
C153C	C353	C853	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine W&H Synea® Vision TK-100
C154C	C354	C854	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine W&H Synea® TA-98C LED / CM / CLM Alegra® HS2009 TE-98 C LED G
C155C	C355	C855	si 3 points utiliser C355
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine W&H Synea Fusion Synea® Fusion TG-98 LM / LN / LRM
C156C	C352	C852	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine W&H Synea vision Synea® Vision TK-97
C157C	C357		
198 €	57 €		
			Pour turbine W&H Synea vision Synea® Vision TK-94
C158C	C358		
198 €	57 €		

ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine W&H</i> 190-BC 698 - 798 - 898
C160C	C310	C810	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine W&H</i> Synea® TA-97C LED / CLM
C165C	C365	C865	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine W&H</i> Alegra® HS2009 TE-97
C166C	C365	C865	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine W&H</i> Synea® Fusion TG-97LN / LRM
C170C	C365	C865	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine W&H</i> Synea® Fusion TG-97 / L / LM
C171C			
198 €			
			<i>Pour turbine W&H</i> RC-95
C180C			
198 €			
			<i>Pour turbine W&H</i> Alegra® HS2014 TE-95
C185C	C395	C895	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine W&H</i> Alegra® HS2014 TE-97
C190C	C390	C890	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine W&H</i> Alegra® HS2014 TE-98 Pour originale P/N 06787501
C195C	C395	C895	
198 €	57 €	42 €	

BIEN AIR

ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine BIEN AIR</i> BLACK PEARL - tous types BORALINA CROMA X/S25/S S25-L <i>Pour originale P/N 1.5001.64</i>
D105C 198 €	D300 57 €	D800 42 €	
	 D300i 25 €  D300s 5 €	 D815i 25 €	INNER POUR BLACK PEARL RESSORT BLACK PEARL
			<i>Pour turbine BIEN AIR</i> BORA - tous types ROTAMAX L BORA S36-L <i>Pour originale P/N 1.5001.84</i>
D115C 198 €	D310 57 €	D815 42 €	
	 D300s  D310i	 D815i	RESSORT BORA INNER POUR BORA
			<i>Pour turbine BIEN AIR</i> ONDINE PRESTILINA CHROMA M PRESTIGE - ancien modèle <i>Pour originale P/N 2.0930.19</i>
D120C 198 €	D320 57 €	D820 42 €	
			<i>Pour turbine BIEN AIR</i> PRESTIGE S30 PRESTIGE S32 <i>Pour originale P/N 1.5004.86</i> CLE POUR BP ORIGINAL recto verso
D130C 198 €	D330 57 €	D835 42 €	
			<i>Pour turbine BIEN AIR</i> EOLIA BLACK PEARL ECO - quelques modèles
D136C 198 €	D300 57 €	D800 42 €	
			<i>Pour turbine BIEN AIR</i> TORNADO SN<16E0001 <i>Pour originale P/N 1.5019.68</i>
D137C 198 €		D837	

CASTELLINI / ANTHOS / STERN-WEBER

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			Pour turbine CASTELLINI HI POWER M CLEAN AIR CLEAN LIGHT 2000
G100C	G300	G800	
198 €	57 €	42 €	
		G801	CLE POUR BP ORIGINAL
			Pour turbine CASTELLINI GOLD HI POWER LIGHT HI POWER 2
G110C	G310	G810	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine ANTHOS
G120C	G320	G820	SILENT POWER SILVER 2 / 2L / 4 / 4L / 4LK
198 €	57 €	42 €	
	G310	G810	SILENT POWER GOLD / GOLD M
			Pour turbine CASTELLINI SILENT POWER MINIATURE SILENT POWER GOLD MINIATURE
G130C	G330		
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine ANTHOS / STERN SILENT POWER EVO 2 / 2L / 4L / 4LK
G140C	G340	G840	
198 €	57 €	42 €	
			Pour turbine ANTHOS / STERN SILENT POWER EVO MINIATURE SILENT POWER EVO MINIATURE K
G150C	G350	G850	
198 €	57 €	42 €	

MK DENT

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine MK DENT - TC2021</i>
H100C		KE1011	HC 2001 - 2002 - HC 2011 / 2012 HC 4011 /M/K/S/W (SERIE SN:F)
198 €		46 €	HE11 HE12 / HB12 HC 4021 K HE15L / HB15L HC 6011 /M/K/S/W (SERIE SN:F)
		2 ERGOTS	<i>Pour turbine MK DENT - TC2031</i>
H110C	I366	D815	HC 2022
198 €	57 €	I866	HC 4021 M/K/S/W/NT/NQ/Y HC 5021 / HC 5031 - HC 6021 HC 7021 / HC 7031
		3 ERGOTS	
		C850	<i>Pour turbine MK DENT - TC2032</i>
H120C		KE1023	HC 2003 - HC 2004 - HC 2013 - HC 2014 - HC 2024 HC 4012 - HC 4022 - 5012 - 5022 - 5032
198 €		46 €	HC 6012 - 6022 - HC 7012 - HC 7022 - HC 7032
			<i>Pour turbine MK DENT - TC2038</i>
H125C			HC 21K HC 21KL
198 €			
			<i>Pour turbine MK DENT - TC2041</i>
H130C		KE1650	TÊTE STANDARD PRIME LINE CLASSIC LINE (09/2014)
198 €		46 €	HP21 KL / NL HC 8021 - HC 9021
			<i>Pour turbine MK DENT - TC2042</i>
H140C		KE1023	TÊTE SMALL HC 8022 K/W/S/NT/B HC 9022 K/W/S/NT/B
198 €		46 €	HP 22 KL / NL
			<i>Pour turbine MK DENT - TC2034</i>
H145C		KE1023	HE17 HE21K / KL
198 €		46 €	
			<i>Pour turbine MK DENT - TC2039</i>
H150C			HC22-KL
198 €			
			<i>Pour turbine MK DENT - TC2035</i>
H160C			HE14 / HE16L / HE18 HE22K/KL/N/NL/W/WL
198 €			

NSK

MODELES SANS CARTOUCHE

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine NSK TiX-Tu03</i> Ti-Max X700 / X700 L / X700 KL X700 SL / WLED / BLED NL9000 T / ST / KT NL9000 WT / NL9000 BT
I 100C	I300	I800	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine NSK TiX-Su03</i> Ti-Max X600 / L / KL / BL Ti-Max X600 SL / WLED / BLED NL9000 S / SS / KS NL9000 WS / NL9000 BS
I 110C	I310	I810	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine NSK TiX45-Su03</i> Ti-Max X450 / L / KL / SL Ti-Max X450 / WLED / BLED
I 115C	I315	I815	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine NSK TiX-Mu03</i> Ti-Max X500 / KL / BL / SL Ti-Max X500 WL / L NL9000 M / SM / KM NL9000 WM / NL9000 BM
I 120C	I320	I820	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine NSK PAX-Tu03</i> PANA MAX PAX-TU M4 PAX-TU B2
I 130C	I330	I830	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine NSK PAX-Su03</i> PANA MAX PAX-SU M4 PAX-SU B2
I 135C	I335	I830	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine NSK PAX2-Su03</i> PANA MAX 2 M4 / B2 / KV / PTL
I 140C	I340	I810	
198 €	57 €	42 €	

NSK

MODELES SANS et AVEC CARTOUCHE

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine NSK TiZ-MU03</i> Ti-Max Z 800 Z 800 L / KL / SL / WL / BL
I 165C	I365	I865	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine NSK</i> Ti-Max Z 900 Z 900 L / KL / SL / WL / BL
I 166C	I366	I866	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine NSK SX-Mu03</i> S-MAX M500 / L / KL / SL M500 WLED / BLED Pana-Max PLUS PAP-MU M4 / PAP-MU B2 C110 - 195
XI 145C	I345	I845	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine NSK SX-Su03</i> S-MAX / M600 / L / KL / SL M600WLED / M600BLED Panamax PLUS PAP-SU M4 / PAP-SU B2
XI 146C	I346	I845	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine NSK NMC-Mu03</i> Match-Lite XT M / MACH2 M MACH QD-M AW200L / AB200L / AK200L / AS200L MACH QD-M / NL75/85 MACH LITE M
XI 150C			
198 €			
			<i>Pour turbine NSK NMC-Su03</i> Match-Lite XT S MACH 2 S / MACH QD-S AK300L / AS300L / AW300L / AB300L NL75/85 MACH LITE S
XI 151C			
198 €			
			<i>Pour turbine NSK NMC-Tu03</i> Match-Lite XT T MACH 2 T / MACH QD-T AK400L / AS400L / AW400L / AB400L NL75/85 MACH LITE T
XI 152C			
198 €			
			<i>Pour turbine NSK NCH-Mu03</i> Match-Lite NL65 M PHATELUS II M
XI 160C			
198 €			

NSK

MODELES SANS CARTOUCHE

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine NSK NCH-Su03</i>
XI 161C			AK450L / AS450L AW450L / AB450L Phatelus 45S / Phatelus II S
198 €			MACH QD 45 / MACH LITE 65 S
			<i>Pour turbine NSK NCH-Tu03</i>
XI 162C			AK455L / AS455L AW455L / AB455L Phatelus 45T / Phatelus II T
198 €			MACH LITE 65 T
			<i>Pour turbine NSK NPA-Mu03</i>
XI 170C			PANA AIR MU Σ
198 €			
			<i>Pour turbine NSK NPA-Su03</i>
XI 171C			PANA AIR SU Σ
198 €			
			<i>Pour turbine NSK NPA-Tu03</i>
XI 172C			PANA AIR TU Σ
198 €			
			<i>Pour turbine NSK Ti-Mu03</i>
XI 180C			A500 / A500L / AK500L AS500L / AW500L / AB500L TI MAX NL95M
198 €			
			<i>Pour turbine NSK Ti-Su03</i>
XI 181C			A600 / A600L / AK600L AS600L / AW600L / AB600L
198 €			TI MAX NL95 S
			<i>Pour turbine NSK Ti-Tu03</i>
XI 182C			A700 / A700L / AK700L AS700L / AW700L / AB700L TI MAX NL95 T
198 €			

FARO

ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine FARO</i> S400
J100C	J300	J800	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine FARO</i> Trilogy
J110C	J310	B830	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine FARO</i> Trilogy Head
J120C			
198 €			
			<i>Pour turbine FARO</i> Trilogy Plus
J130C			
198 €			


MORITA

ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine MORITA</i> TwinPower PAR-4HEX-O
M100C	M300	M800	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine MORITA</i> TwinPower PAR-4HX-O
M110C	M310		
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine MORITA</i> TwinPower PAR-4HUEX-O
M120C	M320		
198 €	57 €	42 €	

PLANMECA

			<i>Pour turbine PLANMECA</i> NOMA ML
N100C			
198 €			
			<i>Pour turbine PLANMECA</i> NOMA SL
N110C			
198 €			
			<i>Pour turbine PLANMECA</i> SONEA ML
N120C			
198 €			

B.A. INTERNATIONAL

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA 635 FB Ultimate turbine BA 635 FM Ultimate turbine
P100C			
198 €			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA 650 BA 670 LK Ultimate
P110C			
198 €			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA 675 LS Ultimate turbine BA 685 LS Ultimate turbine
P120C			BA 685 LWS Ultimate
198 €			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA 680 ULTIMATE
P130C			
198 €			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA 695 FB Ultimate range <i>Pour SN < 600 000</i> BA 695 FM Ultimate range <i>PRENDRE P140C</i>
P140C		P141C	<i>Pour SN > 600 000 PRENDRE P141C</i>
198 €		198 €	
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA 758 ULTIMATE POWER+ BA 758 LS ULTIMATE POWER+
P145C			
198 €			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA 755 LK / LB / LN Ultimate Power+ BA 755 LW / LS Ultimate Power+
P150C	P310	A845	
198 €	57 €	42 €	
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA 670 ULTIMATE
P160C			
198 €			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA OPTIMA 525
P170C	P300		
198 €	57 €	42 €	

FONA

ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine FONA</i> 6080 MR
R100C	X	X	
198 €			
			<i>Pour turbine FONA</i> 8060 SR
R110C	X	X	
198 €			
			<i>Pour turbine FONA</i> 8080 SR 8080L BR
R120C	X	X	
198 €			

SCI-CAN

			<i>Pour turbine SCI-CAN</i> Statis ML201.1
S120C	X	X	
198 €			
			<i>Pour turbine SCI-CAN</i> Statis SL101.1
S130C	X	X	
198 €			

CHIRANA

			<i>Pour turbine CHIRANA</i> TG 656 TGL 637A
T100C	X	X	
198 €			
			<i>Pour turbine CHIRANA</i> TG H
T110C	X	X	
198 €			
			<i>Pour turbine CHIRANA</i> TG HF
T120C	X	X	
198 €			
			<i>Pour turbine CHIRANA</i> TS HF
T130C	X	X	
198 €			

PIECES DETACHEES POUR PM & CA

SIRONA

Rotor tête complète pour SIRONA ®

KIT D'ENTRAINEMENT / ENGRENAGE DE TETE COMPLET + ARBRE INTERMEDIAIRE pour SIRONA ®



AL100

362 €

T1 LINE C200 SN>30 000

T1 LINE C200L SN>43 000 / SN>65 000

T1 CLASSIC S200L SN≤32 001

T2 LINE A200L SN<7804 / SN>7805 T2 LINE A170L

T3 LINE E200 SN<2325 / SN>2326

*original P/N 6175587/6405687



T1 LINE C200 SN>30 000

T1 LINE C200L SN>43 000 / SN>65 000

T1 CLASSIC S200L SN≤32 001

T2 LINE A200L SN<7804 / SN>7805 T3 LINE E200 SN<2325 / SN>2326

AL101 551 €



AL110

151 €

T1 LINE C40/C40L (ADA) - large head T2 LINE A40L

T3 LINE E40

*original P/N 6000983



T1 LINE C40/C40L (ADA) - large head T2 LINE A40L

T3 LINE E40

AL111 230 €



AL120

151 €

T1 CLASSIC S40L SN>30 000 & >202 000

T1 LINE C40L SN>65 000 & >202 000

T1 LINE C40/C40L 1:1 8,7 - small head

*original P/N 6405695 P/N



T1 CLASSIC S40L SN>30 000 & >202 000

T1 LINE C40L SN>65 000 & >202 000

T1 LINE C40/C40L - small head

AL121 230 €



AL125

151 €

T1 CLASSIC S40L SN>30 000 & >202 000

T1 LINE C40L SN>65 000 & >202 000

T1 LINE C40/C40L 1:1 8,7 - small head

*original P/N 6405695



T2 S-LINE AS40 L T3 S-LINE ES40

T3 LINE E40 SN>202 000 T2 LINE A40 SN>202 000

AL126 #####



T2 REVO R40

*original P/N 5943092

AL130

151 €



T2 REVO R40

AL131 261 €



T1 CLASSIC S200L SN>32 002
CLASSIC S200L SN>202 000
C200L SN>68 381
C200L SN<302 000 & >202 000
C200L SN>302 000

*original P/N 6414457

AL140

346 €

T1
T1 LINE
T1 LINE
T1 LINE



T1 CLASSIC S200L SN>32 002
T1 CLASSIC S200L SN>202 000
T1 LINE C200L SN>68 381
T1 LINE C200L SN<302 000 & >202 000
T1 LINE C200L SN>302 000

AL141 535 €



AL145

346 €

T2 LINE A200L SN>202 000 & SN<302 000 T2
LINE A200L SN>302 000
T3 LINE E200 SN>202 000
T3 S-LINE ES200
T2 S-LINE AS200L

*original P/N 6562586



T2 LINE A200L SN>202 000 &
SN<302 000
T2 LINE A200L SN>302 000
T3 LINE E200 SN>202 000
T3 S-LINE ES200

T2 S-LINE AS200L

AL146 **535 €**



AL150

#VALEUR!

T1 LINE ENDO 6L

*original P/N 6535525



T1 LINE ENDO 6L

AL151 **#####**

Rotor tête complète pour SIRONA DENTSPLY

KIT D'ENTRAÎNEMENT / ENGRENAGE DE TÊTE COMPLET + ARBRE INTERMÉDIAIRE pour SIRONA DENTSPLY



X-SMART 16:1

AL170

79 €



X-SMART 16:1

AL171

138 €



X-SMART PLUS 6:1

AL180

151 €



X-SMART PLUS 6:1

AL181

249 €

Bouton poussoir SIRONA



T1 CLASSIC S200L SN≤32 001

T1 LINE C200L SN>43 000 & >65 000

T1 LINE C200 SN>30 000

T3 LINE E200L

T2 LINE A200L SN<7804 & >7805 T2 LINE
A170L

T3 LINE E200 SN<2325 & >2326 SIROPure
P200SL/IL

*original P/N 89 25 083 + 59 96 967 + 59 47
957

AL300

79 €



T1 CLASSIC S40L T1 CLASSIC S6L

T1 LINE C40/C40L (ADA) T1 LINE
C6/C6L

T1 LINE C1.6/C1.6L SIROPure
P40SL/IL SIROPure P6SL/IL

*original P/N 9 25 083 + 62 59 639 + 59
47 957

AL310 **79 €**



T2 LINE A40L T2 LINE A6L T3 LINE E40 T3
LINE E6
SIROPure P40SL/IL (ADA) SIROPure P6SL/IL
(ADA)

*original P/N 89 25 083 + 89 17 924 + 59 47
957

AL320

79 €



T1 CLASSIC S200L SN≥32 002

T1 CLASSIC S200L/S200L mini

T1 LINE C200L SN > 68 381 &
<43 000

T1 LINE C200L SN<302 000 & >302
000 T1 LINE C200L mini

T2 LINE A200 SN<302 000 & >302 000
T2 S-LINE AS200L/T3 S-LINE ES200
SIROPure P200SL/IL

T3 LINE E200

*original P/N 60 49 337

AL330 **79 €**



AL340

T1 CLASSIC S40L/S6L/S1,6L

T1 LINE C40/C40 mini/C40L/C40L mini T1
LINE C6/C6L mini/C1.6/C1.6L

T1 CLASSIC S40L/S6L/S1,6L SN>202
000 T1 CLASSIC C40L/C6L/C1,6L SN>65
000 T1 CLASSIC C40L/C6L SN>202 000

SIROPure P40SL/IL SIROPure P6SL/IL

79 €

T2 S-LINE AS40L/AS6L T3 S-LINE ES40/ES6

T2 LINE A6L/A40L SN>202 000 T3 LINE E40 SN>202 000

T1 LINE C1,6L SN >202 000

T3 LINE E6 SN>202 000

*original P/N 60 49 329

Bouton poussoir pour SIRONA DENTSPLY



X-SMART 16:1

AL370 47 €



X-SMART PLUS 6:1

AL380 79 €

Mandrin pour SIRONA



T1 CLASSIC S200L mini

T1 LINE C200L mini SN > 65 000 / SN > 43 000 T1
LINE C200 mini SN > 30 000

T2 LINE A200L SN<7804 / SN>7805 T3 LINE E200
SN<2325 / SN>2326 T1 LINE C200 SN>30 000

AL500 T1 LINE C200L SN>43 000 / SN>65 000

220 €

T1 CLASSIC S200L SN≤32 001
T1 CLASSIC S200L SN>32 002

T1 CLASSIC S200L SN>202000
T1 LINE C200L SN>68 381

T1 LINEC200L SN<302000&>202000

T2 line A200 L SN >202 000 & <
302 000

T2 S-line AS 200 L - T3 S-line ES 200

T3 line E200 SN > 202 000 T2 line A200 L
SN >302 000

T1 LINE C200L SN>302 000

*original P/N 6175603



T1 Classic S40L SN>30 000 & SN>202 000

T2 Line A40L/T3 Line E40 T1 Line C40L
SN>65 000

T1 Line C40/C40L/C40 (ADA)/C40L (ADA) T2
S-Line AS40L/T3 S-Line ES40

T3 Line E40 SN>202 000 T1 Line C40L
SN>202 000 T2 Line A40L SN>202 000

*original P/N 6000959

AL510

94 €



T2 REVO R40

*original P/N 5943167

AL530

126 €



LINE ENDO 6L

*original P/N 6535533

AL550

#####

Mandrin pour SIRONA DENTSPLY



X-SMART 16:1

AL570

72 €



X-SMART PLUS 6:1

AL580

113 €

Clé pour SIRONA Pour la plupart des contre-angles Tête standard



*original P/N 4178054

AL800

157 €



*original P/N 5986208

AL810

157 €



X-SMART PLUS 6:1

AL880

47 €

Tête complète pour KAVO



INTRAlux® 68LDN 1:1
BL010 280 €



INTRAlux® 68LH 1:1
BL020 280 €



INTRAlux® 67LH 2:1 / LS 9011
BL030 280 €



INTRAlux® L80
BL050 #####



INTRA® LUX CL3
*original P/N 1.001.8993
BL080 437 €

KIT D'ENTRAÎNEMENT / ENGRENAGE DE TÊTE COMPLET + ARBRE INTERMÉDIAIRE pour KAVO



INTRAlux® 68LH INTRAhead® L68
EXPERTmatic® E20L INTRAcompact®
2068LHC
BL101 176 €



INTRAlux® 67LH / L67 / 67 LHB INTRA
BL111 176 €



INTRAlux® 68LDN
BL121 176 €



INTRAmatic® 25LH/LHC INTRAmatic® 25LHS
INTRAmatic® 25CN INTRAmatic® 25CH
*original P/N 0.553.7341 + 0.553.7201
BL131 535 €



EXPERTmatic® E25 EXPERTmatic® E25L
*original P/N 1.008.4040 + 1.007.9916
BL136 598 €



GENTLEpower® LUX 25LP GENTLEpower®
LUX 25LPA
*original P/N 1.001.3520/1.002.6135
+1.001.3515
BL141 535 €



GENTLEpower® LUX 25LP GENTLEpower®
LUX 25LPA
*original P/N 1.006.2965
(1.001.3520/1.002.6135
+1.001.3515+1.001.3519)
BL141i 755 €

Engrenage de tête pour KAVO



INTRAlux® 68LU / LH INTRAlux®
L68 EXPERTmatic® E20L
INTRAcompact® 2068LHC
*original P/N 0.540.3661
BL100 120 €



INTRAlux® L80
BL105 #####



INTRAlux® 68LDN
*original P/N 0.540.4092
BL120 120 €



INTRAmatic® 25LH/LHC / LHS / 25CN /
25 CH INTRAmatic® LUX 24LN/LS
INTRAmatic® *original P/N
0.553.7341/0.553.5761
BL130 346 €



EXPERTmatic® E25 EXPERTmatic®
E25L
*original P/N 1.008.4040
BL135 346 €



GENTLEpower® LUX 25LP
GENTLEpower® LUX 25LPA
*original P/N 1.001.3520/1.002.6135
BL140 346 €



INTRA® 68G
*original P/N 0.540.1781
BL150 120 €



INTRA® 68G

BL151



MASTERmatic® LUX M25L

*original P/N 1.011.0129 + 1.001.3515

BL161

535 €



MASTERmatic® LUX M25L

*original P/N 1.011.0129 + 1.001.3515 + 1.001.3519

BL161i

755 €



INTRA® LUX CL3 *original P/N 1.001.4490 + 1.003.4207

BL181

356 €



MASTERmatic® LUX M25L

*original P/N 1.011.0129

BL160

346 €



INTRA® LUX CL3

*original P/N 1.001.4490

BL180

217 €



INTRAlux® 68LDN

*original P/N 0.540.4092

BL220

50 €

Bouton poussoir pour KAVO



INTRAlux® 68LH *original P/N 0.540.3741

BL300

79 €



INTRAlux® L80

BL305

#VALEUR!



INTRAlux® 67LH/67LHB

BL310

79 €



INTRAlux® 67LDN INTRAlux® 68LDN

BL320

79 €



INTRAmatic® 25LH / LHS / CN / CH / LS LUX 24LN INTRAmatic® LUX 24LS

BL330

79 €



EXPERTmatic® E25 EXPERTmatic® E25L

BL335

79 €



GENTLEpower® LUX 25LP GENTLEpower® LUX 25LPA

*clé BL840 nécessaire

BL340

79 €



MASTERmatic® LUX M25L *original P/N 1.009.3634 + 0.201.8157 + 1.009.3638

BL360

#####



INTRA® LUX CL3 *original P/N 1.001.4486 + 0.540.3752 + 0.201.8958 + 0.222.4040

BL380

79 €

MANDRIN POUR KAVO



INTRAlux® 68LH/68LDN

INTRAhead® L80/L68 INTRAlux® 52LDN/80LD

EXPERTmatic® E20L INTRA® 80G

INTRACompact® 2068LHC

*original P/N 0.540.1151

BL500

72 €



INTRAlux® 67LH INTRA® 67LHB INTRA® 67G/L67/67CN 67HC

INTRApophy® L31

*original P/N 0.540.1161

BL510

72 €



INTRAmatic® 25LH INTRAmatic® 25LHS
INTRAmatic® 25CN INTRAmatic® 25CH

*original P/N 0.553.7201

BL530 220 €



INTRA® 68G

BL550 72 €

Rotor pour KAVO



GENTLEpower® LUX 25LP GENTLEpower®
LUX 25LPA *original P/N 1.001.3519

BL540i 236 €

Clé pour KAVO



INTRAlux® 68LH INTRAlux® 67LH INTRAlux®
67LDN INTRAlux® 68LDN

EXPERTmatic® E20L

BL800 63 €



INTRAmatic® 25LH / LHS / CN / CH / LS
INTRAmatic® LUX 24LN INTRAmatic® LUX
24LS

BL830 47 €



GENTLEpower® LUX 25LP GENTLEpower®
LUX 25LPA

*un côté pour le bp d'origine

**autre côté pour bp BL340

BL840 79 €



EXPERTmatic® E25 EXPERTmatic®
E25L *original P/N 1.007.9916

BL535 283 €



GENTLEpower® LUX 25LP
GENTLEpower® LUX 25LPA
MASTERmatic® LUX M25L
*original P/N 1.001.3515

BL540 220 €



INTRA® LUX CL3 *original P/N
1.003.4207

BL580 154 €

Pour ouvrir l'anneau arrière pour la
plupart des contre angles

*original P/N 0.411.1881



BL805 #####



EXPERTmatic® E25 - E25L

BL835 47 €



GENTLEpower® LUX 25LP
GENTLEpower® LUX 25LPA

BL841 47 €



INTRA® LUX CL3

BL880 47 €

Rotor tête pour W&H



Alegra® WE-56 Alegra® WE-56E

CL100 101 €



Trend® WD-56

*fourni avec bp CL305

CL105 120 €

KIT D'ENTRAÎNEMENT POUR W&H



Alegra® WE-56 Alegra® WE-56E

CL101 157 €



Trend® WD-56

*fourni avec bp CL305

CL106 176 €



RC-58

CL110

101 €



Synea® WA-56/WA-56LT *de 2007

Synea® WA-66/WA-66A/WA-66LT *de 2007

Synea® Vision WK-56

Synea® Vision WK-66

*original P/N 05431100

CL120

101 €



Synea® WA-99LT *de 2007

*original P/N 05220300

CL125

346 €



Alegra® WE-56 LED Alegra® WE-56A

CL130

101 €



Fusion® WG-99LT SN > 007802 Vision® WK-99LT SN > 01001

*original P/N 07473400

CL135

346 €



WS-75 LED G WS-75E/KM WS-75LG

WI-75 E/KM WI-75 LED G

CL140

205 €



WS-75 E/KM

(SN 01001 to 25335)

**remplacer également le mandrin CL550 et le bp CL350

CL150

205 €



RC-58

CL111

157 €

Synea® WA-56/WA-56LT *de 2007

*original P/N 05233200



CL121

274 €

Synea® WA-99LT *de 2007



CL126

642 €

Fusion® WG-99LT SN > 007802

Vision® WK-99LT SN > 01001



CL136

658 €

WS-75

WI-75 E/KM WI-75 LED G



CL141

321 €

WS-75 LED G



CL142

321 €

WS-75 E/KM

*modèle produit jusqu'à 2008 (SN 01001 to 25335)

**remplacer également l'arbre CL550 et le capuchon CL350



CL151

321 €

Bouton poussoir pour W&H



Alegra® WE-56/56A/56E Alegra® WE-56LED

CL300

47 €



Trend® WD-56

CL305

47 €



Synea® WA-99A/99LT *de 2007

*original P/N 07771800 / 07771700 / 04952800

CL325

79 €



Synea® WA-56/56LT *from 2007

CL320

63 €



WS-75

WS-75 E/KM WS-75E/KM SN>30000
WI-75E/KM SN>01001 WI-75 LED G
SN>01001 WS-75 LED G

*modèle produit jusqu'à 2008 (SN 01001 to 25335)

*original P/N 04940500

CL350 79 €

Mandrin pour W&H



Alegra® WE-56 Alegra® WE-56E

CL500

72 €



RC-58

CL510

72 €



Synea® WA-99LT *de2007 Fusion® WG-99LT
SN 001001-007801 Fusion® WG-99A SN
001001-001818 *original P/N 06420900

CL525

312 €



Trend® WD-56

CL505 72 €



Synea® WA-56/WA-56LT *from 2007
Fusion® WG-56LT SN 001001-014633
*original P/N 05233200

CL520 189 €



WI-75 E/KM WI-75 LED G

CL540

142 €



WS-75 LED G

CL545 142 €



WS-75 E/KM

*modèle produit jusqu'à 2008 (SN 01001 to 25335)

CL550

142 €

Clé pour W&H



Alegra® WE-56/56A/56E Alegra® WE-56LED

CL800

47 €



Trend® WD-56

CL805 47 €



Synea® WA-56/56LT

*de 2007

CL820

47 €



Synea® WA-99A/99LT

CL825 47 €



Pour ouvrir la bague arrière de Synea® WA-56/66/86/99 Fusion® WG-56/66/99 Vision® WK-56/66/93/99

CL830

#VALEUR!

Rotor pour BIEN AIR

Kit d'entrainement pour BIEN AIR



LAB TD783 LAB TDS890

DL100C **252 €**

Contre angle CA 1:5 L

*avec joins



DL110 **362 €**

Contre angle CA 1:1/1:1 L

*avec joints

*original P/N 1501085



DL120 **312 €**



Contre angle CA 20:1/20:1 L

DL130 **186 €**



Contre angle CA 1:5 L

*avec joins

DL111 **566 €**



Contre angle CA 1:1/1:1 L

DL121 **507 €**



Contre angle CA 20:1/20:1 L

DL131 **312 €**

Bouton poussoir pour BIEN AIR



Contre angle CA 1:5 L

*original P/N 1500169

DL310 **#VALEUR!**



Contre angle CA 1:1/1:1 L

*original P/N 150055

DL320 **110 €**



Contre angle CA 20:1/20:1 L

DL330 **79 €**

Mandrin pour BIEN AIR



Contre angle CA 1:5 L

DL510 **220 €**



Contre angle CA 20:1/20:1 L

DL530 **154 €**



Contre angle CA 1:1/1:1 L

*original P/N 1501083

DL520 **227 €**

Clé pour BIEN AIR



Contr angle 1:5 L

DL810 **#VALEUR!**

Contre angle CA 20:1/20:1 L

DL830 **47 €**

Tête complète pour NSK



S-Max M25/M25L

IL010

#VALEUR!



S-Max M95/M95L

IL060

689 €

Rotor pour NSK



FPB-Y head
Ti-Max Ti25/Ti25L Ti-Max Ti15/Ti15L

IL100

101 €



FX15/FX25
*original P/N C1052700

IL105

#VALEUR!



S-Max M25/M25L

IL110

120 €



Ti-Max X25/X25L Ti-Max X15/X15L

IL120

120 €



Ti-Max Z25/Z25L

IL125

267 €



MP-F head MPA-Y head MPAS-Y head

IL130

79 €



BB-Y head

IL140

79 €



NAC-Y head

IL150

63 €



Ti-Max X95/X95L S-Max M95/M95L
*AMELIORÉ
*original P/N C600C015

IL160

346 €

Kit d'entraînement pour NSK



FPB-Y head

IL101

145 €



Ti-Max Ti25/Ti25L

IL102

157 €



FX15/FX25

IL106

#####



S-Max M25/M25L

IL111

176 €



Ti-Max X25/X25L

IL121

198 €



Ti-Max Z25/Z25L

IL126

378 €



MP-F head MPA-Y head MPAS-Y head

IL131

138 €



BB-Y head

IL141

123 €



NAC-Y

IL151

110 €



Ti-Max Z95/Z95L SN from DBK30001

** pour les autres remplacés avec IL365

*original P/N C1034D017

IL165

#VALEUR!



S-Max SG20

Ti-Max X-SG20L Ti-Max X-DSG20L

IL170

154 €



SGM-E16RI SGM-E20RI

IL180

101 €



Presto II Presto Aqua II
Presto Aqua Lux

IL190C

252 €



S-Max M95/M95L

IL161

535 €



Ti-Max X95/95L

IL162

535 €



Ti-Max Z95/Z95L SN DBK30001 **
pour les autres remplacés avec IL365

IL166

#####



S-Max SG20

IL171

346 €



Ti-Max X-SG20L Ti-Max X-DSG20L

IL172

346 €



SGM-E16RI SGM-E20RI

IL181

157 €

Bouton poussoir pour NSK



FPB-Y head / Ti-Max Ti25/Ti25L Ti-Max
Ti15/Ti15L

IL300

47 €



FX15/FX25
*original P/N C1052500

IL305

#####



S-Max M25/M25L

IL310

47 €



Ti-Max X15/X15L Ti-Max X25/X25L
*original P/N C601 050

IL320

47 €



Ti-Max Z25/Z25L

IL325

91 €



MP-F head MPA-Y head MPAS-Y head

IL330

47 €



S-Max M95 /M95L

IL360

79 €



Ti-Max X95 /X95L

IL361

79 €



Ti-Max Z95/Z95L SN DBK30001 ** pour les
autres remplacés avec IL165

IL365

#VALEUR!



S-Max SG20
Ti-Max X-SG20L Ti-Max X-DSG20L

IL370

47 €

Mandrin pour NSK



FPB-Y head FFB-Y head

IL500

57 €



FX15/FX25

*original P/N C10000946

IL505

#VALEUR!



Ti-Max X25/25L

IL520

94 €



MP-F head MPA-Y head MPAS-Y head

IL530

72 €



NAC-Y head NBBW-Y NM-Y

IL550

57 €



Ti-Max X95/95L

*original P/N C600C022A

IL561

252 €



S-Max SG-20

IL570

217 €



Ti-Max X-DSG20L *original P/N C1068912

IL572

#VALEUR!



Ti-Max Ti25/Ti25L

IL501

72 €



S-Max M25/M25L

IL510

72 €

Ti-Max Z25/Z25L

IL525

123 €



BB-Y head

IL540

57 €



S-Max M95/M95L

*original P/N 10000559

IL560

220 €



Ti-Max Z95/Z95L

*original P/N C1034022

IL565

#####



Ti-Max X-SG20L

IL571

220 €



SGM-E16RI SGM-E20RI

IL580

72 €

Clé pour NSK



FPB-Y head Ti-Max Ti25/Ti25L Ti-Max Ti15/Ti15L Ti-Max X15/X15L Ti-Max X25/X25L Ti-Max Z25/Z25L S-Max M25/M25L

IL800

47 €



FX15/FX25

IL805

#####



MP-F Head / MPA-Y HEAD / MPAS-Y HEAD

IL830

47 €



S-Max M95/M95L

IL860

47 €



Ti-Max Z95/Z95L

IL865

#VALEUR!



S-Max SG20 Ti-Max X-SG20L Ti-Max X-DSG20L

IL870

47 €

Rotor / mandrin pour CASTELLINI ®



Goldspeed S1/S1-L

GL100

101 €



Goldspeed S1/S1-L

GL101 157 €



Goldspeed EVO S1

GL130

120 €



Goldspeed S1 Goldspeed S1-L

GL501 72 €

Bouton poussoir pour CASTELLINI



Goldspeed S1 Goldspeed S1-L

GL300

47 €



Goldspeed EVO S1

GL330 79 €

Clé pour CASTELLINI



Goldspeed S1 Goldspeed S1-L

GL800

47 €



Goldspeed EVO S1

GL830 47 €

Rotor pour BA INTERNATIONAL



BA 40 LS Ultimate ***

PL100

101 €



BA 200 LTS Ultimate

PL110 362 €



BA 40 LSS Ultimate Power+ ***

PL120

151 €

*****nous préciser son n°SN - pas tous les modèles**

PIECES POUR MICROMOTEURS

KAVO ® K9



K9 950

RMK9

425 €



K9 950

RMK9D

38 €



RMK9P

9 €

KAVO ® K10



K10 4950

RMK10

566 €



K10 4950

RMK10D

31 €



RMK10P

9 €

KAVO ® K190 - K196



K190 K196

RMK190/196

425 €

K190 K196

RMK190D

31 €



RMK190P

9 €

KAVO ® K192



K192

RMK192

456 €



K192

RMK192D

31 €



RMK192P

9 €

KAVO ® K193



K193

RMK193

409 €



K193

RMK193D

31 €



RMK193P

9 €

KAVO ® K200



K200

RMK200

519 €



K200

RMK200D

38 €



K200

RMK200P

9 €

BIEN AIR ® MC3



MOTEUR MC3

RMC3

488 €



MOTEUR MC3

RMC3D

31 €



MOTEUR MC3

RMC3P

9 €

SIRONA ® SL



MOTEUR SL

RMSSL

519 €



MOTEUR SL

RMSSLD

31 €



MOTEUR SL

RMSSLP

9 €

CHARBONS POUR MICROMOTEURS -- A L'UNITE



KAVO -- K9 K950
*original P/N
0.676.0241

CBRK9

11 €



KAVO -- K10
*original P/N 0.674.2481

CBRK10

14 €



KAVO --
K190/192/193/K196
K196/197 K200/201
*original P/N

CBRK190

13 €



BIEN AIR MC2

CBRMC2

31 €



BIEN AIR MC3

CBRMC3

31 €

GRIFFES POUR MICROMOTEURS



KAVO -- K4/K5/K9
EWL4930/EWL4932

CHK4

57 €



KAVO -- K9 EWL950/955
K10/K11 *original P/N

CHK9

54 €



KAVO -- SF 4004-
4005

CHK4004

53 €

JOINTS	CODE	JOINTS TURBINES MOTEURS vendu à l'unité		PRIX DETAIL TTC
	O300		BIENAIR EOLIA * original P/N 705.01.81	1,89
	O400		BIENAIR PRESTIGE 705.02.35	1,89
	O500		BIENAIR PRESTIGE 705.02.39	1,89
	O1200		BIENAIR TORNADO * original P/N 1306347	1,89
	O1200		BIENAIR MC3 * original P/N 011.35.28	1,89
	O600		W&H - TOUS MODELES * original P/N 01066001	1,89
	O601		W&H - LOT DE 4** ROTO-QUICK RA-24 ROTO-QUICK RA-25	12,59
	O602		W&H ROTO-QUICK RQ-14 ROTO-QUICK RQ-24	12,59
	O603		W&H * original P/N 03811100	3,15
	O604		W&H * original P/N 03816700	3,15
	O650		W&H * original P/N 06849600	3,15
	O700		KAVO MODELES * original P/N 0.200.6172	1,89
	O710		KAVO 6500	1,89
	O1400		KAVO * original P/N 1.002.1149	1,89
	OCK1		KAVO Multiflex * original P/N 1.004.2776	2,20
	OCK2		KAVO Multiflex * original P/N 1.004.2775	2,20

	O750		RACCORD MULTIFLEX 460E MULTIFLEX LUX 465 LRN MULTIFLEX LUX 465 LED	11,01
	O2100		KAVO 181CB / 181DB K201 KL702 / KL703	1,89
	O800		CASTELLINI <i>* original P/N F12401004</i>	1,89
	O3000		CHIRANA TG / TGH - TGHF / TSHF	12,59
	O900		SIRONA <i>* original P/N 5829416</i>	1,89
	O901		SIRONA SET RACCORD	12,59
	O1001		SIRONA <i>* original P/N 6273747</i>	12,59
	O1000		NSK <i>* original P/N 0319063100</i> PERFORM60	1,89
	O1500		NSK <i>* original P/N 0312060080</i> PERFORM60	9,44
	O1510		NSK 5x0,3 mm <i>* original P/N 0312049030</i>	2,83
	O1520		NSK 6,5x0,3 mm <i>* original P/N 0312069030</i>	2,83
	O1530		NSK 8x0,3 mm <i>* original P/N 0312069030</i>	9,44
	O2200		NSK pour cage	1,89
	O2000		MODELES MIXTES 6,2x1 mm	1,89
	OW110		KAVO Rondelle ondulée 655 / 660 / 7000 <i>* original P/N 1.001.5032</i>	2,83
	OW120		KAVO Rondelle ondulée 8000 <i>* original P/N 1.003.5900</i>	2,83
	OW130		W&H Rondelle ondulée TOUS MODELES <i>* original P/N 02749408</i>	2,83

	RET100		JAUGE D'EXCENTRITÉ OUTIL SPÉCIAL POUR TECHNICIENS EXPÉRIMENTÉS Utilisée pour la mesure de l'excentricité du rotor valeur de réparation supplémentaire	1101,29
	RBR100			251,72

DENT *R* MED

dentrmed@dentrmed.fr - www.dentrmed.com