


CORDONS SILICONES POUR EQUIPEMENTS DENTAIRES

TARIF 2022

REMISE DE 5% SUPPLEMENTAIRE A PARTIR DE 5 CORDONS ACHETES
REMISE DE 10% SUPPLEMENTAIRE A PARTIR DE 11 CORDONS ACHETES

CORDONS POUR EQUIPEMENTS GARANTIS 12 MOIS

SPECIFICATIONS TECHNIQUES



DENT R MED

ZI DU COIN - 18 BOULEVARD DES ECHARNEAUX - 42400 SAINT CHAMOND

TEL : 04 77 73 32 33 - 06 22 24 92 38

DENTRMED@DENTRMED.FR - WWW.DENTRMED.COM

**CORDONS COMPATIBLE POUR EQUIPEMENT CONNEXION - TERMINAL LIBRE - KAVO
ANTHOS / STERN WEBER / CASTELLINI - SIRONA - PLANMECA**

SOMMAIRE

Cordon connexion 3-voies (Borden)	Pag. 3
Cordon connexion 4-voies (Midwest)	Pag. 4
Cordon connexion 6-voies (Midwest + F.O.)	Pag. 5
Cordon compatible pour Bien Air© MC3 e NSK© M40	Pag. 7
Cordon compatible pour Bien Air© MC2 IR et Isolite 300	Pag. 9
Cordon compatible pour moteur Chirana Medical© P2ED 460	Pag. 13
Cordon compatible pour moteur Kavo© K190-K196-K200 et Chirana Medical© CH660 L	Pag. 14
Cordon compatible pour moteur Kavo© K192-K201	Pag. 16
Cordon compatible pour moteur Kavo© KL700 SERIES KL701-KL702-KL703	Pag.17
Cordon compatible pour moteur Sirona© SL	Pag. 18
Cordon compatible pour moteur Sirona© BL ISO C - Apex	Pag. 19
Cordon compatible pour micromoteur Densim DX	Pag. 21
Cordon compatible pour moteur iXS4© , iMMs© , IMPLANTOR LED© (pour unit produit jusqu'à fin 2015 ET 2016)	Pag.22
Cordon compatible pour moteur iXR3L© , iMMrL© , HANDY POWER LED©	Pag. 23
Cordon compatible pour moteur iXR3© , iMMr© , HANDY POWER©	Pag. 24
Cordon compatible pour moteur iXS4, iMMs , IMPLANTOR (pour unit produit jusqu'à fin 2016)	Pag.25
Cordon compatible pour détartreur EMS	Pag. 26
Cordon compatible pour détartreur EMS LED	Pag. 27
Cordon compatible pour détartreur SATELEC©	Pag. 28
Cordon compatible pour détartreur SATELEC© LUMIERE	Pag. 29
Cordon compatible pour détartreur MECTRON et LAMPE LED MECTRON	Pag. 30
Cordon pour seringue 3F (air/eau) et seringue LUZZANI	Pag. 32
Modèle des différents raccordements des cordons + accessoires adaptateurs et joints pour cordon	Pag. 35
Tube en PU et gaine en silicone	Pag. 36
Tubes et embouts pour aspiration	Pag. 38
Tubes d'aspiration complets avec bague CATANI EURODENT KAVO SIRONA CASTELLINI PLANMECA	Pag. 39

Symbole:



Cordon électrifié pour instrument LED



Cordon avec raccord tournant 400°



Cordon avec bague de régulation de l'eau du spray

Disponible sur demande non disponible

Comment bien prendre les longueurs du cordon :

STD CORDON STANDARD - TERMINAL LIBRE	- LONGUEUR STANDARD 1600 mm
SKV CORDON POUR EQUIPEMENT KAVO - LONGUEUR STANDARD 1250 mm OU 1400 mm SCF CORDON POUR EQUIPEMENT ANTHOS -	longueur de la gaine seule sans connecteur
STERN WEBER-CASTELLINI	
SSR CORDON POUR EQUIPEMENT SIRONA	- LONGUEUR STANDARD 1370 mm OU 1030 mm
PLM CORDON POUR EQUIPEMENT PLANMECA	longueur des 2 extrémités des connecteurs

CORDON 3-VOIES (BORDEN)

Guaine silicone Ø externe : 10 mm



Cordons **avec terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (en supplément)

		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
sans réglage de l'eau du spray			-	-	-	3H.STD.LG.1	3H.STD.MG.1	3H.STD.GR.1	3H.STD.BR.1	3H.STD.BL.1	63,33€

~~~~~

Cordons pour équipements **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible |                                                                                                                                                                                       |  |  |   | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec    | Noir | Détail TTC |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|---------|------|------------|
|            | <p><b>Anthos:</b> A3, A5, A7, A6, A7, A9, L6, L9, R7</p> <p><b>Stern Weber:</b> S200, S250, S280TRc, S300, S380TRc, 320TR, S220TR, S320TR</p> <p><b>Castellini:</b> Skema 5, 6, 8</p> |  |  | - | -                         | - | 0 | 0 | 3H.SCF.GR.1  | 0            | 0            | 176,67€ |      |            |

**CORDON 4 VOIES (MIDWEST)**

Avec TUBE DE DECHARGE DE L'AIR SEPARÉ gaine silicone Ø externe : 11 mm



Cordons **avec terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|                                         |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec        | Noir        | Détail TTC |
|-----------------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| Sans réglage de l'eau du spray          |  |                           | - | - | - | 4H.STD.LG.1  | 4H.STD.MG.1  | 4H.STD.GR.1  | 4H.STD.BR.1 | 4H.STD.BL.1 | 65,00€     |
|                                         |  |                           | - | - | - | 4H.STD.LG.2  | 4H.STD.MG.2  | 4H.STD.GR.2  | 4H.STD.BR.2 | 4H.STD.BL.2 | 80,00€     |
|                                         |  |                           | - | - | - | 4H.STD.LG.3  | 4H.STD.MG.3  | 4H.STD.GR.3  | 4H.STD.BR.3 | 4H.STD.BL.3 |            |
|                                         |  |                           | - | - | - | 4H.STD.LG.4  | 4H.STD.MG.4  | 4H.STD.GR.4  | 4H.STD.BR.4 | 4H.STD.BL.4 |            |
|                                         |  |                           | - | - | - | 4H.STD.LG.5  | 4H.STD.MG.5  | 4H.STD.GR.5  | 4H.STD.BR.5 | 4H.STD.BL.5 |            |
| Avec bague de réglage de l'eau du spray |  |                           | - | ✓ | - | 4R.STD.LG.1  | 4R.STD.MG.1  | 4R.STD.GR.1  | 4R.STD.BR.1 | 4R.STD.BL.1 | 138,33€    |

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible |                                          | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|            | 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1080 |                           | - | - | - | 4H.SKV.LG.1  | 4H.SKV.MG.1  | 0            | 0    | 0    | 180,00€    |
|            | E30S - E30T                              |                           | - | - | - | 4H.SKV.LG.2  | 4H.SKV.MG.2  | 0            | 0    | 0    |            |
|            | - E50S- E70S                             |                           | - | - | - | 4H.SKV.LG.3  | 4H.SKV.MG.3  | 0            | 0    | 0    | 196,67€    |
|            | (pas pour magnetic sensor)               |                           | - | - | - | 4H.SKV.LG.4  | 4H.SKV.MG.4  | 0            | 0    | 0    |            |

Cordons pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible |                                                                                                                                                                           | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|            | <b>Anthos:</b><br>A3, A5, A7, A6, A7, A9, L6, L9, R7<br><b>Stern Weber:</b> S200, S250, S280TRc, S300, S380TRc, 320TR, S220TR, S320TR<br><b>Castellini:</b> Skema 5, 6, 8 |                           | - | - | - | 0            | 0            | 4H.SCF.GR.1  | 0    | 0    | 193,33€    |

**CORDONS 6 VOIES (4+2 VOIES) ELECTRIFIE (MIDWEST + F.O.)**

Avec TUBE DE DECHARGE DE L'AIR SEPRE gaine silicone Ø externe : 11 mm



Cordons **avec terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

| Connexion côté instrument                |  |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec        | Noir        | Détail TTC |          |
|------------------------------------------|--|---|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| Sans réglage de l'eau du spray           |  | ✓ | - | - | 6H.STD.LG.1  | 6H.STD.MG.1  | 6H.STD.GR.1  | 6H.STD.BR.1 | 6H.STD.BL.1 | 91,00 €    |          |
|                                          |  | ✓ | - | - | 6H.STD.LG.2  | 6H.STD.MG.2  | 6H.STD.GR.2  | 6H.STD.BR.2 | 6H.STD.BL.2 |            |          |
|                                          |  | ✓ | - | - | 6H.STD.LG.3  | 6H.STD.MG.3  | 6H.STD.GR.3  | 6H.STD.BR.3 | 6H.STD.BL.3 |            |          |
|                                          |  | ✓ | - | - | 6H.STD.LG.4  | 6H.STD.MG.4  | 6H.STD.GR.4  | 6H.STD.BR.4 | 6H.STD.BL.4 |            | 106,67 € |
|                                          |  | ✓ | - | - | 6H.STD.LG.5  | 6H.STD.MG.5  | 6H.STD.GR.5  | 6H.STD.BR.5 | 6H.STD.BL.5 |            |          |
|                                          |  | ✓ | - | - | 6H.STD.LG.6  | 6H.STD.MG.6  | 6H.STD.GR.6  | 6H.STD.BR.6 | 6H.STD.BL.6 |            |          |
| Avec bague de réglage de l'eau du spray  |  | ✓ | ✓ | - | 6R.STD.LG.1  | 6R.STD.MG.1  | 6R.STD.GR.1  | 6R.STD.BR.1 | 6R.STD.BL.1 | 155,00 €   |          |
| Compatible moteur Bien Air MC3 & NSK M40 |  | ✓ | - | - | 8P.STD.LG.1  | 8P.STD.MG.1  | 8P.STD.GR.1  | 8P.STD.BR.1 | 8P.STD.BL.1 | 118,33 €   |          |
| AVEC LED Intégrée                        |  | ✓ | - | - | 5H.STD.LG.1  | 5H.STD.MG.1  | 5H.STD.GR.1  | 5H.STD.BR.1 | 5H.STD.BL.1 | 220,00 €   |          |

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

| Connexion côté instrument |  |  |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |          |
|---------------------------|--|--|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|----------|
| Compatible                |  |  | ✓ | - | -            | 6H.SKV.LG.1  | 6H.SKV.MG.1  | 0    | 0    | 0          | 218,33 € |
|                           |  |  | ✓ | - | -            | 6H.SKV.LG.2  | 6H.SKV.MG.2  | 0    | 0    | 0          |          |
|                           |  |  | ✓ | - | -            | 6H.SKV.LG.3  | 6H.SKV.MG.3  | 0    | 0    | 0          | 236,67 € |
|                           |  |  | ✓ | - | -            | 6H.SKV.LG.4  | 6H.SKV.MG.4  | 0    | 0    | 0          |          |

Cordons pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

| Connexion côté instrument |  |  |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec         | Noir | Détail TTC |          |
|---------------------------|--|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|----------|
| Compatible                |  |  | ✓ | - | -            | 0            | 0            | 6H.SCF.GR.1  | 0    | 0          | 208,33 € |
|                           |  |  | ✓ | - | -            | 0            | 0            | 6H.SCF.GR.1L | 0    | 0          |          |



| Compatible                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>sirona</b> |  | Connexion côté instrument |   |   |                       | Gris RAL9002          | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir     | Détail TTC |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|----------|------------|
| <p>A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, C8+, C9+ E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, Profeel®, INTEGO, INTEGO PRO, TENEO, SINIUS</p> <p><u>Compatible avec re f. 62 16 274</u></p> <p>C3, C3+, C6, E3</p> <p><u>Compatible avec re f. 62 16 274</u></p> |  |               |  | ✓                         | - | - | 6H.SSR.LG.1 L.1370 mm | 6H.SSR.MG.1 L.1370 mm | 0            | 0            | 0    | 253,33 € |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |               |  | ✓                         | - | - | 6H.SSR.LG.2 L.1030 mm | 6H.SSR.MG.2 L.1030 mm | 0            | 0            | 0    |          |            |



Cordons DROIT pour équipements **Planmeca**

| Compatible                                                                                                                                                                                                         |  | <b>PLANMECA</b> |  | Connexion côté instrument |   |   |                               | Gris RAL9002                  | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir     | Détail TTC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|---------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------|----------|------------|
| <p>Semblable 2600265-11</p> <p>Semblable 2600203-8</p> <p>L. 930 mm 430 Ω</p> <p>L. 1000 mm 820 Ω</p> <p>Semblable 2600250-6</p> <p>Semblable 2600280-6</p> <p>Semblable 2600296-7</p> <p>Semblable 2600264-11</p> |  |                 |  | ✓                         | - | - | 6H.PLM.LG.1                   | 6H.PLM.MG.1                   | 0            | 0            | 0    | 306,67 € |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |  |                 |  | ✓                         | - | - | 6H.PLM.LG.2                   | 6H.PLM.MG.2                   | 0            | 0            | 0    |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |  |                 |  | ✓                         | - | - | 6H.PLM.LG.3                   | 6H.PLM.MG.3                   | 0            | 0            | 0    |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |  |                 |  | ✓                         | - | - | 6H.PLM.LG.4                   | 6H.PLM.MG.4                   | 0            | 0            | 0    |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |  |                 |  | ✓                         | - | - | 6H.PLM.LG.5 (cordon pendant.) | 6H.PLM.MG.5 (cordon pendant.) | 0            | 0            | 0    |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |  |                 |  | ✓                         | - | - | 6H.PLM.LG.6                   | 6H.PLM.MG.6                   | 0            | 0            | 0    |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |  |                 |  | ✓                         | - | - | 6H.PLM.LG.7                   | 6H.PLM.MG.7                   | 0            | 0            | 0    |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |  |                 |  | ✓                         | - | - | 6H.PLM.LG.8                   | 6H.PLM.MG.8                   | 0            | 0            | 0    |          |            |





Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400


| Compatible                                                                        |                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                   | Connexion côté instrument                                                                                                                                                                                                                             |    | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec     | Noir     | Détail TTC |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|
|  | <b>Anthos:</b><br>A3, A5, A7, A6, A7, A9, L6, L9, R7<br><b>Stern Weber:</b><br>S200, S250,<br>S280TRc, S300, S380TRc, 320TR, S220TR, S320TR<br><b>Castellini:</b><br>Skema 5, 6, 8 | Pour mm. MC3<br>                                                                                                                                                     |  |    | O                                                                                                                                                                                                                                                     | O            | 8H.SCF.GR.1  | O            | O        | 233,33 € |            |
|                                                                                   | Pour mm. M40<br>                                                                                  |    |                                                                                   | O                                                                                                                                                                                                                                                     | O                                                                                                                                                                                                                                                     | 8H.SCK.GR.1  | O            | O            |          |          |            |
|                                                                                   | Pour mm MC3 rotation 400°<br>                                                                     |    |                                                                                   | O                                                                                                                                                                                                                                                     | O                                                                                                                                                                                                                                                     | 8S.SCF.GR.1  | O            | O            | 316,67 € |          |            |
|                                                                                   | Polyvalent<br>MC3, M40, Turbine<br>                                                               |    |                                                                                   | O                                                                                                                                                                                                                                                     | O                                                                                                                                                                                                                                                     | 8P.SCF.GR.1  | O            | O            | 250,00 € |          |            |

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm et L. 1030 mm

| Compatible                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Connexion côté instrument                                                                                                                                                                                                                                   |    | Gris RAL9002          | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec     | Noir     | Détail TTC |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|
|  | A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, M1, C8+                                                                           | Pour mm MC3<br>                                                                                                                                                            |   |          | 8H.SSR.LG.1 L.1370 mm                                                                                                                                                                                                                                 | 8H.SSR.MG.1 L.1370 mm | O            | O            | O        | 343,33 € |            |
|                                                                                     | C3, C3+, C6, E3                                                                                                             |       |                                                                                     | 8H.SSR.LG.2 L.1030 mm                                                                                                                                                                                                                                       | 8H.SSR.MG.2 L.1030 mm                                                                                                                                                                                                                                 | O                     | O            | O            |          |          |            |
|                                                                                     | A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, M1, C8+                                                                           | Pour mm MC3 avec réglage de l'eau du<br>                                                                                                                                 |  |    | 8R.SSR.LG.1 L.1370 mm                                                                                                                                                                                                                                 | 8R.SSR.MG.1 L.1370 mm | O            | O            | O        | 400,00 € |            |
|                                                                                     | C3, C3+, C6, E3                                                                                                             |    |                                                                                     | 8R.SSR.LG.2 L.1030 mm                                                                                                                                                                                                                                       | 8R.SSR.MG.2 L.1030 mm                                                                                                                                                                                                                                 | O                     | O            | O            |          |          |            |
|                                                                                     | A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT S1, S2, C8+                   | Pour mm M40<br>                                                                                                                                                          |  |    | 8H.SSK.LG.1 L.1370 mm                                                                                                                                                                                                                                 | 8H.SSK.MG.1 L.1370 mm | O            | O            | O        | 326,67 € |            |
|                                                                                     | Pour mm M40 avec réglage de l'eau du<br> |    |                                                                                     | 8R.SSK.LG.2 L.1370 mm                                                                                                                                                                                                                                       | 8R.SSK.MG.2 L.1370 mm                                                                                                                                                                                                                                 | O                     | O            | O            | 416,67 € |          |            |

Cordons DROIT pour équipements **Planmeca**

| Compatible                                                                         |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Connexion côté instrument                                                                                                                                                                                                                                   |    | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec     | Noir     | Détail TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|
|  | Semblable 10044908-1<br> |  |    | 8H.PLM.LG.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 8H.PLM.MG.1                                                                                                                                                                                                                                                 | O            | O            | O            | 370,00 € |          |            |
|                                                                                    | Semblable 10044908-1<br> |                                                                                     |    | 8S.PLM.LG.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 8S.PLM.MG.1                                                                                                                                                                                                                                                 | O            | O            | O            | 433,33 € |          |            |
|                                                                                    | L. 1500 mm<br>82 Ω<br>   |                                                                                     |    | 8S.PLM.LG.3 (cordon p                                                                                                                                                                                                                                       | 8S.PLM.MG.3 endent.)                                                                                                                                                                                                                                        | O            | O            | O            |          |          |            |
|                                                                                    | Semblable 10044909-1<br> |                                                                                     | Moteur MC3 & M40<br>                                                                                                                                                     |    | 8P.PLM.LG.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 8P.PLM.MG.1  | O            | O            | O        | 416,67 € |            |
|                                                                                    | L. 900 mm<br>82 Ω<br>    |                                                                                     |    | 8P.PLM.LG.2                                                                                                                                                                                                                                                 | 8P.PLM.MG.2                                                                                                                                                                                                                                                 | O            | O            | O            |          |          |            |
|                                                                                    | L. 1500 mm 82 Ω<br>      |                                                                                     |    | 8P.PLM.LG.3 (cordon pe                                                                                                                                                                                                                                      | 8P.PLM.MG.3 ndent.)                                                                                                                                                                                                                                         | O            | O            | O            |          |          |            |




Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|                                                                           | Connexion côté instrument |      |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec        | Noir        | Détail TTC  |          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Pour micromoteur Bien Air MC2 IR                                          |                           |      | - | - | -            | B5.STD.LG.1  | B5.STD.MG.1  | B5.STD.GR.1 | B5.STD.BR.1 | B5.STD.BL.1 | 105,00 € |
| Pour micromoteur Bien Air MC2 IR Version ECO raccord plastique            |                           |      |   |   |              | B5.STD.LG.E  | B5.STD.MG.E  | B5.STD.GR.E | B5.STD.BR.E | B5.STD.BL.E | 95,00 €  |
| Pour micromoteur Bien Air ISOLITE 300 Version ECO - raccord plastique     |                           |      | ✓ | - | -            | B7.STD.LG.1  | B7.STD.MG.1  | B7.STD.GR.1 | B7.STD.BR.1 | B7.STD.BL.1 | 116,67 € |
| Pour micromoteur Bien Air ISOLITE 300 Version ECO - raccord plastique     |                           |      |   |   |              | B7.STD.LG.E  | B7.STD.MG.E  | B7.STD.GR.E | B7.STD.BR.E | B7.STD.BL.E | 103,33 € |
| Double usage:<br>- mm MC2 IR<br>- mm ISOLITE 300                          |                           | <br> | ✓ | - | -            | B3.STD.LG.1  | B3.STD.MG.1  | B3.STD.GR.1 | B3.STD.BR.1 | B3.STD.BL.1 | 149,00 € |
| Pour micromoteur ISOLITE 300 raccord tournant 400°                        |                           |      | ✓ | - | ✓            | B2.STD.LG.1  | B2.STD.MG.1  | B2.STD.GR.1 | B2.STD.BR.1 | B2.STD.BL.1 | 176,67 € |
| Double usage:<br>- mm MC2 IR<br>- mm ISOLITE 300<br>raccord tournant 400° |                           | <br> | ✓ | - | ✓            | B4.STD.LG.1  | B4.STD.MG.1  | B4.STD.GR.1 | B4.STD.BR.1 | B4.STD.BL.1 | 210,00 € |
| Pour mm ISOLITE 300 avec réglage de l'eau                                 |                           |      | ✓ | ✓ | ✓            | BR.STD.LG.1  | BR.STD.MG.1  | BR.STD.GR.1 | BR.STD.BR.1 | BR.STD.BL.1 | 256,67 € |
| Pour mm MC2 IR avec réglage de l'eau spray                                |                           |      | ✓ | ✓ | ✓            | BR.STD.LG.2  | BR.STD.MG.2  | BR.STD.GR.2 | BR.STD.BR.2 | BR.STD.BL.2 | 241,67 € |
| Double usage:<br>MC2 IR<br>- ISOLITE 300<br>avec réglage de l'eau spray   |                           | <br> | ✓ | ✓ | ✓            | BR.STD.LG.3  | BR.STD.MG.3  | BR.STD.GR.3 | BR.STD.BR.3 | BR.STD.BL.3 | 256,67 € |



| Compatible                         |                                                            |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
| 1057, 1060                         | <br>Pour mm MC2 IR                                         |  |                           | - | - | - | B5.SKV.LG.1  | B5.SKV.MG.1  | 0            | 0    | 0    | 336,67€    |
| 1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080 |                                                            |  |                           | - | - | - | B5.SKV.LG.2  | B5.SKV.MG.2  | 0            | 0    |      |            |
| E30S, E30T, E50S, E70S             |                                                            |  |                           | 0 | 0 | 0 | 0            |              |              |      |      |            |
| 1057, 1060                         | <br>Pour mm ISOLITE 300                                    |  |                           | ✓ | - | - | B7.SKV.LG.1  | B7.SKV.MG.1  | 0            | 0    | 0    | 326,67     |
| 1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080 |                                                            |  |                           | ✓ | - | - | B7.SKV.LG.2  | B7.SKV.MG.2  | 0            | 0    |      |            |
| E30S, E30T, E50S, E70S             |                                                            |  |                           | ✓ | - | - | 0            | 0            | 0            | 0    |      |            |
| 1057, 1060                         | <br>Pour mm MC2 & ISOLITE 300                              |  |                           | ✓ | - | - | B3.SKV.LG.1  | B3.SKV.MG.1  | 0            | 0    | 0    | 366,67€    |
| 1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080 |                                                            |  |                           | ✓ | - | - | B3.SKV.LG.2  | B3.SKV.MG.2  | 0            | 0    |      |            |
| E30S, E30T, E50S, E70S             |                                                            |  |                           | ✓ | - | - | 0            | 0            | 0            | 0    |      |            |
| 1057, 1060                         | <br>Pour ISOLITE 300 raccord tournant 400°                 |  |                           | ✓ | - | ✓ | B2.SKV.LG.1  | B2.SKV.MG.1  | 0            | 0    | 0    | 343,33€    |
| 1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080 |                                                            |  |                           | ✓ | - | ✓ | B2.SKV.LG.2  | B2.SKV.MG.2  | 0            | 0    |      |            |
| E30S, E30T, E50S, E70S             |                                                            |  |                           | ✓ | - | ✓ | 0            | 0            | 0            | 0    |      |            |
| 1057, 1060                         | <br>Pour MC2 et ISOLITE 300 avec réglage de l'eau du spray |  |                           | ✓ | ✓ | ✓ | BR.SKV.LG.1  | BR.SKV.MG.1  | 0            | 0    | 0    | 416,67€    |
| 1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080 |                                                            |  |                           | ✓ | ✓ | ✓ | BR.SKV.LG.2  | BR.SKV.MG.2  | 0            | 0    |      |            |
| E30S, E30T, E50S - E70S            |                                                            |  |                           | ✓ | ✓ | ✓ | 0            | 0            | 0            | 0    |      |            |

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible                                                                        |                                                  |   |   |   | Connexion côté instrument |  |  |  | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec     | Noir     | Détail TTC |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|
|  |                                                  | Pour micromoteur MC2 IR                                                           |  |  | -                         | -                                                                                | -                                                                                | O                                                                                | O            | B5.SCF.GR.1  | O            | O        | 225,00 € |            |
|                                                                                   | <b>Anthos:</b><br>A3, A5, A7, A7, A9, L6, L9, R7 | Pour micromoteur ISOLITE 300                                                      |  |  | ✓                         | -                                                                                | -                                                                                | O                                                                                | O            | B7.SCF.GR.1  | O            | O        | 233,33 € |            |
|                                                                                   | <b>Stern Weber:</b><br>S200, S250, S280TRC, S300 | Pour ISOLITE 300                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | ✓                         | -                                                                                | ✓                                                                                | O                                                                                | O            | B2.SCF.GR.1  | O            | O        | 316,67 € |            |
|                                                                                   | <b>S380TRC, 320TR, S220TR, S320TR</b>            | raccord tournant                                                                  |  |                                                                                   |                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |              |              |              |          |          |            |
| <b>Skema 5, 6, 8</b>                                                              | Pour MC2 et ISOLITE 300                          |  |  | ✓                                                                                 | -                         | -                                                                                | O                                                                                | O                                                                                | B3.SCF.GR.1  | O            | O            | 336,67 € |          |            |

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm et L. 1030 mm

| Compatible                                                                         |                                          |  | Connexion côté instrument                                                           |    |  |  | Gris RAL9002 | Gris RAL7035          | Gris RAL7038          | Adec | Noir | Détail TTC |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------------|----------|
|  | A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4 | Pour micromoteur MC2 IR                                                           |  |  | -                                                                                 | -                                                                                 | -            | B5.SSR.LG.1 L.1370 mm | B5.SSR.MG.1 L.1370 mm | O    | O    | O          | 350,00 € |
|                                                                                    | C3, C3+, C6, E3                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                 | -            | B5.SSR.LG.2 L.1030 mm | B5.SSR.MG.2 L.1030 mm | O    | O    | O          |          |
|                                                                                    | A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4 | Pour mm ISOLITE 300                                                               |  |  | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -            | B7.SSR.LG.1 L.1370 mm | B7.SSR.MG.1 L.1370 mm | O    | O    | O          | 343,33 € |
|                                                                                    | C3, C3+, C6, E3                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -            | B7.SSR.LG.2 L.1030 mm | B7.SSR.MG.2 L.1030 mm | O    | O    | O          |          |
|                                                                                    | C8+                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -            | B7.SSR.LG.3 L.1370 mm | B7.SSR.MG.3 L.1370 mm | O    | O    | O          |          |
|                                                                                    | A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4 | Pour MC2 IR & ISOLITE 300                                                         |  |  | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -            | B3.SSR.LG.1 L.1030 mm | B3.SSR.MG.1 L.1030 mm | O    | O    | O          | 376,67 € |
|                                                                                    | C3, C3+, C6, E3                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -            | B3.SSR.LG.2 L.1030 mm | B3.SSR.MG.2 L.1030 mm | O    | O    | O          |          |
|                                                                                    | A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4 | Pour ISOLITE 300 raccord tournant 400°                                            |  |  | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓            | B2.SSR.LG.1 L.1370 mm | B2.SSR.MG.1 L.1370 mm | O    | O    | O          | 363,33 € |
|                                                                                    | C3, C3+, C6, E3                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓            | B2.SSR.LG.2 L.1030 mm | B2.SSR.MG.2 L.1030 mm | O    | O    | O          |          |
|                                                                                    | A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4 | Pour MC2 & ISOLITE 300                                                            |  |  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓            | BR.SSR.LG.1 L.1370 mm | BR.SSR.MG.1 L.1370 mm | O    | O    | O          | 416,67 € |
|                                                                                    | C3, C3+, C6, E3                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓            | BR.SSR.LG.2 L.1030 mm | BR.SSR.MG.2 L.1030 mm | O    | O    | O          |          |
|                                                                                    | C8+                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓            | BR.SSR.LG.3 L.1370 mm | BR.SSR.MG.3 L.1370 mm | O    | O    | O          |          |



| Compatible |                     | <b>PLANMECCA</b>                           | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|            | Semblable 2600282-2 | Pour mm MC2 IR<br>                         |                           | - | - | - | B5.PLM.LG.1  | B5.PLM.MG.1  | O            | O    | O    | 353,33€    |
|            |                     | Pour ISOLITE 300 raccord tournant 400°<br> |                           | ✓ | - | ✓ | B2.PLM.LG.1  | B2.PLM.MG.1  | O            | O    | O    | 433,33€    |
|            |                     | Pour ISOLITE 300<br>                       |                           | ✓ | - | - | B7.PLM.LG.1  | B7.PLM.MG.1  | O            | O    | O    | 370,00€    |
|            |                     | Pour MC2 & ISOLITE 300<br>                 |                           | ✓ | - | - | B3.PLM.LG.1  | B3.PLM.MG.1  | O            | O    | O    | 433,33€    |





Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|                       |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec        | Noir        | Détail TTC |
|-----------------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| Raccord fixe          |  |                           | ✓ | - | - | K1.STD.LG.1  | K1.STD.MG.1  | K1.STD.GR.1  | K1.STD.BR.1 | K1.STD.BL.1 | 176,67 €   |
|                       |  |                           | ✓ | - | - | K1.STD.LG.2  | K1.STD.MG.2  | K1.STD.GR.2  | K1.STD.BR.2 | K1.STD.BL.2 | 176,67 €   |
| Raccord tournant 400° |  |                           | ✓ | - | ✓ | K2.STD.LG.1  | K2.STD.MG.1  | K2.STD.GR.1  | K2.STD.BR.1 | K2.STD.BL.1 | 231,67 €   |
|                       |  |                           | ✓ | - | ✓ | K2.STD.LG.2  | K2.STD.MG.2  | K2.STD.GR.2  | K2.STD.BR.2 | K2.STD.BL.2 | 231,67 €   |

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible |                                    | Connexion côté instrument |  |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |          |
|------------|------------------------------------|---------------------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|----------|
|            | 1057, 1060                         |                           |  | ✓ | - | -            | K7.SKV.LG.1  | K7.SKV.MG.1  | o    | o    | 300,00 €   |          |
|            | 1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080 |                           |  | ✓ | - | -            | K1.SKV.LG.1  | K1.SKV.MG.1  | o    | o    |            | o        |
|            | E30S, E30T, E50S, E70S             |                           |  | ✓ | - | -            | o            | o            | o    | o    |            | o        |
|            | 1057, 1060                         |                           |  | ✓ | - | -            | K7.SKV.LG.2  | K7.SKV.MG.2  | o    | o    | o          | 300,00 € |
|            | 1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080 |                           |  | ✓ | - | -            | K1.SKV.LG.2  | K1.SKV.MG.2  | o    | o    | o          |          |
|            | E30S, E30T, E50S, E70S             |                           |  | ✓ | - | -            | o            | o            | o    | o    | o          |          |
|            | 1057, 1060                         | Rotation 400°             |  |   | ✓ | -            | ✓            | o            | o    | o    | o          | 356,67 € |
|            | 1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080 | ✓                         |  |   | - | ✓            | K2.SKV.LG.1  | K2.SKV.MG.1  | o    | o    | o          |          |
|            | E30S, E30T, E50S, E70S             | ✓                         |  |   | - | ✓            | o            | o            | o    | o    | o          |          |
|            | 1057, 1060                         | Rotation 400°             |  |   | ✓ | -            | ✓            | o            | o    | o    | o          | 356,67 € |
|            | 1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080 | ✓                         |  |   | - | ✓            | K2.SKV.LG.2  | K2.SKV.MG.2  | o    | o    | o          |          |
|            | E30S, E30T, E50S, E70S             | ✓                         |  |   | - | ✓            | o            | o            | o    | o    | o          |          |



CORDONS POUR MICROMOTEURS ELECTRIQUES KAVO® K192/K201

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|                                |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec        | Noir        | Détail TTC |
|--------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| SANS réglage de l'eau du spray |  |                           | ✓ | - | ✓ | K7.STD.LG.1  | K7.STD.MG.1  | K7.STD.GR.1  | K7.STD.BR.1 | K7.STD.BL.1 | 176,67 €   |
| AVEC réglage de l'eau du spray |  |                           | ✓ | ✓ | ✓ | K8.STD.LG.1  | K8.STD.MG.1  | K8.STD.GR.1  | K8.STD.BR.1 | K8.STD.BL.1 |            |

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible |                        | Connexion côté instrument          |  |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------|------------------------|------------------------------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|            | 1057, 1060             | SANS réglage de l'eau du spray<br> |  | ✓ | - | ✓            | K5.SKV.LG.2  | K5.SKV.MG.2  | o    | o    | 300,00 €   |
|            | 1063, 1065, 1080       |                                    |  | ✓ | - | ✓            | K5.SKV.LG.1  | K5.SKV.MG.1  | o    | o    |            |
|            | 1057, 1060             | AVEC réglage de l'eau du spray<br> |  | ✓ | ✓ | ✓            | K6.SKV.LG.1  | K6.SKV.MG.1  | o    | o    | 416,67 €   |
|            | 1063, 1065, 1078, 1080 |                                    |  | ✓ | ✓ | ✓            | K6.SKV.LG.2  | K6.SKV.MG.2  | o    | o    |            |

CORDONS POUR MICROMOTEURS ELECTRIQUES KAVO® **KL-700 SERIES** OU **KL-701 702 703** (à préciser)

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec        | Noir        | Détail TTC |
|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|  |                           | ✓ | ✓ | ✓ | K9.STD.LG.1  | K9.STD.MG.1  | K9.STD.GR.1  | K9.STD.BR.1 | K9.STD.BL.1 | 256,67 €   |

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible                                                                                    |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
| <br>1057, 1060<br>1058<br>1062, 1063<br>1065, 1066<br>1078, 1080<br>E30S, E30T,<br>E50S, E70S |  |                           | ✓ | ✓ | ✓ | K9.SKV.LG.3  | K9.SKV.MG.3  | o            | o    | o    | 420,00 €   |
|                                                                                               |  |                           | ✓ | ✓ | ✓ | K9.SKV.LG.1  | K9.SKV.MG.1  | o            | o    | o    |            |
|                                                                                               |  |                           | ✓ | ✓ | ✓ | K9.SKV.LG.2  | K9.SKV.MG.2  | o            | o    | o    | 433,33 €   |

**CORDON POUR MICROMOTEUR SIRONA® SL (pas possible d'avoir la bague de régulation**

Gaine en silicone Ø externe 10 mm

sur le moteur - la récupérer de l'ancien)



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

| Compatible |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec        | Noir        | Détail TTC |
|------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|            |  |                           | ✓ | - | - | A1.STD.LG.1  | A1.STD.MG.1  | A1.STD.GR.1  | A1.STD.BR.1 | A1.STD.BL.1 | 316,67 €   |

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm et L. 1030 mm

| Compatible                                                                                                                     |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002          | Gris RAL7035          | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|------|------|------------|
| <br>A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT, S1, S2 C3, C3+, C6, E3 C8+ |  |                           | ✓ | - | - | A1.SSR.LG.1 L.1370 mm | A1.SSR.MG.1 L.1370 mm | 0            | 0    | 0    | 433,33 €   |
|                                                                                                                                |  |                           | ✓ | - | - | A1.SSR.LG.2 L.1030 mm | A1.SSR.MG.2 L.1030 mm | 0            | 0    | 0    | 433,33 €   |
|                                                                                                                                |  |                           | ✓ | - | - | A1.SSR.LG.3 L.1370 mm | A1.SSR.MG.3 L.1370 mm | 0            | 0    | 0    | 443,33 €   |

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible                                               |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
| <br>1057, 1060 1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080, |  |                           | ✓ | - | - | A1.SKV.LG.1  | A1.SKV.MG.1  | 0            | 0    | 0    | 433,33 €   |
|                                                          |  |                           | ✓ | - | - | A1.SKV.LG.2  | A1.SKV.MG.2  | 0            | 0    | 0    |            |

Cordons DROIT pour équipement **Planmecca**

| Compatible           |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|----------------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
| <br>L. 1000 mm 200 Ω |  |                           | ✓ | - | - | A1.PLM.LG.1  | A1.PLM.MG.1  | 0            | 0    | 0    | 450,00 €   |

**CORDON POUR MICROMOTEUR SIRONA® BL ISO C - Apex - connecteur VERT**

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|                                |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|--------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
| Avec réglage de l'eau du spray |  |                           | ✓ | ✓ | ✓ | AV.STD.LG.1  | AV.STD.MG.1  | o            | o    | o    | 320,00 €   |
| Sans réglage de l'eau du spray |  |                           | ✓ | - | - | AV.STD.LG.2  | AV.STD.MG.2  | o            | o    | o    | 253,33 €   |

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm - (semblable a Sirona ref. 63 36 700)

| Compatible |                                      | Connexion côté instrument      |  |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |          |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|----------|
|            | TENE0 SINIUS<br>INTEGO<br>INTEGO Pro | Avec réglage de l'eau du spray |  | ✓ | ✓ | ✓            | AV.SSR.LG.1  | AV.SSR.MG.1  | o    | o    | o          | 443,33 € |
|            |                                      | Sans réglage                   |  | ✓ | - | -            | AV.SSR.LG.2  | AV.SSR.MG.2  | o    | o    | o          | 376,67 € |

**CORDON POUR MICROMOTEUR SIRONA® BL - Apex - connecteur BLEU**

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|                                |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|--------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
| Avec réglage de l'eau du spray |  |                           | ✓ | ✓ | ✓ | AB.STD.LG.1  | AB.STD.MG.1  | o            | o    | o    | 343,33 €   |
| Sans réglage de l'eau du spray |  |                           | ✓ | - | - | AB.STD.LG.2  | AB.STD.MG.2  | o            | o    | o    | 276,67 €   |

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm - (semblable a Sirona ref. 63 83 118)

| Compatible |              | Connexion côté instrument      |  |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |          |
|------------|--------------|--------------------------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|----------|
|            | TENE0 SINIUS | Avec réglage de l'eau du spray |  | ✓ | ✓ | ✓            | AB.SSR.LG.1  | AB.SSR.MG.1  | o    | o    | o          | 466,67 € |
|            |              | Sans réglage de l'eau du spray |  | ✓ | - | -            | AB.SSR.LG.2  | AB.SSR.MG.2  | o    | o    | o          | 400,00 € |

**CORDON POUR MICROMOTEUR SIRONA® BL ISO - Apex - connecteur NOIR**

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|                                |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|--------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
| Avec réglage de l'eau du spray |  |                           | ✓ | ✓ | ✓ | AN.STD.LG.1  | AN.STD.MG.1  | o            | o    | o    | 343,33 €   |
| Sans réglage de l'eau du spray |  |                           | ✓ | - | - | AN.STD.LG.2  | AN.STD.MG.2  | o            | o    | o    | 276,67 €   |

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm - (semblable a Sirona ref. 63 36 860)

| Compatible |       | Connexion côté instrument      |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------|-------|--------------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|            | TENE0 | Avec réglage de l'eau du spray | ✓ | ✓ | ✓ | AN.SSR.LG.1  | AN.SSR.MG.1  | o            | o    | o    | 466,67 €   |
|            |       | Sans réglage                   | ✓ | - | - | AN.SSR.LG.2  | AN.SSR.MG.2  | o            | o    | o    | 400,00 €   |

**CORDON POUR MICROMOTEUR DENSIM DX**

Gaine en silicone Ø externe 10 mm

Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|                                                                                   | Connexion côté instrument                                                         |  |  |  | Gris        | Gris        | Gris        | Adec        | Noir        | Détail   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | RAL9002     | RAL7035     | RAL7038     |             |             |          |
|  |  | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | AG.STD.LG.1 | AG.STD.MG.1 | AG.STD.GR.1 | AG.STD.BR.1 | AG.STD.BL.1 | 253,33 € |

**CORDON POUR MICROMOTEUR STERN WEBER iXS4®, ANTHOS iMMs®, CASTELLINI IMPLANTOR LED®**  
**UNIT PRODUIT JUSQU'A FIN 2015** - Gaine en silicone Ø externe 10 mm - connecteur NOIR



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|  |                           |   |   |   |              |              |              |      |      |            |
|  |                           | ✓ | - | - | D1.STD.LG.1  | D1.STD.MG.1  | D1.STD.GR.1  | o    | o    | 300,00 €   |
|  | Tournant 400°<br>         | ✓ | - | ✓ | D1.STD.LG.S  | D1.STD.MG.S  | D1.STD.GR.S  | o    | o    | 343,33 €   |

⚠️ Attention : Les câbles sont livrés avec des connecteurs noirs. Les câbles gris sont disponibles sur demande.

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible                                            |                                                                |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|                                                       |                                                                |  |                           |   |   |   |              |              |              |      |      |            |
|                                                       | <b>Anthos:</b><br>A7 Plus, L9, R7                              |  |                           | ✓ | - | - | o            | o            | D1.SCF.GR.1  | o    | o    | 376,67 €   |
|                                                       | <b>Stern Weber:</b><br>S320TR,<br>S280TRC,<br>S300,<br>S380TRC |  | Tournant 400°<br>         | ✓ | - | ✓ | o            | o            | D1.SCF.GR.S  | o    | o    | 436,67 €   |
| <b>Castellini:</b><br>Skema 5,<br>Skema 6,<br>Skema 8 |                                                                |  |                           |   |   |   |              |              |              |      |      |            |



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|  |                           |   |   |   |              |              |              |      |      |            |
|  |                           | ✓ | - | - | D2.STD.LG.1  | D2.STD.MG.1  | D2.STD.GR.1  | O    | O    | 273,33 €   |
|  | Tournant 400°<br>         | ✓ | - | ✓ | D2.STD.LG.S  | D2.STD.MG.S  | D2.STD.GR.S  | O    | O    | 333,33 €   |

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible |                                                |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------|------------------------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|            |                                                |  |                           |   |   |   |              |              |              |      |      |            |
|            | <b>Anthos:</b><br>A3 Plus, A5, A6 Plus, L6, R7 |  |                           | ✓ | - | - | O            | O            | D2.SCF.GR.1  | O    | O    | 346,67 €   |
|            | <b>Stern Weber:</b><br>S200, S220TR, S280TRC   |  | Tournant 400°<br>         | ✓ | - | ✓ | O            | O            | D2.SCF.GR.S  | O    | O    | 406,67 €   |

**CORDON POUR MICROMOTEUR STERN WEBER iXR3, ANTHOS iMMr, CASTELLINI HANDY POWER**

Gaine en silicone Ø extérieur 10mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|  |                           |   |   |   |              |              |              |      |      |            |
|  |                           | ✓ | - | - | D3.STD.LG.1  | D3.STD.MG.1  | D3.STD.GR.1  | o    | o    | 240,00 €   |
|  | Tournant 400°<br>         | ✓ | - | ✓ | D3.STD.LG.S  | D3.STD.MG.S  | D3.STD.GR.S  | o    | o    | 300,00 €   |

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible                                                                                                                                                       | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|                                                                                                                                                                  |                           |   |   |   |              |              |              |      |      |            |
| <br><b>Anthos:</b><br>A3 Plus, A5, A6 Plus, L6, R7<br><b>Stern Weber:</b><br>S200<br>S220TR,<br>S280TRC, S300<br><br><b>Castellini:</b><br>Skema 5, Skema 6 cart |                           | ✓ | - | - | o            | o            | D3.SCF.GR.1  | o    | o    | 313,33 €   |
|                                                                                                                                                                  | Tournant 400°<br>         | - | - | ✓ | o            | o            | D3.SCF.GR.S  | o    | o    | 373,33 €   |

**CORDON POUR MICROMOTEUR STERN WEBER iXS4®, ANTHOS iMMs®, CASTELLINI IMPLANTOR LED®**  
**UNIT PRODUIT JUSQU'A 2016 - CONNECTEUR BLANC**



Gaine en silicone Ø extérieur 10mm

Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

|  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|  |                           | ✓ | - | - | D4.STD.LG.1  | D4.STD.MG.1  | D4.STD.GR.1  | 0    | 0    | 323,33 €   |

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible |                                                                                                     |  |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|            | <b>Anthos:</b><br>A7 Plus, L9, R7<br>S320TR,<br>S280TRC,<br>S300,<br>S380TRC<br><b>Castellini :</b> |  |  |                           | ✓ | - | - | 0            | 0            | D4.SCF.GR.1  | 0    | 0    | 383,33 €   |

**CORDONS POUR DETARTREUR EMS© (Piezon)**

Gaine en silicone Ø externe 7 mm et 9 mm

Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2000 mm - Longueur de 2010 mm à 2500 mm avec supplément



| Compatible     |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002             | Gris RAL7035 | Gris RAL7038             | Adec        | Noir | Détail TTC |
|----------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------|------|------------|
| Ø externe 7 mm |  |                           | - | - | - | E1.STD.LG.1              | X            | E1.STD.GR.1              | E1.STD.BR.1 | X    | 103,33 €   |
|                |  |                           | - | - | - | E1.200.LG.1<br>L.2000 mm | X            | E1.200.GR.1<br>L.2000 mm | X           | X    | 110,00 €   |
| Ø externe 9 mm |  |                           | - | - | - | E2.STD.LG.1              | X            | E2.STD.GR.1              | E2.STD.BR.1 | X    | 116,67 €   |

Même connectique à l'entrée et à la sortie

| Compatible avec EM-028, EM-060 |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002             | Gris RAL7035 | Gris RAL7038             | Adec                     | Noir | Détail TTC |
|--------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------|------------|
|                                |  |                           | - | - | - | E1.DUO.LG.1<br>(OD 7 mm) | X            | E1.DUO.GR.1<br>(OD 7 mm) | E1.DUO.BR.1<br>(OD 7 mm) | X    | 153,33 €   |

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible |                                                                  | Connexion côté instrument |  |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035             | Gris RAL7038 | Adec                     | Noir | Détail TTC |          |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---|---|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|------|------------|----------|
|            | 1057, 1058,<br>1060, 1062,<br>1063, 1065,<br>1066, 1078,<br>1080 |                           |  | - | - | -            | E1.SKV.LG.1<br>(OD 7 mm) | X            | E1.SKV.GR.1<br>(OD 7 mm) | O    | X          | 256,67 € |
|            |                                                                  |                           |  | - | - | -            | E2.SKV.LG.1<br>(OD 9 mm) | X            | E2.SKV.GR.1<br>(OD 9 mm) | O    | X          | 273,33 € |

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible |                                                                                                                                                                                                      | Connexion côté instrument |  |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038 | Adec                     | Noir | Détail TTC |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------|------------|----------|
|            | <b>Anthos:</b><br>A3, A5, A7, A6,<br>A7, A9, L6, L9, R7<br><br><b>Stern Weber:</b><br>S200, S250,<br>S280TRc, S300,<br>S380TRc, S320TR,<br>S220TR, S320TR<br><br><b>Castellini:</b><br>Skema 5, 6, 8 |                           |  | - | - | -            | O            | X            | E1.SCF.GR.1<br>(OD 7 mm) | O    | X          | 233,33 € |
|            |                                                                                                                                                                                                      |                           |  | - | - | -            | O            | X            | E2.SCF.GR.1<br>(OD 9 mm) | O    | X          | 253,33 € |

Cordon DROIT pour équipement **Planmeca**

| Compatible |                         | Connexion côté instrument |  |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035                          | Gris RAL7038 | Adec                                  | Noir | Détail TTC |          |
|------------|-------------------------|---------------------------|--|---|---|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------------|----------|
|            | Semblable<br>2900263-16 |                           |  | - | - | -            | E1.PLM.LG.1 (OD 7 mm)                 | X            | E1.PLM.GR.1 (OD 7 mm)                 | O    | X          | 306,67 € |
|            |                         |                           |  | - | - | -            | E1.PLM.LG.2 (OD 7 mm cordon pendent.) | X            | E1.PLM.GR.2 (OD 7 mm cordon pendent.) | O    | X          |          |
|            |                         |                           |  | - | - | -            | E2.PLM.LG.1 (OD 9 mm)                 | X            | E2.PLM.GR.1 (OD 9 mm)                 | O    | X          | 320,00 € |
|            |                         |                           |  | - | - | -            | E2.PLM.LG.2 (OD 7 mm cordon pendent.) | X            | E2.PLM.GR.2 (OD 7 mm cordon pendent.) | O    | X          |          |

**CORDONS POUR DETARTREUR EMS® LUMIERE (Piezon LED)**

Gaine en silicone Ø externe 7 mm et 9 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2000 mm - avec supplément de 2010 mm à 2500 mm sur demande

| Compatible                 |  | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002          | Gris RAL7035 | Gris RAL7038          | Adec        | Noir | Détail TTC |
|----------------------------|--|---------------------------|---|---|---|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|------|------------|
| Diametro esterno (OD) 7 mm |  |                           | ✓ | - | - | E5.STD.LG.1           | X            | E5.STD.GR.1           | E5.STD.BR.1 | X    | 166,67 €   |
|                            |  |                           | ✓ | - | - | E5.200.LG.1 L.2000 mm | X            | E5.200.GR.1 L.2000 mm | X           | X    | 173,33 €   |
|                            |  |                           | ✓ | ✓ | - | E5.STD.LG.R           | X            | E5.STD.GR.R           | O           | X    | 233,33 €   |
|                            |  |                           | ✓ | ✓ | - | E5.200.LG.R L.2000 mm | X            | E5.200.GR.R L.2000 mm | O           | X    | 240,00 €   |
| Diametro esterno (OD) 9 mm |  |                           | ✓ | - | - | E6.STD.LG.1           | X            | E6.STD.GR.1           | E6.STD.BR.1 | X    | 183,33 €   |
|                            |  |                           | ✓ | ✓ | - | E6.STD.LG.R           | X            | E6.STD.GR.R           | O           | X    | 250,00 €   |

~~~~~

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
			✓	-	-	E5.SKV.LG.1 (OD 7 mm)	X	E5.SKV.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	320,00 €
	1057, 1058, 1060, 1062,		✓	✓	-	E5.SKV.LG.R (OD 7 mm)	X	E5.SKV.GR.R (OD 7 mm)	O	X	400,00 €
	1063, 1065,		✓	-	-	E6.SKV.LG.1 (OD 9 mm)	X	E6.SKV.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	336,67 €
	1066, 1078, 1080		✓	✓	-	E6.SKV.LG.R (OD 9 mm)	X	E6.SKV.GR.R (OD 9 mm)	O	X	390,00 €
	E30S, E30T, E50S, E70S		✓	✓	-	E5.SKV.LG.RE (OD 7 mm)	X	E5.SKV.GR.RE (OD 7 mm)	O	X	336,67 €

~~~~~

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

| Compatible |                                                                                                                                                                                          | Connexion côté instrument |   |   |   | Gris RAL9002 | Gris RAL7035 | Gris RAL7038          | Adec | Noir | Détail TTC |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|------|------|------------|
|            | <b>Anthos:</b><br>A3, A5, A7, A6, A7, A9, L6, L9, R7<br><br><b>Stern Weber:</b><br>S200, S250, S280TRc, S300, S380TRc, S320TR, S220TR, S320TR<br><br><b>Castellini:</b><br>Skema 5, 6, 8 |                           | ✓ | - | - | O            | X            | E5.SCF.GR.1 (OD 7 mm) | O    | X    | 293,33 €   |
|            |                                                                                                                                                                                          |                           | ✓ | - | - | O            | X            | E6.SCF.GR.1 (OD 9 mm) | O    | X    | 310,00 €   |

~~~~~

Cordon DROIT pour équipement **Planmecca**

Compatible		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	Semblable a: 10026732-16		✓	-	-	E5.PLM.LG.1 (OD 7 mm)	X	E5.PLM.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	370,00 €
			✓	-	-	E6.PLM.LG.1 (OD 9 mm)	X	E6.PLM.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	386,67 €

CORDONS POUR DETARTREUR SATELEC® (Newtron)

Gaine en silicone Ø externe 7 mm et 9 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2000 mm - avec supplément de 2010 mm à 2500 mm sur demande

Compatible		Connexion côté instrument	côté	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
Ø externe 7 mm			-	S1.STD.LG.1	X	S1.STD.GR.1	S1.STD.BR.1	X	103,33 €
			-	S1.200.LG.1 L.2000 mm	X	S1.200.GR.1 L.2000 mm	X	X	110,00 €
Ø externe 9 mm			-	S2.STD.LG.1	X	S2.STD.GR.1	S2.STD.BR.1	X	116,67 €
Ø externe 7 mm			-	S3.STD.WH.1	X	S3.STD.GR.1	S3.STD.BR.1	X	126,00 €
			-	S4.STD.LG.1	X	S4.STD.GR.1	S4.STD.BR.1	X	141,00 €
Ø externe 9 mm			-						

Pour équipement U.S.A.

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible		Connexion côté instrument	côté	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	1057, 1058, 1060, 1062,		-	S1.SKV.LG.1 (OD 7 mm)	X	S1.SKV.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	290,00 €
	1063, 1065, 1066, 1078, 1080		-	S2.SKV.LG.1 (OD 9 mm)	X	S2.SKV.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	300,00 €

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible		Connexion côté instrument	côté	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	Anthos: A3, A5, A7, A6, Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300 S380TRc, 320T R, S220TR, S32 NTR Skema 5, 6, 8		-	O	X	S1.SCF.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	233,33 €
			-	O	X	S2.SCF.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	250,00 €

Cordon DROIT pour équipement **Planmecca**

Compatible		Connexion côté instrument	côté	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
	Semblable 2900267-15		-	S1.PLM.LG.1 (OD 7 mm)	X	S1.PLM.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	323,33€
			-	S1.PLM.LG.2 (OD 7 mm)	X	S1.PLM.GR.2 (OD 7 mm)	X	X	
			-	S2.PLM.LG.1 (OD 9 mm)	X	S2.PLM.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	336,67€

CORDONS POUR DETARTREUR SATELEC® LUMIERE (Newtron LED)

Gaine en silicone Ø externe 7 mm et 9 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2000 mm - avec supplément de 2010 mm à 2500 mm sur demande

Compatible		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
Ø externe 7mm			✓	-	-	S5.STD.LG.1	X	S5.STD.GR.1	S5.STD.BR.1	X	210,00 €
			✓	-	-	S5.200.LG.1 L.2000 mm	X	S5.200.GR.1 L.2000 mm	X	X	216,67 €
			✓	✓	-	S5.STD.LG.R	X	S5.STD.GR.R	O	X	276,67 €
			✓	✓	-	S5.200.LG.R L.2000 mm	X	S5.200.GR.R L.2000 mm	O	X	283,33 €
Ø externe 9mm			✓	-	-	S6.STD.LG.1	X	S6.STD.GR.1	S6.STD.BR.1	X	226,67 €
			✓	✓	-	S6.STD.LG.R	X	S6.STD.GR.R	O	X	293,33 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC	
	1057, 1058, 1060, 1062,			✓	-	-	S5.SKV.LG.1 (OD 7 mm)	X	S5.SKV.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	330,00 €
				✓	✓	-	S5.SKV.LG.R (OD 7 mm)	X	S5.SKV.GR.R (OD 7 mm)	O	X	390,00 €
	1063, 1065, 1066, 1078, 1080			✓	-	-	S6.SKV.LG.1 (OD 9 mm)	X	S6.SKV.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	346,67 €
				✓	✓	-	S6.SKV.LG.R (OD 9 mm)	X	S6.SKV.GR.R (OD 9 mm)	O	X	406,67 €

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC	
	Anthos: A3, A5, A7, A6, A7, A9, L6, L9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S380TRc, 320TR, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, 6, 8			✓	-	-	O	X	S5.SCF.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	285,00 €
				✓	-	-	O	X	S6.SCF.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	300,00 €

Cordon DROIT pour équipement **Planmecca**

Compatible		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC	
	Semblable: 10021294-15			✓	-	-	S5.PLM.LG.1 (OD 7 mm)	X	S5.PLM.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	386,67 €
				✓	-	-	S6.PLM.LG.1 (OD 9 mm)	X	S6.PLM.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	403,33 €



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

		Connexion côté instrument				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
Ø externe 7 mm	Pour détartreur Mectron 		-	-	-	M1.STD.LG.1 (OD 7 mm)	X	M1.STD.GR.1 (OD 7 mm)	M1.STD.BR.1 (OD 7 mm)	X	140,00 €
			-	-	-	M2.STD.LG.1 (OD 9 mm)	X	M2.STD.GR.1 (OD 9 mm)	M2.STD.BR.1 (OD 9 mm)	X	156,67 €
Ø externe 9 mm	Pour détartreur Bien Air Powercare 		-	-	-	M3.STD.LG.1 (OD 7 mm)	X	M3.STD.GR.1 (OD 7 mm)	M3.STD.BR.1 (OD 7 mm)	X	140,00 €
			-	-	-	M4.STD.LG.1 (OD 9 mm)	X	M4.STD.GR.1 (OD 9 mm)	M4.STD.BR.1 (OD 9 mm)	X	156,67 €

CORDONS COMPATIBLES POUR LAMPES LED

CORDON COMPATIBLE AVEC LA LAMPE LED MECTRON STARLIGHT S©

Gaine en silicone, Ø externe 7 mm e 9 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm (avec supplément)

Connexion instrument côté	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
		M5.STD.LG.1 (OD 7 mm)	X	M5.STD.GR.1 (OD 7 mm)	M5.STD.BR.1 (OD 7 mm)	
	M6.STD.LG.1 (OD 9 mm)	X	M2.STD.GR.1 (OD 9 mm)	M2.STD.BR.1 (OD 9 mm)	X	193,33€



Cordon DROIT pour équipement **Planmecca**

Compatible		Connexion instrument côté	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
				M5.PLM.LG.1 (OD 7 mm)	X	M5.PLM.GR.1 (OD 7 mm)	O	
	Semblable a: 10007619-5		M6.PLM.LG.1 (OD 9 mm)	X	M6.PLM.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	336,67€

CORDONS POUR SERINGUE 3F (air / eau)

Gaine en silicone Ø externe 10 mm

Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

				Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
<p>Cordon pour seringue 3F (air/eau) - sans la seringue</p> 	-	-	-	SYR.LG.1	SYR.MG.1	SYR.GR.1	SYR.BR.1	SYR.BL.1	25,67 €
<p>Seringue 3F inox coudée (air/eau) avec cordon en silicone</p> 	-	-	-	AMC.LG.1	AMC.MG.1	AMC.GR.1	AMC.BR.1	AMC.BL.1	100,00€
<p>Seringue 3F inox coudée (air/eau) avec cordon en silicone</p> 	-	-	-	AMC.LG.2	AMC.MG.2	AMC.GR.2	AMC.BR.2	AMC.BL.1	110,00€
<p>Luzzani Minimate 3F inox droite</p> 	-	-	-	X	L1.STD.SS.1	X	X	X	313,33€
<p>Luzzani Minimate 3F inox coudée</p> 	-	-	-	X	L1.STD.AS.1	X	X	X	333,33€
<p>Luzzani Minilight 3F inox droite</p> 	-	-	-	L2.STD.SS.2	L2.STD.SS.1	X	X	X	393,33€
<p>Luzzani Minilight 3F inox coudée</p> 	-	-	-	X	L2.STD.AS.1	X	X	X	416,67€
<p>Luzzani Minilight 6F inox droite</p> 				L3.STD.SS.2	O	X	X	X	600,00€

CORDONS POUR SERINGUE 3F (air / eau)
Gaine en silicone Ø externe 10 mm

Cordons pour équipement **Kavo livré avec seringue Luzzani** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible						Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
 		-	-	-	SY.SKV.LG.2	SY.SKV.MG.2	O	cordon seul - Seringue Kavo non incline		226,67€	
	Luzzani Minimate 3F inox droite 	-	-	-	X	L1.SKV.SS.1	X	X	X	436,67€	
	Luzzani Minimate 3F inox coudée 	-	-	-	X	L1.SKV.AS.1	X	X	X	453,33€	
	Luzzani Minilight 3F inox droite 	-	-	-	L2.SKV.SS.2	L2.SKV.SS.1	X	X	X	490,00€	
	Luzzani Minilight 3F inox coudée 	-	-	-	O	L2.SKV.SS.E (pour E50S)	X	X	X	506,67€	
		1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080, E30S, E30T	-	-	-	L2.SKV.AS.2	L2.SKV.AS.1	X	X	X	506,67€
	3F Inox DROITE 	-	-	-	3F.SKD.LG.1	3F.SKD.MG.1	3F.SKD.GR.1	O	O	216,67€	
	3F Inox coudée 	-	-	-	3F.SKA.LG.1	3F.SKA.MG.1	3F.SKA.GR.1	O	O	200,00€	
	Montage pour seringue 3F pour unit KAVO (SERINGUE et CORDON A FOURNIR)	-	-	-	MS.DSY.01						93,33 €
		-	-	-	MS.SKV.LG.1	MS.SKV.MG.1	Terminal libre côté seringue Inclus: tube air et eau, gaine en silicone Ø 10 mm. Connexion côté unit prévue. Seringue non fournie			126,67 €	

CORDONS POUR SERINGUE 3F (air / eau)


Gaine en silicone Ø externe 10 mm

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini livré avec seringue Luzzani** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible								Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC
 Anthos: A3, A5, A7, A6, A7, A9, L6, L9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S380TRc, 320TR, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, 6, 8	3F Luzzani Minimate inox - droite		-	-	-	X	L1.SCF.SS.1	X	X	X			436,67
	3F Luzzani Minimate inox - Coudée		-	-	-	X	L1.SCF.AS.1	X	X	X			453,33 €
	3F Luzzani Minilight inox - Droite		-	-	-	X	L2.SCF.SS.1	X	X	X			490,00 €
	3F Luzzani Minilight inox - Coudée		-	-	-	X	L2.SCF.AS.1	X	X	X			506,67 €
	Montage pour seringue 3F pour unit CEFLA (SERINGUE et CORDON NON INCLUS)		-	-	-	MS.DSY.02						93,33 €	
			-	-	-	Terminal libre côté seringue. Inclus: tube air et eau, gaine in silicone Ø 10 mm. Connexion côté unit prévue	MS.SCF.GR.1	Seringue non fournie		126,67 €			



Cordons DROIT pour équipements **Planmeca livré avec seringue Luzzani**

Compatible						Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Adec	Noir	Détail TTC	
 L. 1100 mm 1780 Ω Semblable à 2600287-20 Semblable à 2600290-20	3F Luzzani Minimate inox - Droite		-	-	-	X	L1.PLM.SS.1	X	X	X		466,67
	3F Luzzani Minimate inox - Coudée		-	-	-	X	L1.PLM.AS.1	X	X	X		483,33€
	3F Luzzani Minilight inox - Droite		-	-	-	L2.PLM.SS.2	L2.PLM.SS.1	X	X	X		546,67€
	3F Luzzani Minilight inox - Coudée		-	-	-	X	L2.PLM.AS.1	X	X	X		563,33€
	6F Luzzani Minilight inox - Droite		-	-	-	L3.PLM.SS.2	O	X	X	X		723,33€
	3F Inox Droite		-	-	-	3F.PLD.LG.1	3F.PLD.MG.1	3F.PLD.GR.1	O	O		256,67€
		-	-	-	MS.PLM.LG.1	MS.PLM.MG.1	Terminal libre côté seringue. Inclus: tube air et eau, gaine in silicone Ø 10 mm. Connexion côté unit prévue. Seringue non fournie		143,33€			

DISPONIBLE POUR TOUS LES INSTRUMENTS DENTAIRES, EN 5 COULEURS, DE GAINES DIFFERENTES, LONGUEUR SUR DEMANDE ET MONTAGE DU CONNECTEUR, INSTRUMENTS PERSONNALISABLE

		3-VOIES (BORDEN)		
		4-VOIES (MIDWEST)		
		6-VOIES (MIDWEST F.O.)		
		MC3 / M40		
		POLIVALENT		
		MC2 IR		
		ISOLITE 300		
		K190 / 196 / 200		
		K192 / 201		
		KL 700 Series		
		EMS		
		SATELEC		
		MECTRON		
		SERINGUE LUZZANI 3F		

PRIX SUR DEMANDE

ACCESSOIRES CORDONS

	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT	REF.	Détail TTC
	ADAPTATEUR MC3, TURBINE et M40 (pour cordon polyvalent 8P)	1 pc.	CM021.F1.0	26 €
	ADAPTATEUR MC2 IR (pour cordon "Dual Use2 B3)	1 pc.	CM076.F1.0	26 €
	ADAPTATEUR ISOLITE 300 (pour cordon "Dual Use2 B3)	1 pc.	CM077.F1.0	26 €
	JOINT DE RECHANGE POUR CORDON POUR MICRO MOTEUR K190 //196 / 200 HOSE (set de 3 OR)	1 pc.	ORK1	5 €
	JOINT DE RECHANGE POUR CORDON POUR MICRO MOTEUR KL700 series (set de 3 OR)	1 pc.	ORK9	7 €
	JOINT DE RECHANGE POUR CORDON POUR MICRO MOTEUR SL (set de 3 OR)	1 pc.	ORA1	7 €
	JOINT DE RECHANGE POUR INSTRUMENTS MIDWEST F.O.	5 pcs.	GS6H	19 €

TUBES EN TPU POUR ALIMENTATION AIR EAU SPRAY, ARRIVEE RETOUR AIR

	DESCRIPTION	Conditionnement	CODES	Détail TTC €/m
 	TUBE AIR SPRAY (col BLEU)	ROULEAU 30 m	TP.D25.BL.1	3,11 €
	TUBE EAU SPRAY (col: VERT)	ROULEAU 30 m	TP.D25.GR.1	2,00 €
	TUBE ARRIVEE AIR (col: TRANSPARENTE)	ROULEAU 30 m	TP.D40.CL.1	3,67 €
	TUBE RETOUR AIR (col: ROUGE)	ROULEAU 30 m	TP.D45.RD.1	4,24 €

GAINES EN SILICONE

Gaine en silicone Ø externe 7 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm

	COULEUR	Ø externe	Conditionnement	REF.	Détail TTC
	BLANC	7 mm	ROULEAU 25 m	X	8,33€/m
		9 mm		X	
		10 mm		X	
		11 mm		GU.D11.WH.1	
	GRIS CLAIR RAL 9002	7 mm	ROULEAU 25 m	GU.D07.LG.1	8,33€/m
		9 mm		GU.D09.LG.1	
		10 mm		GU.D10.LG.1	
		11 mm		GU.D11.LG.1	
	GRIS RAL 7035	7 mm	ROULEAU 25 m	X	8,33€/m
		9 mm		X	
		10 mm		GU.D10.MG.1	
		11 mm		GU.D11.MG.1	
	GRIS RAL 7038	7 mm	ROULEAU 25 m	GU.D07.GR.1	8,33€/m
		9 mm		GU.D09.GR.1	
		10 mm		GU.D10.GR.1	
		11 mm		GU.D11.GR.1	
	ADEC	7 mm	ROULEAU 25 m	GU.D07.BR.1	8,33€/m
		9 mm		GU.D09.BR.1	
		10 mm		GU.D10.BR.1	
		11 mm		GU.D11.BR.1	

TUBES ET EMBOUTS D'ASPIRATION POUR CATANI ET DÜRR

TUBES ASPIRATION EN ETIL-VINIL-ACETATE, EXTRA SOUPLE, INTERIEUR ET EXTERIEUR EN RELIEF

	COULEUR	Ø interne	Conditionnement	REF.	Détail TTC
	Gris Clair RAL 9002	11 mm	Au mètre	AEX.LG.11	7 €
			ROULEAU 25 m	AEX.LG.11R	163 €
17 mm		Au mètre	AEX.LG.17	9 €	
		ROULEAU 25 m	AEX.LG.17R	197 €	

TUBES ASPIRATION PVC SOUPLE - DOUBLE PAROI RENFORCE par un fils hélicoïdal en pvc rigide - INTERIEUR ET EXTERIEUR LISSE

	COULEUR	Ø interne	Conditionnement	REF.	Détail TTC
	Gris clair RAL 9002	8 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.08	30 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.08R	173 €
		10 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.10	32 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.10R	183 €
		11 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.11	32 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.11R	183 €
		15 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.15	35 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.15R	200 €
		16 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.16	35 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.16R	200 €
		17 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.17	35 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.17R	200 €
		20 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.20	42 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.20R	247 €
		22 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.22	42 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.22R	247 €

EMBOUT D'ASPIRATION

	DESCRIPTION	Conditionnement	REF.	Détail TTC
	Pour tube d'aspiration Ø 11 mm	3 pcs.	TER.GR.11	43 €
	Pour tube d'aspiration Ø 17 mm	3 pcs.	TER.GR.16	43 €

TUYAUX D'ASPIRATION COMPLETS AVEC EMBOUT

(longueur 1700mm)

	DESCRIPTION	Ø INTERIEUR	REF.	Détail TTC
	Tuyau d'aspiration ondulé extra flexible compatible CATTANI longueur 1700mm	11mm	XCT.LG.11	32 €
		17mm	XCT.LG.17	35 €
	Tuyau d'aspiration double paroi en PVC souple compatible CATTANI longueur 1700mm	11mm	PCT.LG.11	48 €
		17mm	PCT.LG.17	52 €

TUYAUX D'ASPIRATION COMPLETS AVEC BAGUE

(longueur 1700mm)

DESCRIPTION		CODE	Détail TTC
	Tuyau aspiration double paroi lisse EURODENT avec bague pour support Ø 8mm - couleur GRIS	TB08E	64 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse KAVO avec bague pour support Ø 8mm - couleur GRIS	TB08KK	69 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse SIRONA avec bague pour support Ø 8mm - couleur GRIS	TB08KS	67 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse CATANI avec bague pour support Ø 11mm - couleur GRIS	TB11C	45 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse CASTELLINI avec bague pour support Ø 11mm - couleur GRIS	TB11EC	72 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse PLANMECA avec bague pour support Ø 11mm - couleur GRIS	TB11P	71 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse EURODENT avec bague pour support Ø 15mm - couleur GRIS	TB15E	71 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse SIRONA avec bague pour support Ø 15mm - couleur GRIS	TB15S	73 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse CATANI avec bague pour support Ø 175 mm - couleur GRIS	TB17C	47 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse CASTELLINI avec bague pour support Ø 17mm - couleur GRIS	TB17EC	72 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse PLANMECA avec bague pour support Ø 17mm - couleur GRIS	TB17P	74 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse KAVO avec bague pour support Ø 17mm - couleur GRIS	TB20K	84 €