

REF	DESIGNATION		PRIX détail
PL160	TOUR A POLIR		
	Tour à polir Matériel de laboratoire Caractéristiques Compact, silencieux, sans vibration Puissance : 500 Watts Vitesse : 1400 et 2800 t/mn 2 vitesses poids : 12 kgs H.250 x L.310 x P.210 mm Receveur plastique en option	HT	550
		TTC	660
SQ 148 L	TAILLE PLATRE AVEC REFROIDISSEMENT EAU		
	Taille plâtre Matériel de laboratoire Caractéristiques Corps en Aluminium Disque abrasif en bakélite Electrovanne pour l'eau Puissance : 1000 Watts Vitesse : 2800 t/mn	HT	784
		TTC	941
SQ 149 D	TAILLE PLATRE A SEC		
	Taille plâtre Matériel de laboratoire Caractéristiques Corps en Aluminium Disque abrasif diamanté Puissance : 1000 Watts Vitesse : 2800 t/mn	HT	1 166
		TTC	1 399
	Existe avec refroidissement eau : SQ 149 DL	HT	1 240
		TTC	1 488
SR 852	FOUR A CERAMIQUE		
	Four à céramique Matériel de laboratoire Caractéristiques Chambre à Quartz Contrôle électronique, 100 programmes 15 fonctions par programme Température maxi : 1200° (étalonnable) Puissance : 1200 Watts Poids : 30 kg Existe avec pompe pour injections sous pression	HT	3 770
		TTC	4 524
SR 360	MALAXEUR SOUS VIDE		
		HT	2 180

REF	DESIGNATION		PRIX détail
	Malaxeur sous vide Matériel de laboratoire Caractéristiques Pompe à vide à sec (sans huile) Puissance : 600 Watts Vitesse : 100 à 500 t/mn Poids : 35 kgs Accessoires en option. Nous consulter.	TTC	2 616
		MALAXEUR SOUS VIDE	
	Malaxeur sous vide Matériel de laboratoire Caractéristiques Pompe à vide à sec (sans huile) Puissance : 500 Watts Vitesse : 100 à 500 t/mn Poids : 11 kgs Existe en version murale -REF SR 330 W Accessoires en option. Nous consulter.	HT	1 550
		TTC	1 860
MALAXEUR SOUS VIDE		HT	1 480
SR 330 T		TTC	1 776
FOREUSE LASER		HT	1 336
	Foreuse laser Matériel de laboratoire Caractéristiques Puissance : 130 Watts Vitesse : 2800 t/mn Système d'alignement laser Forage de plâtre, plexi, bases pvc Diamètre de la fraise : 3 mm Poids : 15 kgs	TTC	1 603
		FOREUSE LASER	
SEPARATEUR DE MOIGNONS		HT	2 416
	Separateur de moignons Matériel de laboratoire Caractéristiques Puissance : 100 Watts Vitesse : 2800 t/mn Lampe hallogène 5 Watts Diamètre du disque : 80 mm Poids : 10,5 kgs Disque diamanté en option.	TTC	2 899
		SEPARATEUR DE MOIGNONS	
POLYMERISATEUR		HT	1 380
	Polymérisateur Matériel de laboratoire	TTC	1 656
		POLYMERISATEUR	

REF	DESIGNATION	PRIX détail					
	<p align="center"><u>Caractéristiques</u></p> Puissance : 320 Watts 8 lampes fluo + 1 lampe halogène 1150 Wtt Ventilateur Température maxi : 50° Poids : 10 kgs						
SR 725 L	FOUR A CYLINDRE						
	Four à cylindre Matériel de laboratoire <p align="center"><u>Caractéristiques</u></p> Taille de la chambre : 23(L)x30(P)x15(H) cm Température maxi : 1100° Puissance : 2800 Watts 1 programme. 3 phases possibles/prog Poids : 45 kgs Existe dans 2 dimensions inférieurs	<table border="1"> <tr><td>HT</td><td>2 215</td></tr> <tr><td>TTC</td><td>2 658</td></tr> </table>	HT	2 215	TTC	2 658	
HT	2 215						
TTC	2 658						
SR 750 L	FOUR A CYLINDRE						
	Four à cylindre Matériel de laboratoire <p align="center"><u>Caractéristiques</u></p> Taille de la chambre : 23(L)x30(P)x15(H) cm Température maxi : 1100° Puissance : 2800 Watts 7 programmes. 4 phases possibles/prog Poids : 45 kgs Existe dans 2 dimensions inférieurs Accessoires en option. Nous consulter.	<table border="1"> <tr><td>HT</td><td>2 550</td></tr> <tr><td>TTC</td><td>3 060</td></tr> </table>	HT	2 550	TTC	3 060	
HT	2 550						
TTC	3 060						
P 400	PRESSE HYDRAULIQUE						
	Presse hydraulique Matériel de laboratoire <p align="center"><u>Caractéristiques</u></p> Pression de travail : 200 Bar Pression maxi : 400 Bar Poids : 20 kgs	<table border="1"> <tr><td>HT</td><td>590</td></tr> <tr><td>TTC</td><td>708</td></tr> </table>	HT	590	TTC	708	
HT	590						
TTC	708						